



catalogo **2023**

microbiologia
parassitologia
sierologia
biologia molecolare
controllo qualità

listino prezzi

did.it

catalogo 2023

LISTINO PREZZI

**DIAGNOSTIC
INTERNATIONAL
DISTRIBUTION**
s.p.a.

www.did.it

info@did.it

tel: +39 02 40090222

fax: +39 02 48705802

INFORMAZIONI UTILI

UFFICIO ORDINI

PEC: didufficiocommerciale@lwcert.it
ufficiocommerciale@did.it

UFFICIO GARE

PEC: didufficiogare@lwcert.it
ufficiogare@did.it

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

PEC: didamministrazione@lwcert.it
amministrazione@did.it

ORGANISMO DI VIGILANZA

odv@did.it



**DIAGNOSTIC
INTERNATIONAL
DISTRIBUTION
s.p.a.**

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.:
CERT-06326-2000-AQ-MIL-SINCERT

Initial certification date:
09 June 2000

Valid:
06 June 2021 – 05 June 2024

This is to certify that the management system of
D.I.D. Diagnostic International Distribution S.p.A.
Piazza Carlo Amati, 6 - 20147 Milano (MI) - Italy

has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:
**Trade of in vitro diagnostic products, laboratory equipment and relating technical service
(IAF 29, 12, 19)**

Place and date:
Vimercate (MB), 14 April 2021



SGQ N° 003 A
SGA N° 003 D
SGE N° 007 M
SCR N° 004 F

EMAS N° 009 P
PRD N° 003 B
PRS N° 094 C
SSI N° 002 G

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB e LAT, di MLA IAF
per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM
e PRD e di MIRA ILAC per gli schemi di accreditamento
LAB, MED, LAT e ISP

For the issuing office:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy



Zeno Beltrami
Management Representative

indice GENERALE

sistemi di prelievo e trasporto 1

MICROBIOLOGIA IN FASE LIQUIDIA

TAMPONI FLOCCATI IN PROVETTA CON TERRENO DI TRASPORTO	2
---	---

sistemi di prelievo e trasporto 2

SISTEMI PER IL PRELIEVO E TRASPORTO DEI CAMPIONI

TAMPONI FLOCCATI SENZA TERRENO DI TRASPORTO	7
---	---

sistemi di prelievo e trasporto 3

SISTEMI STANDARD

TAMPONI STANDARD	12
CONTROLLO AMBIENTALE	13
TRATTAMENTO CAMPIONI	14
MISCELLANEA	14

terreni di coltura

TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI	16
TERRENI DI COLTURA PRONTI	17

test diagnostici e reagenti

IDENTIFICAZIONE BATTERICA & VIRALE	28
MICOLOGIA	33
SIERODIAGNOSI - RICERCA ANTICORPI	34
SOSPENSIONI BATTERICHE COLORATE	34
ALTRI TEST	35

sierotipizzazione

SIEROTIPIZZAZIONE	38
-------------------	----

antibiogramma

DISCHI PER IL TEST DI SENSIBILITÀ	50
RILEVAZIONE DELLE RESISTENZE IN DISCHETTO	52
DISCHI PER USO/RICERCA VETERINARIA	53
IDENTIFICAZIONE	53
RILEVAZIONE DELLE RESISTENZE - TEST RAPIDI	53
TERRENI DI COLTURA PER ANTIBIOGRAMMA	54

colorazioni

KIT E REAGENTI	56
PER CITOLOGIA	59
PER ISTOLOGIA	60

parassitologia

PARASSITOLOGIA	64
----------------	----

controllo qualità

CONTROLLO QUALITÀ PER SARS-COV-2	
PANEL VALIDAZIONE RUO RICERCA MOLECOLARE SARS-COV-2	70
CONTROLLO PER HPV	71
CEPPI MICROBICI	71
SISTEMA PER LA CONSERVAZIONE DEI CEPPI MICROBICI	74

biologia molecolare

INFEZIONI DEL TORRENTE CIRCOLATORIO	78
INFEZIONI PAZIENTI IMMUNODEPRESSI/TRAPIANTATI	78
INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI	79
INFEZIONI BATTERICHE	79
INFEZIONI RESPIRATORIE	80
RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI	80
MALATTIE GENETICHE/EREDITARIE	81
PATOGENI TROPICALI	81
INFEZIONI FUNGINE	81

indice per codice	83
-------------------	----

indice alfabetico	89
-------------------	----

condizioni generali di vendita	93
--------------------------------	----

MICROBIOLOGIA in fase **LIQUIDA**

Sistemi innovativi per il prelievo
e il trasporto dei campioni



in collaborazione con:

Copan
innovating together


FLOQSwabs®


eSwab®


UTM®


**FLOQSwabs®
hDNA Free**


eNAT®


MSwab®



eSwab COLLECTION KIT

Prelievi nasali, faringei, vaginali, rettali, da ferite

Kit A - (sonda rif. C-502CS01)

C-480CE50

Prelievi oculari, auricolari, nasali

Kit B - (sonda rif. C-501CS01)

C-481CE50

Prelievi pediatrici e del tratto nasofaringeo

Kit C - (sonda rif. C-503CS01)

C-482CE50

Prelievi del tratto urogenitale

Kit D - (sonda rif. C-525CS01)

C-483CE50

Prelievi pediatrici

Kit E - (sonda rif. C-516CS01)

C-484CE50

C-502CS01




C-525CS01



C-503CS01



C-501CS01



C-516CS01



UTM RT KIT

Prelievi faringei, cervicali e vaginali (3 mL)

sonda regular (rif. C-519CS01)

C-346CE50

Prelievi nasofaringei (3 mL)

sonda nasofaringea (rif. C-503CS01)

C-305CE50

Prelievi uretrali (3 mL)

sonda minitip (rif. C-501CS01)

C-307CE50

Disponibile anche la versione UTM RT mini Kit con provette da 1 mL di terreno


C-519CS01



C-503CS01



C-501CS01



sistemi di prelievo e trasporto

1

terreni
di coltura

test

diagnostici

sierotipizzazione

antibiogramma

colorazioni

parassitologia

controllo

qualità

biologia

molecolare

microbiologia in fase liquida

La nuova tecnologia per la fase preanalitica. Ottimizzati per l'anatomia umana e per la diagnostica clinica, i tamponi floccati associati al terreno di trasporto liquido, consentono di trasferire la Microbiologia su supporto LIQUIDO.

Ne derivano infinite potenzialità:

- campioni qualitativamente migliori, maggior efficienza del prelievo
- prelievo e soprattutto rilascio istantaneo di maggiori volumi di campione liquido (forte idrofilia delle fibre della sonda)
- ottimizzazione dei prelievi per patogeni endocellulari e respiratori (maggior numero di cellule epiteliali)
- standardizzazione della fase di prelievo
- uniformità del prelievo: unico terreno di trasporto per aerobi, anaerobi e patogeni esigenti
- test multipli con un unico campione, dai sistemi tradizionali alla biologia molecolare
- conservazione del campione a temperatura ambiente
- significativa riduzione del numero di campioni non idonei per insufficiente prelievo
- ridotta invasività del prelievo
- diagnosi più precoce

TAMPONI FLOCCATI IN PROVETTA CON TERRENO DI TRASPORTO

eSwab®	2
MSwab®	2
eNat®	2
UTM®	3



catalogo 2023

tamponi floccati in provetta con terreno di trasporto

Sistema di trasporto e raccolta Copan Liquid Amies Elution Swab (eSwab®)

Il sistema di trasporto e raccolta Copan Liquid Amies Elution Swab (ESwab®) rappresenta il modo migliore per conservare e mantenere la vitalità dei batteri aerobi, anaerobi e esigenti in campioni da sottoporre sia a test colturali sia a test immunologici e di biologia molecolare (DNase/RNase free).

Kit sterili monouso. Ogni kit contiene: provetta in polipropilene a fondo conico e tappo a vite contenente 1 mL di terreno Amies liquido e tampone con puntale floccato in fibra di nylon - incarto singolo in bustina.

Prelievi orofaringei, vaginali, rettali, buccali e da ferite

eSwab® LQ Amies con tampone regular floccato	1 x 50 kit	C-480CE50
	8 x 50 kit	C-480CE08

Prelievi uretrali, nasali e pediatrici

eSwab® LQ Amies con tampone minitip floccato	1 x 50 kit	C-481CE50
	8 x 50 kit	C-481CE08

Prelievi nasofaringei

eSwab® LQ Amies con tampone pernasale floccato	1 x 50 kit	C-482CE50
	8 x 50 kit	C-482CE08

Prelievi urogenitali

eSwab® LQ Amies con tampone uretrale floccato	1 x 50 kit	C-483CE50
	8 x 50 kit	C-483CE08

Prelievi neonatali

eSwab® LQ Amies con tampone mini floccato pediatrico	1 x 50 kit	C-484CE50
	8 x 50 kit	C-484CE08

Sistema di raccolta, conservazione e trasporto Copan MSwab®

MSwab® è un sistema per la raccolta e il trasporto dei campioni clinici destinati ai laboratori di batteriologia e virologia. MSwab® permette di raccogliere, trasportare e lisare i campioni nella stessa provetta senza dover manipolare ulteriormente il campione. Rappresenta un dispositivo pre-analitico completamente compatibile con le piattaforme molecolari, garantendo un'estrazione rapida e diretta degli acidi nucleici.

Sistemi MSwab® per saggi molecolari e procedure colturali standard

MSwab®: 1mL di terreno di trasporto MSwab® e un tampone Floqswabs® standard	50 pezzi	C-6E012NCE50
--	----------	--------------

Contiene 1 ml di terreno in provetta da 12 x 80 mm e un tampone floccato regular. Utilizzo: prelievi nasali, faringei, vaginali, inguinali, ascellari, rettali, fecali, da ferite.

300 pezzi	C-6E012N
-----------	----------

MSwab®: 1mL di terreno di trasporto e mantenimento MSwab® e un tampone Floqswabs® flessibile	50 pezzi	C-6E013NCE50
---	----------	--------------

Contiene 1 mL di terreno in provetta da 12 x 80 mm e un tampone floccato sottile e flessibile. Utilizzo: prelievi naso-faringei.

300 pezzi	C-6E013N
-----------	----------

MSwab® bulk (solo terreno - 1 mL)

Provetta singola da 12 x 80 mm contenente 1 mL di terreno MSwab®. Associabile ad ogni tipologia di tampone floccato.

50 pezzi	C-6E011NCE50
300 pezzi	C-6E011N

MSwab® bulk (solo terreno - 2 mL)

Provetta singola da 12 x 80 mm contenente 2 mL di terreno MSwab®. Associabile ad ogni tipologia di tampone floccato.

50 pezzi	C-6U019NCE50
300 pezzi	C-6U019N

Sistema di prelievo e trasporto Copan eNat®

eNat® è un sistema sviluppato in modo specifico per applicazioni di Biologia Molecolare e validato per le più diffuse piattaforme PCR. Grazie alla presenza di inattivanti nella formulazione, eNat® garantisce la massima sicurezza nella gestione del campione.

La disponibilità di molteplici versioni, con differenti volumi di eluizione del campione prelevato, rendono il sistema perfettamente adattabile alle diverse necessità. Non compatibile con metodi tradizionali e colturali.

eNat® Medium 2 mL - provetta con tappo a vite 12 x 80 mm	50 pezzi	C-606CE50
	300 pezzi	C-606C

eNat® Medium 1 mL - provetta con tappo a vite 12 x 80 mm	50 pezzi	C-608CE50
	300 pezzi	C-608C

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Sistema di prelievo e trasporto eNat®		
eNat® 1 mL con tampone regular floccato	50 pezzi	C-608CS50R
Provetta con tappo a vite 12 x 80 mm - contiene 1 mL di terreno e tampone floccato regular (C-502CS01).	500 pezzi	C-608CS01R
eNat® 1 mL con tampone minitip floccato	50 pezzi	C-608CS50M
Provetta con tappo a vite 12 x 80 mm - contiene 1 mL di terreno e tampone floccato minitip (C-501CS01).	500 pezzi	C-608CS01M
eNat® 1 mL con tampone pernasale floccato	50 pezzi	C-608CS50P
Provetta con tappo a vite 12 x 80 mm - contiene 1 mL di terreno e tampone floccato pernasale (C-503CS01).	500 pezzi	C-608CS01P
eNat® 1 mL con tampone regular floccato e pipetta Pasteur	50 pezzi	C-6E021CE50
Provetta con tappo a vite 12 x 80 mm - contiene 1 mL di terreno, tampone floccato regular (C-502CS01) e pipetta Pasteur.	300 pezzi	C-6E021S
eNat® 2 mL con tampone regular floccato	50 pezzi	C-606CS50R
Provetta con tappo a vite 12 x 80 mm - contiene 2 mL di terreno e tampone floccato regular (C-502CS01).	500 pezzi	C-606CS01R
eNat® 2 mL con tampone minitip floccato	50 pezzi	C-606CS50M
Provetta con tappo a vite 12 x 80 mm - contiene 2 mL di terreno e tampone floccato Minitip (C-501CS01).	500 pezzi	C-606CS01M
eNat® 2 mL con tampone pernasale floccato	50 pezzi	C-606CS50P
Provetta con tappo a vite 12 x 80 mm - contiene 2 mL di terreno e tampone floccato Pernasale (C-525CS01).	500 pezzi	C-606CS01P
eNat® 2 mL con tampone L-shape floccato	50 pezzi	C-606CS50L
Provetta con tappo a vite 12 x 80 mm - contiene 2 mL di terreno e tampone L-shape.	500 pezzi	C-606CS01L
Sistema eNat® per autoprelievo		
Dispositivo di auto-raccolta utilizzato per analisi di farmacogenomica, nutraceutica, medicina predittiva, genomica e studio del microbioma.		
Smart eNat® (contiene tampone regular floccato)	50 pezzi	C-70U001N50
Provetta con tappo bianco assemblato riempito con 1 mL di terreno e tampone floccato regular.	300 pezzi	C-70U001N

Copan Universal Transport Medium UTM-RT® System

UTM® RT è un terreno di trasporto di campioni clinici da sottoporre alla ricerca di Virus (SARS-CoV-2, virus dell'influenza umana, aviaria, H1N1, RSV e altri virus respiratori), *Chlamydia*, *Mycoplasma* e *Ureaplasma*. Indicato per molteplici tecniche analitiche: metodi colturali, test immunoenzimatici e tecniche di biologia molecolare (DNase/RNase free). **Kit sterili monouso. Ogni kit contiene: provetta in polipropilene a fondo conico e tappo a vite contenente terreno UTM® liquido e tampone con puntale floccato in fibra di nylon - incarto singolo in bustina. L'interno del tappo consente l'incastro in solido dell'asta.**

Prelievi nasofaringei

UTM® 3 mL con tampone floccato sterile pernasale	50 kit	C-305CE50
	6 x 50 kit	C-305C
UTM® 1 mL con tampone floccato sterile pernasale	50 kit	C-360CE50
	6 x 50 kit	C-360C

Prelievi orofaringei, vaginali, rettali, buccali e da ferite

UTM® 3 mL con tampone floccato sterile regular	50 kit	C-346CE50
	6 x 50 kit	C-346C
UTM® 1 mL con tampone floccato sterile regular	50 kit	C-359CE50
	6 x 50 kit	C-359C

Prelievi faringei e nasofaringei

UTM® 3 mL con tampone floccato sterile regular e tampone nasofaringeo	50 kit	C-321CE50
Il kit contiene una provetta in polipropilene a fondo conico e tappo a vite contenente terreno UTM® liquido e 2 tamponi, regular per prelievi faringei (rif. C-519CS01) e nasofaringei (rif. C-503CS01) confezionati singolarmente.	6 x 50 kit	C-321C

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Prelievi uretrali		
UTM® 3 mL con tampone floccato sterile minitip	50 kit	C-307CE50
	6 x 50 kit	C-307C
UTM® 1 mL con tampone floccato sterile minitip	50 kit	C-361CE50
	6 x 50 kit	C-361C
UTM® RT - Accessori singoli		
UTM® - provette da 3 mL	50 pezzi	C-330CE50
	6 x 50 pezzi	C-330C
UTM® - provette da 1 mL	50 pezzi	C-350CE50
	6 x 50 pezzi	C-350C

sistemi di prelievo e trasporto

2

terreni
di coltura
test
diagnostici
sierotipizzazione
antibiogramma
colorazioni
parassitologia
controllo
qualità
biologia
molecolare

sistemi per il prelievo e trasporto dei campioni

I tamponi floccate FLOQSwabs® rappresentano un grande passo avanti nel prelievo dei campioni clinici: grazie al metodo rivoluzionario con cui è sfruttata la dinamica dei fluidi, risultano significativamente migliorati sia l'assorbimento del campione che il rilascio dello stesso.

Sono costituiti da un'asta di plastica estremamente resistente con puntale in fibra di nylon, disegnata grazie al flocking process. Questa esclusiva tecnologia utilizza un sistema a spruzzo per la coesione delle fibre di nylon all'asta, che risultano essere posizionate perpendicolarmente all'asta stessa e, agendo come un soffice spazzolino, permettono il prelievo di una maggiore quantità di batteri, virus e materiale cellulare.

Le fibre di nylon inoltre esercitano un'azione capillare che aumenta sia l'assorbimento dei campioni liquidi, sia il successivo rilascio. Con i tamponi floccati viene rilasciato nel terreno di trasporto liquido più del 95% del campione prelevato, mentre i tamponi tradizionali rilasciano meno del 30%. Con questi ultimi, infatti, è noto che il campione è trattenuto nella matrice fibrosa del puntale.

TAMPONI FLOCCATI SENZA TERRENO DI TRASPORTO 7

FLOQSwabs®	8
-------------------	----------

4N6FLOQSwabs®	8
----------------------	----------

NAO® Basket	9
--------------------	----------

FLOQBrush™	9
-------------------	----------



catalogo 2023

Tamponi floccati senza terreno di trasporto

FORMATI DISPONIBILI




C-516CS01

prelievi nasofaringei
neonatali



C-518CS01

prelievi uretrali, oculari,
auricolari, pediatrici



C-525CS01

prelievi uretrali, oculari,
auricolari, pediatrici



C-503CS01

prelievi nasofaringei



C-501CS01

prelievi uretrali, oculari,
auricolari, pediatrici



C-502CS01

prelievi orofaringei,
vaginali, rettali



C-519CS01

prelievi orofaringei,
vaginali, rettali



C-520CS01

prelievi orofaringei,
vaginali, rettali



C-511CS01

prelievi endocervicali



ANATOMICO

ERGONOMICO

QUANTITATIVO

tamponi floccati senza terreno di trasporto

TAMPONI FLOCCATI STERILI

Prelievi orofaringei, buccali, fecali, vaginali, da ferite

Tampone regular con asta in plastica e puntale "velvet" in nylon

Asta: 150 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: 4,5 mm - Punto di frattura: 30 mm

100 blister

C-520CS01

Asta: 150 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: 4,5 mm - Punto di frattura: 80 mm

100 blister

C-502CS01

Asta: 150 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: 4,5 mm - Punto di frattura: 100 mm

100 blister

C-519CS01

Asta: 150 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: conico - Nessun punto di frattura

100 blister

C-537CS01

Prelievi paranasali/nasofaringei

Tampone con asta in plastica e puntale "velvet" in nylon

Asta: 150 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: 2,5 mm - Punto di frattura: 100 mm

100 blister

C-503CS01

Asta: 150 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: 2,5 mm - Nessun punto di frattura

100 blister

C-534CS01

Prelievi nasali

Tampone con asta in plastica e puntale "velvet" in nylon - per adulti

Asta: 123 mm - Puntale: 23 mm - Ø puntale: 2 mm - Punto di frattura: 80 mm

100 blister

C-56380CS01

Tampone mini con asta in plastica e puntale "velvet" in nylon - pediatrico

Asta: 85 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: 2 mm - Punto di frattura: 50 mm

100 blister

C-56750CS01

Tampone mini con asta in plastica e puntale "velvet" in nylon - pediatrico

Asta: 111 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: 2 mm - Punto di frattura: 80 mm

100 blister

C-56780CS01

Prelievi endocervicali

Tampone con asta in plastica e puntale "velvet" in nylon

Asta: 170 mm - Puntale: 22 mm - Ø puntale: 6 mm - Punto di frattura: 80 mm

50 blister

C-511CS01

Prelievi eso/endocervicali

Tampone con asta in plastica e puntale "velvet" in nylon L-shape

Asta: 170 mm - Puntale a L: max 18 mm - Ø puntale: 3 mm - Punto di frattura: 100 mm

50 blister

C-570CS01

Prelievi uretrali, oculari, auricolari, pediatrici

Tampone mini con asta in plastica e puntale "velvet" in nylon

Asta: 150 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: 3 mm - Punto di frattura: 80 mm

100 blister

C-501CS01

Asta: 150 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: 3 mm - Punto di frattura: 100 mm

100 blister

C-518CS01

Tampone mini con asta ultrasottile in plastica e puntale "velvet" in nylon

Asta: 150 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: 2,5 mm - Punto di frattura: 80 mm

100 blister

C-525CS01

Prelievi nasofaringei neonatali

Tampone mini con asta in plastica e puntale "velvet" in nylon

Asta: 134 mm - Puntale: 10 mm - Ø puntale: 2,5 mm - Punto di frattura: 100 mm

100 blister

C-516CS01

Asta: 134 mm - Puntale: 10 mm - Ø puntale: 2,5 mm - Nessun punto di frattura

100 blister

C-535CS01

Prelievi salivari e cellule della mucosa buccale

Tampone maxi con asta in plastica e puntale "velvet" in nylon

Asta: 150 mm - Puntale 33 mm - Punto di frattura: 46 mm

100 blister

C-528CS01

TAMPONI FLOCCATI STERILI IN PROVETTA

Prelievi orofaringei, buccali, fecali, vaginali, da ferite

Tampone regular con asta in plastica e puntale "velvet" in nylon

Tappo bianco - Asta: 150 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: 4,5 mm - Punto di frattura: 30 mm

100 pezzi

C-520C

Tappo rosso - Asta: 150 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: 4,5 mm - Punto di frattura: 80 mm

100 pezzi

C-552C

Tappo fucsia - Asta: 150 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: 4,5 mm - Punto di frattura: 100 mm

100 pezzi

C-519C

Tappo fucsia - Asta: 150 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: 4,5 mm - Nessun punto di frattura

100 pezzi

C-5U032S

Tappo fucsia - Asta: 150 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: punta arrotondata - Nessun punto di frattura

100 pezzi

C-5U051S

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Prelievi paranasali/nasofaringei		
Tampone con asta in plastica e puntale "velvet" in nylon	100 pezzi	C-553C
Tappo arancione - Asta: 150 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: 2,5 mm - Punto di frattura: 80 mm		
Tappo blu - Asta: 150 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: 2,5 mm - Nessun punto di frattura	100 pezzi	C-534C
Prelievi endocervicali		
Tampone con asta in plastica e puntale "velvet" in nylon cone shaped	100 pezzi	C-52980C
Tappo fucsia - Asta 147 mm - Puntale 23 mm - Ø puntale: 7 mm - Punto di frattura: 78,5 mm		
Prelievi uretrali, oculari, auricolari, pediatrici		
Tampone mini con asta in plastica e puntale "velvet" in nylon		
Tappo verde - Asta: 150 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: 3 mm - Punto di frattura: 80 mm	100 pezzi	C-551C
Tappo giallo - Asta: 150 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: 3 mm - Punto di frattura: 100 mm	100 pezzi	C-518C
Tampone mini con asta ultrasottile in plastica e puntale "velvet" in nylon		
Tappo verde - Asta: 150 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: 2,5 mm - Punto di frattura: 80 mm	100 pezzi	C-560C
Prelievi neonatali		
Tampone mini con asta in plastica e puntale "velvet" in nylon	100 pezzi	C-516C
Tappo bianco - Asta: 150 mm - Puntale: 8 mm - Ø puntale: 2,5 mm - Punto di frattura: 100 mm		
Tappo bianco - Asta: 150 mm - Puntale: 8 mm - Ø puntale: 2,5 mm - Nessun punto di frattura	100 pezzi	C-535C

FLOQSwabs® hDNA Free - Uso clinico (DNase, RNase e Human DNA free)

FLOQSwabs® hDNA free è una linea di prodotti specificatamente dedicata alla raccolta di DNA per applicazioni genetiche. Sterili, privi di DNA umano amplificabile e di DNasi e RNase rilevabile, FLOQSwabs® hDNA free sono utilizzabili per tipizzazione HLA, genotipizzazione SNP, screening per intolleranze alimentari, test genetici predittivi, test genetici per la diagnosi di celiachia, test Antiaging.

Prelievo di cellule buccali, saliva, pelle

Tampone regular in blister	100 pezzi	C-50U002DS10
Punto di frattura: 20 mm - Applicazioni: tipizzazione HLA, SNP, intolleranze alimentari ecc.	10 x 100 pezzi	C-50U002DS01
Punto di frattura: 20 mm - Applicazioni: tipizzazione HLA, SNP, intolleranze alimentari ecc. (2 pezzi per blister)	1000 pezzi	C-50U006DS02
Tampone regular in blister - Nessun punto di frattura	100 pezzi	C-50U008DS50
	10 x 100 pezzi	C-50U008DS01
Tampone regular con provetta da 2 mL, in blister	100 pezzi	C-50U003DS10
Punto di frattura: 20 mm - Applicazioni: tipizzazione HLA, SNP, intolleranze alimentari ecc.	6 x 100 pezzi	C-50U003DS
Tampone regular in provetta da 174,5 mm	100 pezzi	C-50U004DS10
Punto di frattura: 20 mm - Applicazioni: tipizzazione HLA, SNP, intolleranze alimentari ecc.	10 x 100 pezzi	C-50U004DS
Buccal Swab con Active Drying system	50 pezzi	C-50E010D50
	300 pezzi	C-50E010D01

4N6FLOQSwabs® - Uso forense (DNase, RNase e Human DNA free)

Le linee di prodotti per Uso Forense 4N6FLOQSwabs®, caratterizzate da un sistema che ottimizza il recupero di DNA indipendentemente dal tipo di raccolta, sono state ideate per diverse finalità tra cui analisi genetiche da prelievi cellulari e prelievi di campioni sulla scena del crimine. Tutti i prodotti della linea 4N6FLOQSwabs® sono garantiti come privi di Dnasi, Rnasi e inibitori dell'amplificazione. I tamponi floccati sono studiati appositamente per il prelievo cellulare per analisi genetiche, di identità, di paternità, STR, per sostanze d'abuso ed altre analisi.

Prelievo di cellule buccali, epiteliali, sangue, liquido seminale, campioni ambientali ecc.

Tampone regular con asta in plastica e puntale "velvet" in nylon in blister	100 pezzi	C-4520C100
Asta: 150 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: 4,5 mm - Punto di frattura: 20 mm (compatibile con provetta Eppendorf 2 mL).	10 x 100 pezzi	C-4520CS01

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Tampone regular con asta in plastica e puntale "velvet" in nylon in blister Asta: 150 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: 4,5 mm - Punto di frattura: 20 mm – con provetta Eppendorf 2 mL.	100 pezzi 6 x 100 pezzi	C-4520CA01 C-4520CA
Tampone regular con asta in plastica e puntale "velvet" in nylon in provetta Asta: 150 mm - Puntale: 16 mm - Ø puntale: 5,5 mm - Punto di frattura: 21 mm – in provetta 174,5 mm	100 pezzi 10 x 100 pezzi	C-4508CS01 C-4508C
Tampone regular con asta in plastica e puntale "velvet" in nylon in provetta con sistema Active Drying System Asta: 59 mm - Puntale: 17,5 mm - Ø puntale: 5 mm - Punto di frattura: 21 mm – in provetta 109 mm	50 pezzi 300 pezzi	C-4504CS01 C-4504C
Tampone subungueale con sistema Active Drying System	50 pezzi 300 pezzi	C-40U022D50 C-40U022D
Tampone regular con azione antimicrobica in blister	100 pezzi	C-3509CS01
Tampone regular con azione antimicrobica in provetta Tampone regular in provetta da 174,5 mm	100 pezzi 1000 pezzi	C-3509CE10 C-3509C
Tampone regular con azione antimicrobica in provetta Tampone regular in provetta da 109 mm	50 pezzi 300 pezzi	C-3510CE50 C-3510C
Tampone subungueale con azione antimicrobica in provetta da 109 mm	50 pezzi 300 pezzi	C-3503CS01 C-3503C

Ottimizzazione degli acidi nucleici: NAO® Basket

I basket semi-permeabili Smart Nucleic Acid Optimizer, usati in combinazione con i tamponi floccati, ed un processo one-step di centrifugazione, rappresentano un sistema efficiente per il rilascio e la concentrazione di tutti gli acidi nucleici presenti in un campione, direttamente all'interno di una provetta.

NAO® Basket	5 x 50 pezzi	C-3002C
NAO® Basket con provetta BRAND/TEFF da 2 mL imbustate singolarmente	6 x 100 pezzi	C-3102CS01
NAO® Basket con provetta BRAND/TREFF da 2 mL imbustate singolarmente e tamponi regular 4N6FLOQSwabs® Genetics	6 x 100 pezzi	C-4103CS01

FLOQBrush™ - Tamponi per il prelievo di campioni clinici di mucosa olfattiva per la ricerca della malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ)

I prodotti FLOQBrush™ Copan in busta sono kit sterili e pronti all'uso per il prelievo di campioni clinici di mucosa olfattiva. Il tampone è idoneo per il contatto breve con il corpo umano. La particolare conformazione di questo tampone permette un prelievo efficace e poco doloroso, consentendo di ottenere ottime quantità e qualità di campione da analizzare.

FLOQBrush™ - Tampone floccato slim tip	10 x 50 pezzi	C-5E007S01
---	---------------	------------

NOTE

[illegible]

sistemi di prelievo e trasporto

3

terreni
di coltura

test

diagnostici

sierotipizzazione

antibiogramma

colorazioni

parassitologia

controllo

qualità

biologia

molecolare

sistemi
standard

TAMPONI STANDARD 12

CONTROLLO AMBIENTALE 13

TRATTAMENTO CAMPIONI 14

MISCELLANEA 14



catalogo 2023

tamponi standard

TAMPONI IN PROVETTA CON TERRENO DI TRASPORTO

Sistemi di raccolta e trasporto di campioni clinici per il mantenimento dei batteri patogeni. Grazie alla particolare strozzatura presente poco al di sotto del livello del terreno (principio di Venturi), è garantita una migliore conservazione dei batteri anaerobi non esigenti e aerobi. Ciascun tampone è sterile e confezionato singolarmente in provette di plastica. Sterilizzazione con raggi gamma. Stabilità: 2 anni.

Transystem® Plastica

Amies senza carbone (tappo blu)	100 blister	C-108C
Amies con carbone (tappo nero) Tamponi sterili con asta in plastica e punta in rayon. Terreno di Amies.	100 blister	C-114C
Stuart senza carbone (tappo blu)	100 blister	C-111C
Stuart con carbone (tappo nero) Tamponi sterili con asta in plastica e punta in rayon. Terreno di Stuart.	100 blister	C-117C
Cary-Blair (tappo rosso) Tamponi sterili con asta in plastica e punta in rayon. Terreno di Cary-Blair. Prelievo di campioni rettali o fecali, per la ricerca dei microrganismi patogeni enterici.	100 blister	C-132C

Transystem® Alluminio

Amies senza carbone (tappo arancio)	100 blister	C-110C
Stuart senza carbone (tappo arancio)	100 blister	C-113C
Amies con carbone (tappo arancio)	100 blister	C-116C
Stuart con carbone (tappo arancio) Tamponi con asta in alluminio e punta "mini" in rayon per prelievi pediatrici, nasali, oculari, uretrali, ecc. Terreni di Amies o di Stuart, con e senza carbone.	100 blister	C-119C

Transystem® - Tamponi con terreno liquido

Amies Liquido (tappo bianco)	100 blister	C-140C
Stuart Liquido (tappo bianco) Tamponi sterili con asta in plastica e punta in rayon. Terreno di Amies o di Stuart liquidi, per l'esame microscopico a fresco.	100 blister	C-141C
Amies Liquido (tappo arancio)	100 blister	C-142C
Stuart Liquido (tappo arancio) Tamponi con asta in alluminio e punta "mini" in rayon per prelievi pediatrici, nasali, oculari, uretrali, ecc. Terreno di Amies e di Stuart liquidi, per l'esame microscopico a fresco.	100 blister	C-143C

TAMPONI SENZA TERRENO DI TRASPORTO IN PROVETTA

Tamponi sterili confezionati in provette di plastica rigida.

Asta in alluminio e tampone in rayon (tappo arancio)	5 x 100 pezzi	C-160C
Asta in alluminio e tampone in dacron (tappo giallo) Tamponi con asta in alluminio ideali per prelievi vaginali, uretrali, auricolari e nasali.	5 x 100 pezzi	C-162C
Asta "twisted" e tampone in rayon (tappo blu) Tamponi con asta in filo metallico ritorto (twisted), specifici per prelievi nasali.	1 x 100 pezzi	C-168C
Asta in plastica e tampone in rayon imbevuto di soluzione vegetale proteica (tappo giallo) Tamponi imbevuti di una soluzione vegetale proteica (simile ad albumina bovina): mantiene vitali i microrganismi patogeni e ne impedisce la sovracrescita.	1 x 100 pezzi	C-456C
Asta in plastica e tampone in rayon (tappo bianco)	5 x 100 pezzi	C-155C
Asta in plastica e tampone in dacron (tappo rosso) Tamponi per prelievi vaginali e auricolari.	5 x 100 pezzi	C-159C

TAMPONI SENZA TERRENO DI TRASPORTO IN BUSTINA

Tamponi sterili confezionati in bustina singola di film atossico.

Asta in plastica e puntale in rayon	1000 pezzi	C-167KS05
Asta in plastica e puntale in dacron	1000 pezzi	C-164KS01
Asta in alluminio e puntale in rayon	1000 pezzi	C-170KS01
Asta in alluminio e puntale in dacron	1000 pezzi	C-175KS01

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

CODICE

TAMPONI E SISTEMI DI TRASPORTO PER CHLAMYDIA**Transystem Chlamydia****Asta in plastica - puntale in rayon**

250 pezzi

C-144C

Asta in alluminio - puntale in rayon

250 pezzi

C-145C

Asta "twisted" - puntale in rayon

250 pezzi

C-146C

Tamponi sterili in provetta contenente un supporto spugnoso imbevuto di terreno liquido specifico per Chlamydia. Semplice da utilizzare, questo sistema non richiede mezzo di attivazione.

controllo ambientale

Sistema per il controllo microbiologico di batteri e funghi su superfici di lavoro e apparecchiature ospedaliere, farmaceutiche, alimentari e cosmetiche. I terreni di trasporto (SRK e UNS), studiati per l'inattivazione dei più comuni disinfettanti o agenti sanitizzanti, rispondono ai requisiti della vigente normativa in materia di campionamenti di superficie (ISO 18593). I rigorosi controlli di qualità assicurano che i kit non abbiano effetti inibitori sul recupero dei microrganismi. I tamponi in plastica sono disponibili con punta in fibra sintetica, in rayon oppure con punta floccata.

SRK® - tamponi standard con punta in rayon

25 pezzi

C-902C

Blister contenente una provetta con 10 mL di soluzione e un tampone in plastica con punta in rayon. Involucro singolo.

SRK® - tamponi standard con punta in rayon

25 pezzi

C-908C

Blister contenente una provetta con 2,5 mL di soluzione e un tampone in plastica con punta in rayon. Involucro singolo.

SRK® - tamponi grandi con punta in rayon

25 pezzi

C-904C

Blister contenente una provetta con 10 mL di soluzione e un tampone in plastica con punta grande in rayon. Involucro singolo.

SRK® - tamponi standard con punta in rayon

6 x 50 pezzi

C-926C

Provetta con 10 mL di soluzione, contenente un tampone con punta in rayon. Confezionamento interno in box da 50 pezzi.

SSK - Square Sampling Kit

10 pezzi

C-905C

Kit composto da provetta con 10 mL di soluzione, tampone in plastica con punta in rayon, maschera monouso di plastica per campionamento (10 x 10 cm). Involucro singolo.

SRK® - tamponi floccati regular con punta in nylon

250 pezzi

C-906C

Blister contenente una provetta con 2,5 mL di soluzione e un tampone in plastica con punta floccata in nylon. Involucro singolo.

SRK® UNS solution - tamponi standard con punta in rayon

6 x 50 pezzi

C-947C

Provetta con 4 mL di soluzione UNS, contenente un tampone con punta in rayon. Confezionamento interno in box da 50 pezzi.

SRK® UNS solution - tamponi standard con punta in rayon

6 x 50 pezzi

C-949C

Provetta con 10 mL di soluzione UNS, contenente un tampone con punta in rayon. Confezionamento interno in box da 50 pezzi.

SRK® - tamponi floccati con punta "velvet" in nylon

6 x 50 pezzi

C-9U012S

Blister contenente una provetta con 1 mL di soluzione SRK® e un'asta in plastica con punta floccata "velvet" in nylon in provetta con spugna preumidificata. Involucro singolo.

SRK® - tamponi floccati con punta "velvet" in nylon

50 pezzi

C-9U012S50

Blister contenente una provetta con 1 mL di soluzione SRK® e un'asta in plastica con punta floccata "velvet" in nylon in provetta con spugna preumidificata. Involucro singolo.

SRK® - tamponi floccati con punta "velvet" in nylon

10 x 25 pezzi

C-9U017S

Blister contenente una provetta con 10 mL di soluzione SRK® e un'asta in plastica con punta floccata "velvet" in nylon. Involucro singolo.

SRK® - tamponi floccati con asta in plastica e puntale "velvet" in nylon

25 pezzi

C-9U017SE25

Blister contenente una provetta con 10 mL di soluzione e un tampone in plastica con punta floccata "velvet" in nylon (C-519CS01). Involucro singolo.

SRK® - tamponi floccati con punta "velvet" in nylon

10 x 100 pezzi

C-961C

Provetta contenente un'asta in plastica con punta floccata "velvet" in nylon.

SRK® - tamponi floccati con punta "velvet" in nylon

10 x 50 pezzi

C-961CS01

Provetta contenente un'asta in plastica con punta floccata "velvet" in nylon. Involucro singolo.

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

CODICE

Accessori singoli

Spatola per prelievo superfici

Spatola grande con spugna sul fondo. Confezione singola.

120 pezzi

C-939CS01

Maschera Monouso in plastica per SRK®

SRK® 10 x 10 cm, maschera per campionamento. Confezioni da 5 pezzi

10 x 5 pezzi

C-T2905C

trattamento campioni

Sistema di decontaminazione e fluidificazione

Sputagest Selectavial

Ditiotritolo 0,1% in soluzione salina tamponata per la fluidificazione dell'espessorato e dell'escreato. Permette un più facile isolamento dei microrganismi responsabili di malattie croniche polmonari.

10 fiale (liof.)

MST-SV40

RAL TB PREP™

Protocollo in 4 step, con materiale pronto all'uso:

1) Simultanea decontaminazione e fluidificazione.

Fluidificazione con N-actetil-L-cisteina (NALC TB Prep), che rilascia i micobatteri intrappolati nel muco.**Decontaminazione** con la soluzione TB Prep Solution (3% NaOH), che elimina i germi che possono interferire con la coltura micobatterica.

2) Neutralizzazione con la Soluzione Tampone, per garantire la vitalità dei micobatteri.

3) Centrifugazione.

4) Recupero pellet in tampone sterile per la diagnostica.

Il kit contiene: 2 flaconi di Soluzione TB Prep, 25 flaconi NaLC, 25 flaconi di buffer TB Prep.

25 test

RAL-360000

miscellanea

Anse rigide 1 µL sterili

100 x 10 pezzi

C-8175CS10H

50 x 20 pezzi

C-8175CS20H

Anse morbide 1 µL sterili

100 x 10 pezzi

C-178CS10

50 x 20 pezzi

C-178CS20

Anse rigide 10 µL sterili

100 x 10 pezzi

C-8177CS10H

50 x 20 pezzi

C-8177CS20H

Anse morbide 10 µL sterili

100 x 10 pezzi

C-179CS10

50 x 20 pezzi

C-179CS20

Aghi per inoculo

50 x 20 pezzi

C-176CS20

Spatole sterili

100 pezzi

C-174CS01

Piastre Petri Ø 60 mm

50 x 10 pezzi

ANI-1018PADI

Piastre Petri Ø 94 mm

25 x 20 pezzi

ANI-2018PABI

sistemi di prelievo
e trasporto
**terreni
di coltura**
test
diagnostici
sierotipizzazione
antibiogramma
colorazioni
parassitologia
controllo
qualità
biologia
molecolare

TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI **16**

TERRENI DI COLTURA PRONTI **17**



catalogo **2023**

terreni di coltura disidratati

TERRENI DISIDRATATI E SUPPLEMENTI

La confezione dei supplementi segnala il numero di flaconi/cpr contenuti nella confezione.

La ricostituzione dei supplementi è indicata tra parentesi accanto alla descrizione del supplemento da aggiungere al terreno base.

I codici con prefisso BIO corrispondono a prodotti Bio-Rad.

I codici con prefisso LF corrispondono a prodotti Liofilchem.

I codici con prefisso MIC corrispondono a prodotti Microbiol.

I codici con prefisso MST corrispondono a prodotti MAST.

Bile Esculin Azide Agar Terreno di coltura selettivo per l'isolamento e l'identificazione presuntiva degli enterococchi.	500 g	BIO-64184
Blood Agar + Nalidixic Acid (base) Terreno selettivo per l'isolamento degli streptococchi (incluso <i>S. pneumoniae</i>), di <i>Listeria monocytogenes</i> e <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> .	500 g	BIO-64534
Brain Heart Infusion Agar Terreno ricco disidratato per la crescita di un'ampia varietà di microrganismi, in particolare specie esigenti.	500 g	BIO-64174
Burkholderia Cepacia Medium Base Per l'isolamento selettivo di <i>Burkholderia cepacia</i> .	500 g	MST-DM253D
Burkholderia Cepacia Selectatab (1 x 100 mL di terreno base)	25 cpr	MST-MS22
Burkholderia Cepacia Selectavial (1 x 500 mL di terreno base)	10 fiale (liof.)	MST-SV22
Campylobacter Preston Blood Free Agar Base Per l'isolamento selettivo di <i>Campylobacter</i> spp. nei campioni fecali.	500 g	MST-DM251D
CAMP Selectatab (Preston Blood Free) (1 x 250 mL di terreno base)	25 cpr	MST-MS18
Campylobacter Selective Agar (Butzler - Virion Mod.) Per l'isolamento selettivo e la coltura di <i>Campylobacter</i> spp.		
Columbia Blood Agar Base	500 g	MST-DM115D
CAMP Selectatab (Modified Butzler Medium Virion) (1 x 500 mL di terreno base)	10 cpr	MST-MS26
Columbia Agar Base Terreno di coltura base per l'isolamento e la crescita di microrganismi esigenti.	500 g	BIO-64674
CLED Agar Per l'isolamento, il conteggio e la differenziazione dei microrganismi urinari.	500 g	MST-DM110D
CLED Agar with Andrade Indicator Terreno CLED modificato per l'isolamento, il conteggio e la differenziazione dei microrganismi urinari.	500 g	MST-DM111D
DST Agar (Sulphonamide Antagonist Free) Terreno di coltura per il test di sensibilità agli agenti antimicrobici mediante il metodo in agar-diluzione.	500 g	MST-DM215D
GC Agar Base Terreno di base per la preparazione dei terreni per il trasporto e l'isolamento selettivo delle neisserie patogene. Da aggiungere agli appropriati supplementi di crescita e selettivi.	500 g	MST-DM136D
G.C. Growth Supplement (Thayer-Martin) Selectavial (1 x 1 L di terreno base)	10 fiale (liof.)	MST-SV16
G.C. Selectavial (L.C.A.T.) (New York City) (1 x 1 L di terreno base)	10 fiale (liof.)	MST-SV20
G.C. Selectavial (V.C.N.T.) (1 x 1 L di terreno base)	10 fiale (liof.)	MST-SV6
G.C. Selectavial (V.C.T.) (1 x 1 L di terreno base)	10 fiale (liof.)	MST-SV5
Legionella BCYE Agar Base Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Legionella</i> spp. da campioni clinici e ambientali.	500 g	MIC-70467
Legionella BCYE Growth Supplement (1 x 100 mL di terreno base)	10 fiale (liof.)	MIC-76105
Legionella GVPC Supplement (1 x 500 mL di terreno base)	10 fiale (liof.)	MIC-76506
MacConkey Agar without Salt Per l'isolamento e l'identificazione dei batteri enterici.	500 g	MST-DM140D
Mannitol Salt Agar Terreno selettivo per Stafilococchi patogeni. Da utilizzare con M.R.S.A. Selectatab (Oxacillin) (MST-MS29) o con M.R.S.A. Selectavial (Oxacillin) (MST-SV29) per l'isolamento dei ceppi MRSA.	500 g	MST-DM160D

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Motility Test Agar Terreno semi-solido per il test della mobilità.	500 g	LF-610132
Mueller Hinton Agar Terreno di coltura per i test di sensibilità agli antibiotici con metodo diffusione da disco, conforme agli standard internazionali.	500 g	BIO-64884
Sabouraud Chloramphenicol Agar Terreno di coltura selettivo contenente cloramfenicolo indicato per la crescita di funghi.	500 g	BIO-64644
Salmonella-Shigella Agar Terreno di coltura selettivo per l'isolamento e la differenziazione di bacilli enterici patogeni, in particolare delle specie <i>Salmonella</i> e alcune specie di <i>Shigella</i> .	500 g	BIO-64514
Trypto-Casein-Soy (TCS) Terreno di coltura non selettivo per l'isolamento e la crescita di microrganismi esigenti e non esigenti.	500 g	BIO-64554
Urea Agar Base Terreno di base e supplemento liquido per la ricerca dei microrganismi produttori di ureasi.	500 g	MST-DM228D
Urea Solution (40% V/V) (1 x 200 mL di terreno base)	10 x 10 ml	MST-DM228S
UriSelect 4 Terreno cromogenico disidratato per l'isolamento e l'identificazione diretta dei microrganismi patogeni del tratto urinario (<i>E. coli</i> , enterococchi, <i>Proteus</i>). Orientamento diagnostico per KES, streptococchi e stafilococchi.	500 g	BIO-64694

terreni di coltura pronti

PIASTRE PRONTE

Piastre Ø 90 mm

BiGGY (Nickerson) Agar Per l'isolamento e l'identificazione presuntiva di <i>Candida</i> spp.	20 piastre	LF-10021
Blood Agar (Sheep Blood 7%) Di uso generale per la coltura e l'isolamento dei microrganismi e per la determinazione dell'attività emolitica.	20 piastre	LF-10142
BUTZLER Per l'isolamento selettivo di <i>C. jejuni</i> e <i>C. coli</i> da feci diarroiche (batteri che costituiscono una causa frequente di gastroenterite).	20 piastre	BIO-63512
Bordet Gengou Agar (+ 5% sangue di montone) Per la coltura e l'isolamento di <i>Bordetella pertussis</i> e altre specie di <i>Bordetella</i> .	20 piastre	LF-10353
Brain Heart Infusion Agar Di uso generale per la coltura e l'isolamento dei microrganismi esigenti, in particolare lieviti e muffe.	20 piastre	LF-10060
Brilliant Green Agar Per l'isolamento selettivo di <i>Salmonella</i> (<i>S. Typhi</i> e <i>S. Paratyphi</i> escluse) da campioni fecali, prodotti lattiero-caseari e altri campioni.	20 piastre	LF-10022
Brucella Agar (+ 5% sangue di montone) Terreno al sangue per la coltura e l'isolamento di <i>Brucella</i> .	20 piastre	LF-10245
Campylobacter Selective Agar (Blaser-Wang) Per l'isolamento selettivo di <i>Campylobacter</i> spp.	20 piastre	LF-10050
CandiSelect™ Terreno di coltura cromogenico selettivo per l'isolamento di lieviti, identificazione diretta di <i>C. albicans</i> a partire da 24 ore e identificazione presuntiva di alcune altre specie di lieviti patogeni entro 24-48 ore, in particolare <i>C. tropicalis</i> , <i>C. glabrata</i> e <i>C. krusei</i> ;	20 piastre	BIO-63740
Candida Agar (vedere BiGGY Nickerson)		
Cetrimide (Pseudomonas) Agar Per l'isolamento selettivo di <i>Pseudomonas</i> .	20 piastre	LF-10033

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Chocolate Agar + P.V.S. (Polyvitaminic Supplement) Terreno di coltura per l'isolamento di microrganismi esigenti, in particolare le specie <i>Neisseria</i> ed <i>Haemophilus</i> .	20 piastre	BIO-63934
Chocolate Agar + P.V.S. + Bacitracin Terreno di coltura selettivo con bacitracina più polivitamine, per l'isolamento di specie <i>Haemophilus</i> .	20 piastre	BIO-63947
Chocolate Agar VCAT (con emoglobina) (Thayer-Martin) Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Neisseria gonorrhoeae</i> .	20 piastre	LF-11040
Chocolate Agar + P.V.S. + VCAT Terreno di coltura selettivo con miscela di antibiotici VCAT più polivitamine, per l'isolamento di <i>Neisseria</i> spp.	20 piastre	BIO-63945
Clostridium Difficile Selective Agar Per l'isolamento selettivo e la differenziazione di <i>Clostridioides difficile</i> .	20 piastre	LF-11060
Columbia Blood Agar (+ 5% sangue di montone) Di uso generale per la coltura, l'isolamento e la determinazione delle reazioni emolitiche dei microrganismi.	20 piastre	LF-11025
Columbia + 5% Sheep Blood Di uso generale per la coltura, l'isolamento e la determinazione delle reazioni emolitiche dei microrganismi in campioni clinici.	20 piastre	BIO-63784
Columbia + CNA + Sheep Blood Terreno di coltura selettivo con sangue di montone, colistina e acido nalidixico per l'isolamento dei cocci Gram-positivi.	20 piastre	BIO-63954
Czapek Dox Agar Per la coltura dei miceti.	20 piastre	LF-10017
Dermatophyte Selective Medium (D.T.M.) Selettivo e differenziale per l'isolamento dei funghi patogeni di provenienza cutanea.	20 piastre	LF-11052
EMB Levine Agar Terreno selettivo per l'isolamento dei batteri Gram-negativi enterici.	20 piastre	LF-10048
Gardnerella Selective Agar (con 5% sangue di montone) Selettivo per l'isolamento di <i>Gardnerella vaginalis</i> .	20 piastre	LF-11054
Haemophilus Test Medium (HTM) Per i test di sensibilità agli agenti antimicrobici di <i>Haemophilus influenzae</i> .	20 piastre	LF-10080
Hektoen Enteric Agar Terreno selettivo e differenziale per la ricerca di batteri patogeni intestinali da alimenti e campioni clinici.	20 piastre	LF-10043
Helicobacter pylori Selective Agar Selettivo per l'isolamento di <i>Helicobacter pylori</i> .	20 piastre	LF-10082
Iso-Sensitest Agar Per i test di sensibilità agli antibiotici.	20 piastre	LF-10028
MacConkey Agar Per l'isolamento dei bacilli Gram-negativi e la loro differenziazione sulla base della fermentazione del lattosio.	20 piastre	LF-10029
MacConkey Agar (con cristalvioletto) Per l'isolamento delle Enterobacterales in campioni clinici.	20 piastre	BIO-63617
MacConkey Agar + MUG Terreno differenziale per l'isolamento e l'identificazione presuntiva di <i>Escherichia coli</i> .	20 piastre	LF-10129
MacConkey Sorbitol Agar Selettivo e differenziale per la ricerca di <i>E. coli</i> O157:H7 e altri ceppi verotossici sorbitolo negativi.	20 piastre	LF-10005
Mannitol Salt Agar Per l'isolamento selettivo, la differenziazione e il conteggio degli stafilococchi.	20 piastre	LF-10030
MRSASelect II Agar Terreno cromogenico selettivo per l'isolamento e l'identificazione diretta di <i>Staphylococcus aureus</i> resistente alla meticillina (MRSA). Risultati in 18-28 ore senza conferma.	20 piastre	BIO-63757

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Mueller-Hinton Agar Per il test di sensibilità agli antibiotici con il metodo di agar-diffusione in campioni clinici.	20 piastre	BIO-63824
Mueller-Hinton Blood Agar Per il test di sensibilità agli antibiotici con il metodo di agar-diffusione di <i>Streptococcus pneumoniae</i> e <i>Haemophilus influenzae</i> in campioni clinici.	20 piastre	BIO-63825
Mueller-Hinton-F Agar Terreno di coltura per test di sensibilità antimicrobica per le specie <i>Streptococcus</i> e <i>Haemophilus</i> secondo le linee guida EUCAST.	20 piastre	BIO-63524
Mueller-Hinton Blood Agar (+ 5% sangue di montone) Per il test di sensibilità agli antibiotici con il metodo di agar-diffusione di <i>Streptococcus pneumoniae</i> e <i>Haemophilus influenzae</i> .	20 piastre	LF-10131
Mueller-Hinton Chocolate Agar Per il test di sensibilità agli antibiotici con il metodo di agar-diffusione di microrganismi esigenti, in particolare <i>Haemophilus influenzae</i> e <i>Neisseria</i> .	20 piastre	LF-10335
Nutrient Agar Di uso generale per la coltura e l'isolamento dei microrganismi meno esigenti.	20 piastre	LF-10044
Pseudomonas Cetrimide Agar Per l'isolamento selettivo di <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .	20 piastre	LF-10033
Rogosa Agar Isolamento selettivo e conteggio dei lattobacilli.	20 piastre	LF-10039
SaSelect Terreno di coltura cromogenico per l'identificazione diretta di <i>Staphylococcus aureus</i> e la differenziazione da altre specie di stafilococchi.	20 piastre	BIO-63748
Sabouraud Chloramphenicol Gentamycin Agar Terreno selettivo per l'isolamento di lieviti e muffe in campioni clinici.	20 piastre	BIO-63774
Sabouraud Dextrose Agar Coltura e isolamento di lieviti e muffe.	20 piastre	LF-10035
Salmonella-Shigella (SS) Terreno selettivo per l'isolamento e la differenziazione di patogeni enterici, in particolare <i>Salmonella</i> e <i>Shigella</i> in campioni clinici.	20 piastre	BIO-63814
SPS Agar Per l'isolamento selettivo e il conteggio di <i>Clostridium perfringens</i> . Ordine minimo: 20 confezioni.	20 piastre	LF-11196
StrepBSelect Terreno di isolamento selettivo per lo screening di <i>Streptococcus agalactiae</i> .	20 piastre	BIO-63750
Streptococcus Selective Agar (+ 5% sangue di montone) Selettivo per l'isolamento degli streptococchi da campioni clinici e alimentari. Contiene colistina e acido ossolinico.	20 piastre	LF-11124
TCBS Cholera Agar (Kobayashi) Per l'isolamento selettivo di <i>Vibrio cholerae</i> ed altri vibroni enteropatogeni da campioni clinici e non clinici.	20 piastre	LF-11195
Thayer Martin Agar Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Neisseria gonorrhoeae</i> .	20 piastre	LF-11040
Tinsdale Agar Selettivo e differenziale per l'isolamento di <i>Corynebacterium diphtheriae</i> .	20 piastre	LF-11250
Trypto-Casein-Soy Agar (TCS) Terreno di coltura non selettivo per l'isolamento e la crescita di microrganismi esigenti e non esigenti.	20 piastre	BIO-63884
Tryptic Soy Agar Di uso generale per la coltura e l'isolamento dei microrganismi.	20 piastre	LF-10037
Tryptic Soy Agar + neutralizzante Per la determinazione della carica batterica con inattivazione dei disinfettanti.	20 piastre	LF-10074
UriSelect 4 Terreno cromogenico per l'isolamento e il conteggio dei microrganismi delle vie urinarie e l'identificazione immediata di <i>E.coli</i> , <i>Proteus mirabilis</i> ed <i>Enterococcus</i> spp.	20 piastre	BIO-63726

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
VRESelect Agar Terreno cromogenico selettivo e differenziale per la rilevazione qualitativa della colonizzazione gastrointestinale di <i>Enterococcus faecium</i> resistente alla vancomicina (VREfm) e <i>Enterococcus faecalis</i> resistente alla vancomicina (VREfs).	20 piastre	BIO-63751
Wurtz Lactose Agar Selettivo e differenziale per la ricerca degli enterobatteri.	20 piastre	LF-10054
Yersinia Selective Agar (C.I.N.) Per l'isolamento selettivo di <i>Yersinia enterocolitica</i> .	20 piastre	LF-10052
Piastre Ø 90 mm - terreni cromogenici		
CandiSelect™ Terreno di coltura cromogenico selettivo per l'isolamento di lieviti, identificazione diretta di <i>C. albicans</i> a partire da 24 ore e identificazione presuntiva di alcune altre specie di lieviti patogeni entro 24-48 ore, in particolare <i>C. tropicalis</i> , <i>C. glabrata</i> e <i>C. krusei</i> ;	20 piastre	BIO-63740
Chromatic™ CRE Terreno cromogenico per la rilevazione di Enterobacterales resistenti ai carbapenemici direttamente da campioni clinici.	20 piastre	LF-11619
Chromatic™ ESβL Terreno cromogenico selettivo per lo screening dei batteri Gram-negativi produttori di ESβL.	20 piastre	LF-11622
Chromatic™ ESβL+AmpC Terreno cromogenico utilizzato per la rilevazione dei produttori di ESBL e AmpC. Ordine minimo: 20 confezioni.	20 piastre	LF-11629
Chromatic™ OXA-48 Terreno cromogenico selettivo utilizzato per l'isolamento di Enterobacterales produttrici di carbapenemasi di tipo OXA-48.	20 piastre	LF-11631
MRSASelect II Agar Terreno cromogenico selettivo per l'isolamento e l'identificazione diretta di <i>Staphylococcus aureus</i> resistente alla meticillina (MRSA). Risultati in 18-28 ore senza conferma.	20 piastre	BIO-63757
Salmonella Detection Agar Terreno cromogenico per l'identificazione di <i>Salmonella</i> spp. negli alimenti e nei campioni clinici.	20 piastre	MIC-140171V
SaSelect Terreno di coltura cromogenico per l'identificazione diretta di <i>Staphylococcus aureus</i> e la differenziazione da altre specie di stafilococchi.	20 piastre	BIO-63748
StrepBSelect Terreno di isolamento selettivo per lo screening di <i>Streptococcus agalactiae</i> .	20 piastre	BIO-63750
UriSelect 4 Terreno cromogenico per l'isolamento e il conteggio dei microrganismi delle vie urinarie e l'identificazione immediata di <i>E.coli</i> , <i>Proteus mirabilis</i> ed <i>Enterococcus</i> spp.	20 piastre	BIO-63726
VRESelect Agar Terreno cromogenico selettivo e differenziale per la rilevazione qualitativa della colonizzazione gastrointestinale di <i>Enterococcus faecium</i> resistente alla vancomicina (VREfm) e <i>Enterococcus faecalis</i> resistente alla vancomicina (VREfs).	20 piastre	BIO-63751
Piastre Ø 140 mm		
Mueller-Hinton Agar Per il test di sensibilità agli antibiotici con il metodo di agar-diffusione.	10 piastre	LF-10231
Piastre quadrate (120 x 120 mm)		
Mueller Hinton Agar	10 piastre	BIO-63901
Mueller Hinton Blood Agar	10 piastre	BIO-63902
Mueller-Hinton-F Agar Terreno di coltura per test di sensibilità antimicrobica per le specie <i>Streptococcus</i> e <i>Haemophilus</i> secondo le linee guida EUCAST.	10 piastre	BIO-63525

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Piastre da contatto RODAC (Ø 55 mm)		
Baird Parker Rodac + neutralizzante Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Staphylococcus aureus</i> con inattivazione dei disinfettanti. Ordine minimo: 20 confezioni.	20 piastre	LF-15331
Legionella BCYE agar Terreno non selettivo per l'isolamento di <i>Legionella</i> spp. (ISO 11731).	20 piastre	LF-15334
Legionella agar (GVPC) Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Legionella</i> spp. (ISO 11731).	20 piastre	LF-15376
MacConkey Agar Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> e coliformi nelle acque, alimenti, prodotti farmaceutici e campioni biologici.	20 piastre	LF-15329
Mannitol Salt Agar Per l'isolamento selettivo, la differenziazione e il conteggio degli stafilococchi.	20 piastre	LF-15328
Plate Count Agar Per la ricerca e il conteggio della carica microbica totale.	20 piastre	LF-15325
Plate Count Agar + neutralizzante Per la ricerca e il conteggio della carica microbica totale con inattivazione dei disinfettanti.	20 piastre	LF-15336
Pseudomonas (Cetrimide) Agar Per l'isolamento selettivo e l'identificazione presuntiva di <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .	20 piastre	LF-15332
Rose Bengal Agar + CAF Terreno selettivo per l'isolamento e il conteggio di lieviti e muffe.	20 piastre	LF-15374
Sabouraud Dextrose Agar Terreno classico per la coltura, l'isolamento e l'identificazione di lieviti e muffe saprofiti o patogeni.	20 piastre	LF-15327
Sabouraud Dextrose Agar + CAF + neutralizzante Terreno selettivo per la coltura, l'isolamento e l'identificazione di lieviti e muffe, con inattivazione dei disinfettanti.	20 piastre	LF-15365
Violet Red Bile Glucose Agar (VRBGA) Terreno selettivo e differenziale per la ricerca degli enterobatteri.	20 piastre	LF-15375
Violet Red Bile Lactose Agar Terreno selettivo per l'isolamento e il conteggio dei coliformi.	20 piastre	LF-15326
Violet Red Bile Lactose Agar + neutralizzante Terreno selettivo per l'isolamento e il conteggio dei coliformi con inattivazione dei disinfettanti.	20 piastre	LF-15361

TERRENI PRONTI IN PROVETTA

Alkaline Peptone Water Per l'arricchimento e la coltura di <i>Vibrio cholerae</i> .	20 x 10 mL	LF-24100
Brain Heart Infusion Agar (slant) Terreno nutriente di uso generale per la coltura di un'ampia varietà di microrganismi aerobi e anaerobi, inclusi lieviti e muffe.	10 x 10 mL	MIC-180112
Brain Heart Infusion Broth Terreno nutriente tamponato per la coltura di un'ampia varietà di microrganismi aerobi e anaerobi, inclusi lieviti e muffe in campioni clinici.	25 X 10 mL	BIO-53664
Brain Heart Infusion Broth Terreno nutriente tamponato per la coltura di un'ampia varietà di microrganismi aerobi e anaerobi, inclusi lieviti e muffe.	20 x 10 mL	LF-24104
Coletsos Medium Terreno selettivo per l'isolamento dei micobatteri. Provette a becco di clarino con tappo a vite.	25 x 7 mL	BIO-53154
Dermatophyte (D.T.M.) Agar (slant) Selettivo e differenziale per l'isolamento dei funghi patogeni di provenienza cutanea.	10 x 7 mL	LF-33086
Glucose Broth (con campanella) Brodo di uso generale.	10 x 10 mL	LF-20105

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Haemophilus Test Medium (HTM) Per il test di sensibilità agli agenti antimicrobici di <i>H. influenzae</i> con il metodo di brodo-diluizione.	20 x 10 mL	LF-24091
Hypertonic Broth (6.5% NaCl) Brodo per l'identificazione delle specie degli enterococchi.	25 x 9 mL	BIO-53384
IUTM Medium (slant) Terreno solido all'uovo per la coltura e la differenziazione di <i>M. smegmatis</i> e di altri micobatteri che tollerano alte concentrazioni saline.	10 x 8,5 mL	LF-33118
Kligler Iron Agar (Kligler-Hajna) (slant) Terreno di coltura per l'identificazione delle Enterobacterales basato sulla fermentazione di destrosio e lattosio e produzione di H ₂ S	25 x 10 mL	BIO-55378
Loeffler Medium (slant) Per la ricerca di <i>Corynebacterium diphtheriae</i> in campioni clinici e per la coltura da colonie pure.	10 x 10 mL	LF-30116
Loewenstein-Jensen (slant) Terreno di coltura selettivo per l'isolamento, la crescita e la differenziazione dei micobatteri.	25 x 7 mL	BIO-55244
Lysine Decarboxylase Broth Terreno per la decarbossilazione della lisina.	20 x 10 mL	LF-24139
Lysine Iron Agar (L.I.A.) Terreno raccomandato per differenziare le Enterobacteriaceae sulla base della loro capacità di deaminare e decarbossilare la lisina, con produzione di H ₂ S.	10 x 12 mL	LF-30098
Maximum Recovery Diluent (vedere Tryptone-salt broth)		
Middlebrook 7H10 Agar (slant) Per l'isolamento, la coltura e il test di sensibilità agli agenti antimicrobici dei micobatteri.	10 x 8,5 mL	LF-30368
Motility Medium Terreno semisolido utilizzato per il test di mobilità di <i>Listeria monocytogenes</i> .	10 x 10 mL	MIC-180366
MR-VP Medium Per l'esecuzione dei test Rosso Metile (MR) e Voges - Proskauer (VP).	20 x 10 mL	LF-24149
MSRV Agar Arricchimento selettivo per la ricerca di salmonelle mobili.	100 x 20 ml	LF-26478
Mueller-Hinton Broth Per la determinazione delle concentrazioni minime inibenti nei test di sensibilità con il metodo di brodo-diluizione.	20 x 10 mL	LF-24107
Nutrient Broth Terreno di uso generale per la crescita di un'ampia varietà di microrganismi.	20 x 10 mL	LF-24103
Pergola Medium (becco di clarino) Terreno semisolido per l'isolamento di <i>Corynebacterium diphtheriae</i> .	10 x 12 mL	LF-30117
Petragnani Medium (becco di clarino) Per l'isolamento dei micobatteri.	10 x 8 mL	LF-33120
Phenylalanine Agar (slant) Per la differenziazione di <i>Proteus</i> e <i>Providencia</i> dalle altre Enterobacterales in base alla deaminazione della fenilalanina.	10 x 10 mL	LF-30085
Rosenow Cysteine Broth Brodo molto ricco per una crescita rapida di batteri particolarmente esigenti, aerobi-anaerobi facoltativi e anaerobi stretti.	25 x 10 mL	BIO-55683
Sabouraud Agar + Chloramphenicol + Gentamycin (slant) Terreno selettivo per l'isolamento di lieviti e muffe.	25 x 8 mL	BIO-56594
Sabouraud Agar + Chloramphenicol + Gentamicin + Actidione (slant) Terreno selettivo per l'isolamento di dermatofiti e altri funghi patogeni.	25 x 8 mL	BIO-56596
Sabouraud Dextrose Agar + CAF + Cicloeximide Selettivo per la coltura, l'identificazione e il mantenimento dei lieviti patogeni da campioni con flora mista. Ordine minimo: 10 confezioni.	10 x 9 mL	LF-30024

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Sabouraud Dextrose Broth Terreno raccomandato dalla Farmacopea Europea, Francese e Statunitense per la ricerca di lieviti e muffe sia in prodotti farmaceutici e cosmetici che per l'esecuzione dei test di sterilità.	20 x 10 mL	LF-24109
Selenite-Cystine Broth Brodo di arricchimento per l'isolamento di <i>Salmonella</i> da feci, latticini e altri campioni.	25 x 10 mL	BIO-55746
SIM Medium Per la differenziazione dei bacilli enterici, sulla base della produzione di H ₂ S, formazione di indolo e motilità.	20 x 9 mL	LF-24479
Stock Culture Agar Terreno per il mantenimento di colture batteriche di stock.	50 x 3 mL	BIO-63683
Streptococcus Broth Brodo selettivo per la ricerca degli streptococchi.	20 x 10 mL	LF-24412
Sven Gard Agar Terreno per la rivelazione della fase H delle salmonelle bifasiche.	25 x 25 mL	BIO-53430
Thayer Martin Agar (becco di clarino) Terreno selettivo per l'isolamento delle neisserie patogene.	10 x 10 mL	LF-33040
Trichomonas Broth Per l'arricchimento e la coltura di <i>Trichomonas vaginalis</i> da tamponi vaginali o di diversa origine.	20 x 5 mL	LF-24115
Triple Sugar Iron Agar Per l'identificazione degli enterobatteri mediante la rapida rivelazione della fermentazione di lattosio, glucosio (con o senza produzione di gas) e saccarosio e della produzione di idrogeno solforato.	10 x 10 mL	LF-30100
T.S.I. Agar (Triple Sugar Iron Agar slant) Per l'identificazione delle Enterobacterales mediante la rapida rivelazione della fermentazione di lattosio, glucosio (con o senza produzione di gas) e saccarosio e della produzione di idrogeno solforato.	10 x 10 mL	LF-30096
Trypto-Casein-Soy Broth Terreno di coltura per l'isolamento e la crescita dei microrganismi esigenti e non.	25 x 10 mL	BIO-53454
Tryptone Water Per la determinazione dell'indolo per la conferma di <i>Escherichia coli</i> e per studi di fermentazione.	20 x 10 mL	LF-24136
Tryptose Broth Per la coltura e l'isolamento di <i>Brucella</i> e altri batteri esigenti.	20 x 10 mL	LF-24112
Water, Saline 0,85%	25 x 9 mL	BIO-54164
Water, Sterile & Distilled	25 x 9 mL	BIO-54154
Urea Broth Terreno di base e supplemento liquido per la ricerca dei microrganismi produttori di ureasi e per la differenziazione di <i>Proteus</i> dagli enterobatteri.	20 x 10 mL	LF-24416

TERRENI PRONTI IN FLACONE

CLED Agar Per l'isolamento e la coltura dei microrganismi Gram-negativi di provenienza urinaria.	6 x 100 mL	LF-402180
	6 x 200 mL	LF-412180
	6 x 500 mL	LF-470110
Columbia Agar Base Addizionato di sangue, è utilizzato per l'isolamento, la coltura e la determinazione delle reazioni emolitiche di microrganismi patogeni quali stafilococchi, streptococchi, neisserie ed emofili.	6 x 200 mL	LF-452210
Drigalski Lactose Agar Selettivo e differenziale per l'isolamento delle Enterobacterales.	6 x 100 mL	LF-402220
EMB Levine Agar Per l'isolamento e la differenziazione dei bacilli enterici Gram-negativi da campioni clinici e di provenienza industriale.	6 x 100 mL	LF-402350

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Mannitol Salt Agar Per l'isolamento selettivo, la differenziazione e il conteggio degli stafilococchi.	6 x 100 mL 6 x 200 mL	LF-402290 LF-412290
Mueller-Hinton Broth Per la determinazione delle concentrazioni minime inibenti nei test di sensibilità con il metodo di brodo-diluizione.	6 x 100 mL	LF-402020
Page's Saline Diluente per l'allestimento delle diluizioni e/o per la ri-sospensione del campione concentrato per la conta di <i>Legionella</i> .	6 x 500 mL	MIC-23062
Sabouraud Dextrose Agar Terreno classico per la coltura, l'isolamento e l'identificazione di lieviti e muffe saprofiti o patogeni.	6 x 100 mL	LF-402280
Sabouraud Dextrose Agar + CAF Coltura e isolamento selettivo di lieviti e muffe da campioni clinici.	6 x 100 mL	LF-402370
SPS Agar Isolamento selettivo e conteggio di <i>Clostridium perfringens</i> .	6 x 100 mL	LF-442490
Vagitube™ Flaconi con terreno specifico di arricchimento per il trasporto e la coltura di <i>T. vaginalis</i> e <i>Candida albicans</i> .	20 test	LF-20340

TERRENI IN FLACONE PER EMOCOLTURE MANUALI

Bi-state blood culture bottle Flaconi bifasici contenenti un terreno di coltura agarizzato e 30 mL di brodo di coltura.	20 flaconi	AU-M0601
Anaerobic blood culture bottle Flaconi per anaerobi contenenti 65 mL di brodo di coltura.	20 flaconi	AU-M0602

DIP SLIDE, CONTACT SLIDE

Dip Slide Urtest a 2 o 3 terreni per l'esame colturale delle urine

Urtest (Cled Andrade/MacConkey/Cetrimide) Carica batterica totale, enterobatteri, <i>Pseudomonas</i> .	20 test	LF-500152
Urtest/N (Cled/MacConkey/Cetrimide) Carica batterica totale, enterobatteri, <i>Pseudomonas</i> .	20 test	LF-500232
Urtest/2 (Cled/MacConkey) Carica batterica totale, enterobatteri.	20 test	LF-500302
Urtest/Malto (Cled/MacConkey/Malto) Carica batterica totale, enterobatteri, miceti.	20 test	LF-500402
Urtest/EF (Cled/MacConkey/Bile Esculin) Carica batterica totale, enterobatteri, enterococchi.	20 test	LF-500702

Dip Slide a tre terreni per la ricerca dei funghi dermatofiti di provenienza cutanea

Dermatest (Malt Agar / Corn Meal Agar+Dextrose+Tween20 / DTM Agar (Taplin)) Crescita non selettiva di lieviti e muffe, differenziazione di <i>Candida</i> e <i>Trichophyton</i> , isolamento selettivo rapido dei funghi dermatofiti.	10 test	LF-50021
---	---------	----------

Dip Slide a tre terreni per la ricerca di emofili, lattobacilli e neisserie patogene

Vagitest (Chocolate Agar / Rogosa Agar / Thayer-Martin Agar) Crescita selettiva di emofili (<i>Gardnerella</i> compresa), di lattobacilli di provenienza orale, vaginale e fecale e di neisserie patogene.	10 test	LF-50020
---	---------	----------

Contact Slide (Slide per il controllo microbiologico delle superfici) non marcati CE

Contact Slide 1 (Plate Count Agar+TTC+neutraliz. / VRBG Agar+neutraliz.) Conteggio vitale totale - Ricerca Enterobacterales.	20 test	LF-525262
--	---------	-----------

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Contact Slide 2 (Plate Count Agar+TTC+neutraliz. / Rose Bengal Agar+CAF+neutraliz.) Conteggio vitale totale - Ricerca lieviti e muffe.	20 test	LF-525272
Contact Slide 3 (Plate Count Agar+TTC+neutraliz. / Vogel Johnson Agar) Conteggio vitale totale - Ricerca stafilococchi.	20 test	LF-525302
Contact Slide 5 (VRBG Agar+neutraliz. / Bile Esculin Agar+neutraliz.) Ricerca Enterobacteriaceae - Ricerca enterococchi.	20 test	LF-525312
Contact Slide 8 (Plate Count Agar+TTC+neutraliz. / VRBL Agar+neutraliz.) Conteggio vitale totale - Ricerca coliformi.	20 test	LF-525622
Contact Slide 9 (Plate Count Agar+TTC+neutraliz. / Plate Count Agar+TTC+neutraliz.) Conteggio vitale totale.	20 test	LF-525322

POTERE ANTIBATTERICO RESIDUO NEI LIQUIDI BIOLOGICI (LATTE, URINA, SANGUE, ECC.)

PAR-Test (Ø 90 mm) Piastre pronte con <i>Bacillus stearothermophilus</i> per la ricerca dei residui di sostanze inibenti nei liquidi biologici (latte, urina, sangue, ecc.) mediante diffusione in agar. Richiede l'impiego di dischetti di carta assorbente sterile, non compresi nella confezione. Incubazione a 62°C (±1°C). Risultati in 3 ore.	20 piastre	LF-11200
Dischi in bianco non impregnati	1.000 dischi	BIO-66100

NOTE

[illegible]

sistemi di prelievo
e trasporto
terreni
di coltura
**test diagnostici
e reagenti**
sierotipizzazione
antibiogramma
colorazioni
parassitologia
controllo
qualità
biologia
molecolare

IDENTIFICAZIONE BATTERICA
& VIRALE 28

MICOLOGIA 33

SIERODIAGNOSI -
RICERCA ANTICORPI 34

SOSPENSIONI BATTERICHE
COLORATE 34

ALTRI TEST 35



catalogo 2023

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

CODICE

identificazione batterica & virale

IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E REAGENTI

DISCHI DIAGNOSTICI

Bacitracin Discs (0,04 U.I.)	100 dischi	MST-D40
Bacitracin Discs (0,04 U.I.)	5 x 50 dischi	MST-D40C
Bacitracin Discs (0,1 U.I.)	100 dischi	MST-D41
Bacitracin Discs (0,1 U.I.)	5 x 50 dischi	MST-D41C
Per la differenziazione degli streptococchi di gruppo A dagli altri streptococchi β-emolitici.		
Lysostaphin Discs	50 dischi	MST-D48
Per la differenziazione degli stafilococchi dai micrococchi.		
Metronidazole Discs (50 µg)	100 dischi	MST-D46
Metronidazole Discs (50 µg)	5 x 50 dischi	MST-D46C
Per l'identificazione presuntiva degli anaerobi stretti e - impiegato in associazione con i dischi di sulfatiazolo - per l'identificazione presuntiva di <i>Gardnerella vaginalis</i> .		
Nitrate Discs	5 x 50 dischi	MST-D51C
Per la ricerca dell'attività nitrato-reduttasica negli anaerobi.		
Nitrocefin Discs (Cefinase)	50 dischi	MST-D59
Per l'evidenziazione rapida della produzione di beta-lattamasi da parte di <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Moraxella catarrhalis</i> , <i>Staphylococcus</i> spp., <i>Haemophilus influenzae</i> e batteri anaerobi.		
Optochin Discs	30 dischi	BIO-53852
Per la differenziazione di <i>Streptococcus pneumoniae</i> dagli altri streptococchi.		
Oxidase Discs	100 dischi	MST-D57
Oxidase Discs	5 X 50 dischi	MST-D57C
Dischi per la ricerca dell'attività citocromo-ossidasi (test ossidasi).		
Sulphathiazole Discs	5 x 50 dischi	MST-D47C
Impiegato in associazione con i dischi di metronidazolo, per l'identificazione presuntiva di <i>Gardnerella vaginalis</i> .		
V Factor Discs	100 dischi	MST-D44
	5 x 50 dischi	MST-D44C
X Factor Discs	100 dischi	MST-D43
	5 x 50 dischi	MST-D43C
X + V Factor Discs	100 dischi	MST-D45
Dischi da 6 mm per l'identificazione di specie degli emofili.		
	5 x 50 dischi	MST-D45C
I dischi 5 x 50 con sigla MST possono essere utilizzati con il dispensatore manuale a cartuccia singola.		

STRIP E ANELLI

MASTRINGS™ - MAST ID™ Anaerobe ID Ring	50 unità	MST-MID8
Anelli a 6 dischi impregnati con 6 diversi antibiotici (Eritromicina, Rifampicina, Colistina Solfato, Penicillina, Kanamicina e Vancomicina) per l'identificazione presuntiva dei più importanti microrganismi anaerobi non-sporigeni, in particolare <i>Bacteroides fragilis</i> .		
MAST ID™ Oxidase Strips	25 strip	MST-ETO4
Strisce impregnate con NNN'-Tetrametil-p-fenilen-diammina e acido ascorbico per la ricerca dell'attività citocromo-ossidasi da parte dei ceppi non pigmentati di <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Neisseria</i> spp. e altri taxa positivi.		

REAGENTI LIQUIDI

Kovacs reagent	2 x 15 ml	BIO-55313
Per determinare la capacità dei microrganismi di scindere l'indolo dal triptofano.		

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
KIT DIAGNOSTICI		
Mast ID™ Camp Identification System Per l'identificazione presuntiva delle specie termofile enteropatogene di <i>Campylobacter</i> spp. Il sistema utilizza 3 differenti test biochimici: idrolisi dell'ippurato, idrolisi dell'indossil-acetato e test all'ureasi. Risultati in 4 ore.	10 test	MST-CAMP-ID
IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E ANTIBIOGRAMMA CON MICROMETODO IN GALLERIA - MICOPLASMI UROGENITALI		
Mycoplasma Duo Kit Kit completo per la coltura, l'identificazione e la conta differenziale di <i>U. urealyticum</i> e <i>M. hominis</i> .	20 test	BIO-62740
Mycoplasma IES Coltura, conta, identificazione e saggio di sensibilità agli antibiotici di <i>Ureaplasma</i> spp. (UU) e <i>Mycoplasma hominis</i> (MH) isolati dal tratto urogenitale umano. La selezione degli antibiotici si basa sulle raccomandazioni CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute). Campioni validati: tamponi urogenitali, urine, liquido seminale. Olio vegetale e puntale inclusi nel kit. Possibilità di eseguire il test anche dal terreno di trasporto UTM per virus, <i>Chlamydia</i> e micoplasmi. Risultati in 24 ore.	20 test	AU-M0205
Mycoplasma IES Plus Kit combinato per lo screening e - in caso di positività - per la conta, l'identificazione di <i>Ureaplasma</i> spp. (UU) e <i>Mycoplasma hominis</i> (MH), e il saggio di sensibilità agli antibiotici. In caso di screening positivo (30 test), le gallerie contenute nel kit Mycoplasma IES Plus (10 gallerie) consentono di eseguire l'identificazione, la conta e il saggio di sensibilità agli antibiotici: la selezione degli antibiotici si basa sulle raccomandazioni CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute). Campioni validati: tamponi urogenitali, urine, liquido seminale. Olio vegetale e puntale inclusi nel kit. Possibilità di eseguire il test anche dal terreno di trasporto UTM per virus, <i>Chlamydia</i> e micoplasmi. Risultati in 48 ore.	30 test	AU-MA06
Mycoplasma TIES Coltura, conta, identificazione e saggio di sensibilità agli antibiotici di UP (<i>Ureaplasma parvum</i>), UU (<i>Ureaplasma urealyticum</i>) e MH (<i>Mycoplasma hominis</i>) nel tratto urogenitale umano. Il kit è in grado di differenziare <i>Ureaplasma parvum</i> da <i>Ureaplasma urealyticum</i> . La selezione degli antibiotici si basa sulle raccomandazioni del CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute). Campioni validati: tamponi urogenitali, urine, liquido seminale. Olio vegetale e puntale inclusi nel kit. Possibilità di eseguire il test anche dal terreno di trasporto UTM per virus, <i>Chlamydia</i> e micoplasmi. Risultati in 24 ore.	20 test	AU-M0206
Mycoplasma (UU-MH) Culture Broth Terreno di coltura per lo screening dei micoplasmi: il kit contiene 20 flaconcini da 1,3 mL di terreno di coltura liofilizzato e 20 flaconcini con terreno di trasporto da 4,0 mL. In caso di positività si può procedere con l'identificazione e il saggio di sensibilità con i kit Mycoplasma IES, IES Plus o TIES.	20 test	AU-M0204
TEST DIAGNOSTICI IN IMMUNOFLUORESCENZA & EIA		
CAMPYLOBACTER		
CAMPYLOBACTER CHEK™ Test immunoenzimatico per la rilevazione qualitativa di un antigene specifico di <i>Campylobacter</i> in campioni fecali umani conservati in terreni di trasporto e campioni fecali non conservati. Il test è indicato per la rilevazione delle specie patogene di <i>C. jejuni</i> , <i>C. coli</i> , <i>C. lari</i> e <i>C. upsaliensis</i> in pazienti con segni e sintomi di gastroenterite.	96 test	TEH-T31096
CLOSTRIDIODES DIFFICILE (già Clostridium difficile)		
C. DIFF CHECK™ - 60 C. DIFF CHECK™ - 60 è un test di screening immunoenzimatico per la rilevazione dell'antigene glutammato deidrogenasi di <i>Clostridioides difficile</i> in campioni fecali. Il kit è costituito da una micropiastrella 12 strip da 8 pozzetti rivestiti con anticorpi specifici per l'antigene.	96 test	TEH-TL5025
C. DIFFICILE TOX A/B™ Test immunoenzimatico per la rilevazione delle tossine A e B prodotte da ceppi tossigenici di <i>Clostridioides difficile</i> in campioni fecali.	96 test	TEH-T5015

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

CODICE

Clostridium difficile Toxin/Antitoxin Kit

96 test

TEH-T5000

Kit di tossine/antitossine per la rilevazione della tossina di *Clostridioides difficile* in campioni clinici. È destinato all'uso in combinazione con il test di citotossicità su coltura tissutale per la conferma della tossina di *Clostridioides difficile* nei campioni dei pazienti. Il kit include un reagente per il controllo delle tossine e un'antitossina specifica per *C. difficile* da utilizzare in un test di coltura tissutale.

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS**Clostridium Perfringens Enterotoxin Test**

96 test

TEH-T5006

Test immunoenzimatico per la rilevazione rapida dell'enterotossina prodotta da *Clostridium perfringens* in campioni fecali.

DENGUE**Platelia™ Dengue NS1 Ag**

96 test

BIO-72830

Test immunoenzimatico a sandwich, in formato micropiastra, per la rilevazione qualitativa o semiquantitativa dell'antigene NS1 del virus Dengue nel siero o nel plasma umano.

ESCHERICHIA COLI (STEC/VTEC)**SHIGA TOXIN CHEK™**

96 test

TEH-T30696

SHIGA TOXIN CHEK™ è un test EIA per il rilevamento qualitativo simultaneo della tossina Shiga 1 (Stx1) e della tossina Shiga 2 (Stx2). Il test è destinato all'uso con campioni fecali umani di pazienti con sintomi gastrointestinali come ausilio nella diagnosi della malattia causata da *Escherichia coli* produttore delle tossine Shiga (STEC). Può essere utilizzato direttamente con campioni fecali umani o colture in brodo o su isolati in piastra provenienti da campioni fecali.

HELICOBACTER PYLORI**H. PYLORI CHEK™**

96 test

TEH-T5051

Test immunoenzimatico per la determinazione qualitativa di uno specifico antigene di *Helicobacter pylori*, in campioni di feci.

TEST RAPIDI IMMUNOCROMATOGRAFICI**ADENOVIRUS &/O ROTAVIRUS****Adeno-Rotavirus Rapydtest**

25 test

AP-1640

Test rapido immunocromatografico qualitativo per la ricerca dell'antigene di *Adenovirus* e/o *Rotavirus* in campioni fecali. Contenitore per la raccolta e il trasporto del campione, paletta per il prelievo e soluzione d'estrazione inclusi.

CAMPYLOBACTER**Campylobacter Quik Chek™**

25 test

TEH-T31025

Test rapido EIA su membrana per la determinazione qualitativa di un antigene specifico di *Campylobacter* in campioni fecali umani conservati in terreni di trasporto e campioni fecali non conservati. Il test è indicato per la rilevazione delle specie patogene di *C. jejuni*, *C. coli*, *C. lari* e *C. upsaliensis* in pazienti con segni e sintomi di gastroenterite.

CHLAMYDIA TRACHOMATIS**QuickStripe™ Chlamydia Ag with Positive control**

25 test

SY-41115

Test immunocromatografico rapido per il rilevamento qualitativo dell'antigene di *Chlamydia trachomatis* da tampone cervicale, tampone uretrale maschile e urine maschili.

CLOSTRIDIODES DIFFICILE (già Clostridium difficile)**C. Diff Quik Chek®**

25 test

TEH-30390

Test rapido EIA su membrana indicato come test di screening per rilevare l'antigene GDH di *Clostridioides difficile* in campioni di feci umane.

C. Diff Quik Chek Complete®

25 test

TEH-T30525C

Test rapido EIA su membrana per il rilevamento simultaneo dell'antigene GDH (Glutamato deidrogenasi) e delle tossine A e B di *Clostridioides difficile* in campioni di feci umane.

Tox A/B Quik Chek®

25 test

TEH-30394

Test rapido EIA su membrana per la rilevazione delle tossine A e B di *Clostridioides difficile* in campioni di feci umane.

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
ESCHERICHIA COLI (STEC/VTEC)		
Shiga Toxin Quik Chek™ Test rapido immunoenzimatico EIA su membrana per la rilevazione qualitativa e la differenziazione simultanea delle tossine Shiga 1 (Stx1) e Shiga 2 (Stx2) in un unico test. Può essere utilizzato con campioni fecali o colture in brodo o su isolati in piastra provenienti da campioni fecali.	25 test	TEH-T30625
HELICOBACTER PYLORI		
H. Pylori Ag RapydTest Test rapido immunocromatografico per la ricerca qualitativa dell'antigene di <i>H. pylori</i> nelle feci.	25 test	AP-1632
H. Pylori Quik Chek™ Test rapido immunoenzimatico EIA su membrana per la rilevazione qualitativa dell'antigene specifico di <i>Helicobacter pylori</i> in campioni di feci umane. Il kit può essere utilizzato con campioni conservati in terreni di trasporto e campioni fecali non conservati.	25 test	TEH-30925
LEGIONELLA		
ImmuView® Legionella pneumophila e L. longbeacheae Urinary Antigen Test Test rapido immunocromatografico per la rilevazione dell'antigene urinario di <i>Legionella pneumophila</i> sg.1 e non, e di <i>Legionella longbeacheae</i> . Possibilità di lettura con il lettore automatico*.	22 test	ST-98749
ImmuView® S. pneumoniae Antigen Test Test rapido immunocromatografico per la rilevazione dell'antigene di <i>Streptococcus pneumoniae</i> nelle urine e nel liquor. Possibilità di lettura con il lettore automatico*.	22 test	ST-98748
ImmuView® S. pneumoniae and L. Pneumophila Urinary Antigen Test Test immunocromatografico per la rilevazione contemporanea dell'antigene di <i>Streptococcus pneumoniae</i> nelle urine e nel liquor e di <i>L. pneumophila</i> nelle urine. Possibilità di lettura con il lettore automatico*.	22 test	ST-95389
STREPTOCOCCO BETA-EMOLITICO DI GRUPPO A		
QuickStripe™ Strep A Test immunocromatografico su strip per la ricerca dello Streptococco β-emolitico di Gruppo A da tampone faringeo.	20 test	SY-41202
STREPTOCOCCO BETA-EMOLITICO DI GRUPPO B		
QuickStripe™ Strep B Test immunocromatografico rapido per il rilevamento diretto dello Streptococco di gruppo B da tamponi vaginali.	25 test	SY-41216
VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE		
ImmuView® RSV Antigen Test Test immunocromatografico per la ricerca del Virus Respiratorio Sinciziale (RSV) nelle vie respiratorie, nel lavaggio nasale, rinofaringeo e in tamponi nasofaringei. Possibilità di lettura con il lettore automatico*.	22 test	ST-99110
* Lettore automatico Per la lettura delle strip ImmuView®.	1 Unità	ST-98879

TEST DI AGGLUTINAZIONE AL LATTICE

MENINGITE

Pastorex™ Meningitis Kit Test di agglutinazione per il rilevamento qualitativo degli antigeni solubili di <i>Neisseria meningitidis</i> di gruppo A, C, Y/W135 e B/E. <i>coli</i> K1; <i>Haemophilus influenzae</i> di tipo b, <i>Streptococcus pneumoniae</i> e <i>Streptococcus</i> di gruppo B in emocolture e colture di liquido cerebrospinale; e per l'identificazione di <i>Neisseria meningitidis</i> di gruppo A, C e B/E. <i>coli</i> K1; <i>Haemophilus influenzae</i> di tipo b, <i>Streptococcus pneumoniae</i> e <i>Streptococcus</i> di gruppo B da colonie isolate su agar. Il kit contiene inoltre: Cartoncini di agglutinazione monouso (9 cerchi, ciascuno con indicazione del relativo reagente al lattice) 30 unità e stick per miscelazione monouso 3 x 100 unità.	25 test	BIO-61607
--	---------	-----------

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

CODICE

Kit di controllo Pastorex™ Meningitis test singoli al lattice (25 test ciascuno):

Haemophilus influenzae b Latex (R3)	1 x 0,4 mL	BIO-61616
N. meningitidis A Latex (R6)	1 x 0,4 mL	BIO-61608
N. meningitidis B/E. coli K1 Latex (R1)	1 x 0,4 mL (25 test)	BIO-61611
N. meningitidis C Latex (R7)	1 x 0,4 mL (25 test)	BIO-61610
S. pneumoniae Latex (R4)	1 x 0,4 mL (25 test)	BIO-61614
Streptococcus B Latex (R5)	1 x 0,4 mL (25 test)	BIO-61613
Pastorex™ Meningitis (kit di controllo)	2 x 25 test	BIO-61618

per test singoli al lattice (25 test):

- R2 *N. meningitidis* B/E. coli K1 Negative Control Latex
- R9 Negative polyvalent control Latex
- R10 Positive polyvalent control Antigenic extract (Estratto antigenico contenente gli antigeni polisaccaridici di *N. meningitidis* A, C, B, Y/W135, *H. influenzae* B, *Streptococcus* B e *S. pneumoniae* - volume sufficiente per 18 reazioni)
- Cartoncini di agglutinazione monouso (9 cerchi, ciascuno con indicazione del relativo reagente al lattice) 2 x 20 cartoncini
- Stick (2 x 100 stick)

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Pastorex™ Staph Plus	50 test	BIO-56356
Pastorex® Staph Plus è un test rapido di agglutinazione al lattice per la determinazione simultanea del clumping factor (affinità per il fibrinogeno), proteina A e polisaccaridi capsulari dei sierotipi 5 e 8 di <i>Staphylococcus aureus</i> . Indicato anche per gli stafilococchi meticillino-resistenti.	5 x 50 test	BIO-56353

Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) - Ricerca della PBP2'

MAST® ALEX MRSA	48 test	MST-RST501
Test di agglutinazione al lattice per confermare l'identificazione degli stafilococchi meticillino-resistenti (MRSA), mediante rilevazione della Penicillin Binding Protein 2' (PBP2').		

STREPTOCOCCUS

Pastorex™ Streptococcus A, B, C, D, F, G	6 x 60 test	BIO-61721
Test di agglutinazione al lattice rapido e sensibile per il gruppaggio degli streptococchi β-emolitici appartenenti ai gruppi Lancefield A, B, C, D, F e G.		
Kit completo di enzima di estrazione, controlli, cartoncini monouso, bastoncini monouso.		

Pastorex® Streptococcus - Reagenti singoli

Pastorex™ Strep A	1 mL (60 test)	BIO-61726
Pastorex™ Strep B	1 mL (60 test)	BIO-61727
Pastorex™ Strep C	1 mL (60 test)	BIO-61732
Pastorex™ Strep D	1 mL (60 test)	BIO-61728
Pastorex™ Strep F	1 mL (60 test)	BIO-61733
Pastorex™ Strep G	1 mL (60 test)	BIO-61734
Extraction Enzyme	2 x 10 mL	BIO-61729
Disposable Agglutination Cards	3 x 15 cartoncini	BIO-61723

micologia

IDENTIFICAZIONE

ASPERGILLUS

La aspergillosi invasiva (IA) è solitamente una complicanza di una forte chemioterapia per patologie maligne, alte dosi di corticosteroidi, trapianti, AIDS. Il trattamento precoce è un requisito molto importante per il successo della terapia. L'antigene galattomannano (GM) può essere ricercato nel siero di pazienti con aspergillosi invasiva; la sensibilità e la specificità sono molto elevate (95%) e la presenza dell'antigene può essere rivelata prima che esista un sospetto clinico di IA (Aspergillosi Invasiva).

Platelia™ Aspergillus Ag Ricerca dell'antigene galattomannano nel siero e nel fluido di lavaggio broncoalveolare (BAL) di pazienti adulti e pediatrici con metodo immunoenzimatico.	96 test	BIO-62794
Platelia™ Aspergillus EIA/Ag Proficiency Panel Pannello di controllo Esterno di Qualità per la valutazione dell'efficienza e delle performance di Laboratorio nell'esecuzione del test Platelia™ Aspergillus Ag.	6 x 1 mL	BIO-62792
Platelia™ Aspergillus IgG Platelia™ Aspergillus IgG è l'unico test immunoenzimatico in micropiastre a utilizzare antigeni purificati e ricombinanti di <i>Aspergillus</i> per rilevare gli anticorpi IgG anti- <i>Aspergillus</i> nel siero umano nel plasma.	96 test	BIO-62783
Platelia™ Aspergillus IgG - Negative and Positive Controls Controlli positivo (2 x 350 µL) e negativo (2 x 350 µL) per il kit Platelia™ Aspergillus IgG.	4 x 350 µL	BIO-62786

CANDIDA

Platelia™ Candida Ag Plus Ricerca dell'antigene mannano di <i>Candida</i> nel siero con metodo immunoenzimatico. Sensibilità: 0,25 ng/ml.	96 test	BIO-62784
Platelia™ Candida Ab plus Test immunoenzimatico per la determinazione quantitativa degli anticorpi anti-mannano di <i>Candida</i> nel siero.	96 test	BIO-62785
Platelia™ Candida Ab plus - Negative and Positive Controls Controlli positivo (2 x 350 µL) e negativo (2 x 350 µL) per il kit Platelia® Candida Ab Plus.	4 x 350 µL	BIO-62787

ACCESSORI PER I KIT Platelia® (Aspergillus e Candida)

BLOCK HEATER (QB-D1) Blocco riscaldante con intervallo di temperatura d'uso da +5°C a +130°C. I dati d'impostazione sono visualizzati su display digitale. Da utilizzare con il blocco portaprovette codice BIO-460-8517. Raccomandato dal produttore per l'utilizzo con i kit Platelia™.	1 unità	BIO-460-0270
BLOCK QB-EI Blocco portaprovette da 24 posizioni-provetta: 24x1,5 mL/2 mL.	1 unità	BIO-460-8517

CRYPTOCOCCUS

Pastorex™ Crypto Plus Test rapido di agglutinazione al lattice per la ricerca degli antigeni di <i>Cryptococcus neoformans</i> A/D nel siero, CFS, BAL, urine.	60 test	BIO-61747
--	----------------	------------------

LIEVITI

Auxacolor 2 Auxanogramma colorimetrico per l'identificazione dei principali lieviti di interesse medico.	20 test	BIO-56513
--	----------------	------------------

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

CODICE

sierodiagnosi - ricerca anticorpi

ASPERGILLUS

Platelia™ Aspergillus IgG

96 test

BIO-62783

Platelia™ *Aspergillus* IgG è l'unico test immunoenzimatico in micropiastra a utilizzare antigeni purificati e ricombinanti di *Aspergillus* per rilevare gli anticorpi IgG anti-*Aspergillus* nel siero umano o nel plasma.

Platelia™ Aspergillus IgG - Negative and Positive Controls

4 x 350 µL

BIO-62786

Controlli positivo (2 x 350 µL) e negativo (2 x 350 µL) per il kit Platelia™ *Aspergillus* IgG.

CANDIDA

Platelia™ Candida Ab plus

96 test

BIO-62785

Test immunoenzimatico per la determinazione quantitativa degli anticorpi anti-mannano di *Candida* nel siero. Sensibilità: 0,25 ng/ml.

Platelia™ Candida Ab plus - Negative and Positive Controls

4 x 350 µL

BIO-62787

Controlli positivo (2 x 350 µL) e negativo (2 x 350 µL) per il kit Platelia® *Candida* Ab Plus.

MYCOPLASMA PNEUMONIAE

QuickStripe™ M. pneumoniae IgM

20 test

SY-41208

Test immunocromatografico per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti *Mycoplasma pneumoniae* nel sangue intero, siero o plasma.

YERSINIA ENTEROCOLITICA

Yersinia Serology Kit

20 test

BIO-63500

Test di agglutinazione per la ricerca degli anticorpi anti-*Yersinia* nel siero umano.

Yersinia 0:3

2 mL

BIO-63501

Siero di controllo per sierotipizzazione di *Yersinia* enterocolitica sierotipo 0:3.

Yersinia 0:9

2 mL

BIO-63502

Siero di controllo per sierotipizzazione di *Yersinia* enterocolitica sierotipo 0:9.

Yersinia Control Sera

3 x 1 mL

BIO-63505

sospensioni batteriche colorate

Diagnosi sierologica di Widal

Le sospensioni Stained Febrile Antigens (SFA) sono indicate per l'identificazione e il dosaggio quantitativo su vetrino o in provetta di anticorpi specifici anti *Salmonella*.

Salmonella typhi sospensione O (TO)

50 mL

BIO-63402

Salmonella typhi sospensione H (TH)

50 mL

BIO-63312

Salmonella typhi sospensione Vi

50 mL

BIO-63572

Salmonella paratyphi A - sospensione O (AO)

50 mL

BIO-63412

Salmonella paratyphi A - sospensione H (AH)

50 mL

BIO-63322

Salmonella paratyphi B - sospensione O (BO)

50 mL

BIO-63422

Salmonella paratyphi B - sospensione H (BH)

50 mL

BIO-63332

Salmonella paratyphi C - sospensione O (CO)

50 mL

BIO-63432

Salmonella paratyphi C - sospensione H (CH)

50 mL

BIO-63342

Salmonella typhimurium - sospensione H (TMH)

50 mL

BIO-63542

Salmonella enteritidis - sospensione H (E NH)

50 mL

BIO-63272

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

CODICE

altri test

DIAGNOSI RAPIDA DI GRAVIDANZA

QuickStripe™ hCG

Test immunocromatografico per il rilevamento qualitativo della gonadotropina corionica umana nelle urine o nel siero come ausilio alla diagnosi precoce di gravidanza.

25 test

SY-41110

SANGUE OCCULTO

FOB Rapydtest

Test immunocromatografico per la determinazione del sangue occulto nelle feci.

25 test

AP-164200

MALATTIE INFIAMMATORIE INTESTINALI

Lactoferrin EZ Vue®

Test immunocromatografico per la rilevazione qualitativa di livelli elevati di lattoferrina, un marker per leucociti fecali e indicatore di infiammazione intestinale, come ausilio per identificare i pazienti con una malattia infiammatoria intestinale attiva (IBD/MICI) ed escludere quelli con sindrome dell'intestino irritabile non infiammatoria attiva (IBS).

25 test

TEH-T5018

Lactoferrin CHEK®

Test ELISA per la rilevazione qualitativa di livelli elevati di lattoferrina, un marker per leucociti fecali e indicatore di infiammazione intestinale (IBD/MICI), per escludere le malattie non infiammatorie (IBS).

96 test

TEH-T5008

Lactoferrin SCAN®

Test ELISA quantitativo per determinare la concentrazione di lattoferrina fecale, un marker per leucociti fecali e indicatore di infiammazione intestinale (IBD/MICI) e per escludere le malattie non infiammatorie (IBS). Test automatizzabile.

96 test

TEH-T5009

Leuko EZ Vue®

Test immunocromatografico per la rilevazione qualitativa di elevati livelli di lattoferrina fecale, marker per leucociti fecali e indicatore di infiammazione intestinale.

25 test

TEH-T30355

Procise ADL™

Test in immunofluorescenza per la determinazione quantitativa dei livelli di adalimumab e biosimilari nel sangue intero capillare umano, prelevato tramite puntura del dito, sangue intero venoso e siero venoso nei pazienti sottoposti a terapia con adalimumab e biosimilari, utilizzando l'analizzatore ProciseDx™.

20 test

PDX-4853

Procise CRP™

Test in immunofluorescenza per la determinazione quantitativa della proteina C reattiva (CRP) nel sangue intero capillare umano, prelevato tramite puntura del dito, sangue intero venoso e siero, utilizzando l'analizzatore ProciseDx™.

20 test

PDX-4489

Procise FCP™

Test in immunofluorescenza per la determinazione quantitativa della calprotectina nelle feci, utilizzando l'analizzatore ProciseDx™. Per la raccolta delle feci è necessario l'utilizzo del kit Procise SCD™.

20 test

PDX-4664

Procise IFX™

Test in immunofluorescenza per la determinazione quantitativa dei livelli di infliximab e biosimilari nel sangue intero capillare umano, prelevato tramite puntura del dito, sangue intero venoso e siero venoso nei pazienti sottoposti a terapia con infliximab e biosimilari, utilizzando l'analizzatore ProciseDx™.

20 test

PDX-4828

Procise SCD™

Kit per la raccolta delle feci per il test Procise FCP™ composto da dispositivo di raccolta con soluzione d'estrazione, guanto, foglio di carta adesiva e istruzioni.

20 test

PDX-4913

Procise Dx™

Analizzatore automatico da utilizzare per la lettura dei test Procise™.

1 pezzo

PDX-4390

NOTE

[illegible]

sistemi di prelievo
e trasporto
terreni
di coltura
test
diagnostici
sierotipizzazione
antibiogramma
colorazioni
parassitologia
controllo
qualità
biologia
molecolare

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

CODICE

sierotipizzazione

I codici con prefisso BIO corrispondono a prodotti Bio-Rad.

I codici con prefisso MST corrispondono a prodotti Mast.

I codici con prefisso ST corrispondono a prodotti SSI.

SSI ha una lunga tradizione nello sviluppo e nella produzione di antisieri.

SSI Diagnostica nasce infatti nel 2016 come spin-off di Statens Serum Institute.



ESCHERICHIA COLI

Sieri agglutinanti per sierotipizzazione dei ceppi enteropatogeni di *E. coli* mediante test di agglutinazione rapida su vetrino e classica in provetta. **NOTA:** Per gli antisieri contrassegnati da * (speciali), il tempo di consegna è di circa 10 settimane.

Sieri agglutinanti polivalenti - Antigene O

E.coli OK O Pool 1 EPEC/VTEC/STEC (O26, O103, O111, O145, O157)	3 mL (150 test)	ST-44292
E.coli OK O Pool 2 EPEC (O55, O119, O125ac, O127, O128ab)	3 mL (150 test)	ST-44293
E.coli OK O Pool 3 EPEC (O86, O114, O121, O126, O142)	3 mL (150 test)	ST-77713
E.coli OK O Pool Big Six (O26, O45, O103, O111, O121, O145)	3 mL (150 test)	ST-88010
E.coli I+II+III	3 mL (60 test)	BIO-57411
E.coli Trivalent I (O111, O55, O26)	3 mL (60 test)	BIO-57331
E.coli Trivalent II (O86, O119, O127)	3 mL (60 test)	BIO-57341
E.coli Trivalent III (O125, O126, O128)	3 mL (60 test)	BIO-57351
E.coli Trivalent IV (O1114, O124, O142)	3 mL (60 test)	BIO-57361

Antisieri agglutinanti polivalenti per colture bollite - Antigene O

E.coli POLY 2 Factors (O26, O55, O111, O119, O126)	2 mL (50 test)	MST-M14263
E.coli POLY 3 Factors (O86, O114, O125, O127, O128)	2 mL (50 test)	MST-M14270
E.coli POLY 4 Factors (O44, O112, O124, O142)	2 mL (50 test)	MST-M14287
E.coli POLY D1 (O1, O26, O86a, O111, O119, O127a, O128)	2 mL (50 test)	MST-M12005
E.coli POLY D2 (O44, O55, O125, O126, O146, O166)	2 mL (50 test)	MST-M12006
E.coli POLY D3 (O18, O114, O142, O151, O157, O158)	2 mL (50 test)	MST-M12007
E.coli POLY D4 (O6, O27, O78, O148, O159, O168)	2 mL (50 test)	MST-M12008
E.coli POLY D5 (O20, O25, O63, O153, O167)	2 mL (50 test)	MST-M12009
E.coli POLY D6 (O8, O15, O115, O169)	2 mL (50 test)	MST-M12010
E.coli POLY D7 (O28ac, O112ac, O124, O136, O144)	2 mL (50 test)	MST-M12011
E.coli POLY D8 (O29, O143, O152, O164)	2 mL (50 test)	MST-M12012

Sieri agglutinanti monovalenti - Antigene O

E. coli OK O26	3 mL (150 test)	ST-44295
E. coli OK O45	3 mL (150 test)	ST-53085
E. coli OK O55	3 mL (150 test)	ST-44296
E. coli OK O86	3 mL (150 test)	ST-44297
E. coli OK O103	3 mL (150 test)	ST-44298
E. coli OK O111	3 mL (150 test)	ST-44299
E. coli OK O114	3 mL (150 test)	ST-44300
E. coli OK O119	3 mL (150 test)	ST-44301
E. coli OK O121	3 mL (150 test)	ST-44302
E. coli OK O125ac	3 mL (150 test)	ST-44303
E. coli OK O126	3 mL (150 test)	ST-44304
E. coli OK O127	3 mL (150 test)	ST-44305
E. coli OK O128ab	3 mL (150 test)	ST-44306
E. coli OK O138	3 mL (150 test)	ST-72682

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
E. coli OK O139	3 mL (150 test)	ST-72686
E. coli OK O142	3 mL (150 test)	ST-44307
E. coli OK O145	3 mL (150 test)	ST-44308
E. coli OK O149	3 mL (150 test)	ST-72687
E. coli OK O157	3 mL (150 test)	ST-44309
E.coli OK O157 (based on sheep)	3 mL (150 test)	ST-96275
E. coli OK O158	3 mL (150 test)	ST-44310

Disponibili nella linea prodotti Antisieri per ESCHERICHIA COLI:

Antisieri agglutinanti polivalenti O-pool per colture bollite (sierotipizzazione completa)

Antisieri agglutinanti monovalenti O per colture bollite

Antisieri agglutinanti K, non diluiti per counter elettroforetico (RUO)

Antisieri agglutinanti K per agglutinazione su vetrino

Escherichia coli batteriofagi

Antisieri agglutinanti per la determinazione dei pili (*Escherichia coli* fimbriati)

HAEMOPHILUS INFLUENZAE

Sieri agglutinanti per l'identificazione sierologica di *Haemophilus influenzae* mediante test di agglutinazione rapida su vetrino. **NOTA:** Per gli antisieri contrassegnati da * (speciali), il tempo di consegna è di circa 10 settimane.

Antisieri Monovalenti

Haemophilus influenzae Type a *	2 mL(50 test)	MST-M11302
Haemophilus influenzae Type b	2 mL(50 test)	MST-M11303
Haemophilus influenzae Type c *	2 mL(50 test)	MST-M11304
Haemophilus influenzae Type d *	2 mL(50 test)	MST-M11305
Haemophilus influenzae Type e *	2 mL(50 test)	MST-M11306
Haemophilus influenzae Type f *	2 mL(50 test)	MST-M11307

LEGIONELLA

Sieri agglutinanti per l'identificazione sierologica di *Legionella* mediante test di agglutinazione rapida su vetrino.

Sieri agglutinanti monovalenti

L. pneumophila Group 1		2 mL (50 test)	MST-M11702
L. pneumophila Group 2		2 mL (50 test)	MST-M11703
L. pneumophila Group 3		2 mL (50 test)	MST-M11704
L. pneumophila Group 4		2 mL (50 test)	MST-M11705
L. pneumophila Group 5		2 mL (50 test)	MST-M11706
L. pneumophila Group 6		2 mL (50 test)	MST-M11707
Legionella pneumophila Group 7	NO CE	2 mL(50 test)	MST-M15727/NCE
Legionella pneumophila Group 8	NO CE	2 mL(50 test)	MST-M15734/NCE
Legionella pneumophila Group 9	NO CE	2 mL(50 test)	MST-M93572/NCE
Legionella pneumophila Group 10	NO CE	2 mL(50 test)	MST-M93589/NCE
Legionella pneumophila Group 11	NO CE	2 mL(50 test)	MST-M93626/NCE
Legionella pneumophila Group 12	NO CE	2 mL(50 test)	MST-M93633/NCE
Legionella pneumophila Group 13	NO CE	2 mL(50 test)	MST-M93640/NCE
Legionella pneumophila Group 14	NO CE	2 mL(50 test)	MST-M93657/NCE
Legionella pneumophila Group 15	NO CE	2 mL(50 test)	MST-M93664/NCE
L. bozemanii		2 mL (50 test)	MST-M11708
L. dumoffi		2 mL (50 test)	MST-M11709
L. gormanii		2 mL (50 test)	MST-M11710
L. micdadei		2 mL (50 test)	MST-M11711

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

CODICE

LISTERIA MONOCYTOGENES

Sieri agglutinanti per l'identificazione sierologica degli antigeni O e H di *Listeria monocytogenes* mediante test di agglutinazione rapida su vetrino e in provetta.

Sieri agglutinanti polivalenti O

Listeria O I/II antiserum	2 mL (50 test)	MST-M14379
Listeria O V/VI antiserum	2 mL (50 test)	MST-M14409

Sieri agglutinanti monovalenti O

Listeria O I antiserum	2 mL (50 test)	MST-M14386
Listeria O IV antiserum	2 mL (50 test)	MST-M14393
Listeria O VI antiserum	2 mL (50 test)	MST-M14416
Listeria O VII antiserum	2 mL (50 test)	MST-M14423
Listeria O VIII antiserum	2 mL (50 test)	MST-M14430
Listeria O IX antiserum	2 mL (50 test)	MST-M14447

Sieri agglutinanti monovalenti H

Listeria H-A antiserum	5 mL (50 test)	MST-M14454
Listeria H-AB antiserum	5 mL (50 test)	MST-M14461
Listeria H-C antiserum	5 mL (50 test)	MST-M14478
Listeria H-D antiserum	5 mL (50 test)	MST-M14485

NEISSERIA MENINGITIDIS

Antisieri agglutinanti N. meningitidis Y, W135, 29E	3 x 2 mL (50 test)	BIO-58704
---	--------------------	-----------

PSEUDOMONAS AERUGINOSA

P. aeruginosa PMA = P1+P3+P4+P6	3 mL (60 test)	BIO-58922
P. aeruginosa PME = P1+P2+P15+P16	3 mL (60 test)	BIO-58932
P. aeruginosa PMC = P9+P10+P13+P14	3 mL (60 test)	BIO-58942
P. aeruginosa PMF = P7+P8+ P11+P12+A769	3 mL (60 test)	BIO-58952
P. aeruginosa P1	3 mL (60 test)	BIO-58901
P. aeruginosa P2	3 mL (60 test)	BIO-58902
P. aeruginosa P3	3 mL (60 test)	BIO-58903
P. aeruginosa P4	3 mL (60 test)	BIO-58904
P. aeruginosa P5	3 mL (60 test)	BIO-58905
P. aeruginosa P6	3 mL (60 test)	BIO-58906
P. aeruginosa P7	3 mL (60 test)	BIO-58907
P. aeruginosa P8	3 mL (60 test)	BIO-58908
P. aeruginosa P9	3 mL (60 test)	BIO-58909
P. aeruginosa P10	3 mL (60 test)	BIO-58910
P. aeruginosa P11	3 mL (60 test)	BIO-58911
P. aeruginosa P12	3 mL (60 test)	BIO-58912
P. aeruginosa P13	3 mL (60 test)	BIO-58913
P. aeruginosa P14	3 mL (60 test)	BIO-58914
P. aeruginosa P15	3 mL (60 test)	BIO-58915
P. aeruginosa P16	3 mL (60 test)	BIO-58916

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

CODICE

SALMONELLA - ANTIGENI SOMATICI O

Sieri agglutinanti per l'identificazione sierologica degli antigeni somatici O di *Salmonella* mediante test di agglutinazione rapida su vetrino o classica in provetta. Alcuni sieri trovano inoltre impiego come controllo positivo per le sospensioni colorate di *Salmonella* (Sierodiagnosi di Widal-Wright).

KIT**Salmonella Sero-Quick Group kit**

Kit per la sierotipizzazione degli isolati di *Salmonella* a livello di gruppo (A-G)

8 x 3 ml

ST-18349

Salmonella Sero-Quick ID kit

Kit per la sierotipizzazione completa di *S. Typhimurium* e *S. Enteritidis*.

8 x 3 ml

ST-18350

ANTISIERI PER LA CONFERMA SIEROLOGICA**Salmonella Omnivalent**

2 mL (50 test)

MST-M92537

Salmonella OMNI-O (A-60)

3 ml (60 test)

BIO-60781

Salmonella Poly A-E + Vi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 27, 34, 46 + Vi)

3 mL (150 test)

ST-40211

Salmonella Poly A-I + Vi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 34, 46 + Vi)

3 mL (150 test)

ST-44807

Salmonella Poly A-S + Vi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 46 + Vi)

3 mL (150 test)

ST-48954

Salmonella Poly 42-67 (42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67)

1 mL (50 test)

ST-81061

Salmonella Poly H (a b c d i z10 E G k L r z y Z4 1 z6 z29)

3 mL (150 test)

ST-40290

Salmonella Vi (monoclonal antibody)

3 mL (150 test)

ST-15514

Antisieri Polivalenti O**Salmonella OMA (A, B, D, E, L 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 19, 21, 46)**

3 mL (150 test)

ST-40212

Salmonella OMB (C, F, G, H 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25)

3 mL (150 test)

ST-40213

Salmonella OMC (I, J, K, M, N 16, 17, 18, 28, 30)

3 mL (150 test)

ST-40214

Salmonella OMD (O, P, Q, R, S, T, U, V, W 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)

3 mL (150 test)

ST-40215

Salmonella OME (X, Y, Z, 51, 52, 47, 48, 50, 51, 52)

3 mL (150 test)

ST-40216

Salmonella OMF (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59)

3 mL (150 test)

ST-40217

Salmonella OMG (60, 61, 62, 63, 65, 66, 67)

3 mL (150 test)

ST-40218

Salmonella O3 Complex (3, 10, 15, 19, 34)

3 mL (150 test)

ST-40219

Antisieri Monovalenti O - fattori maggiori**Salmonella O:2 (A)**

3 mL (150 test)

ST-40220

Salmonella O:4 (B)

3 mL (150 test)

ST-23839

Salmonella O:6, 7, 8 (C1, C2, C3, H)

3 mL (150 test)

ST-40221

Salmonella O:7, 8 (C1, C2, C3)

3 mL (150 test)

ST-65335

Salmonella O:8 (C2, C3)

3 mL (150 test)

ST-40224

Salmonella O:9 (D1, D2, D3)

3 mL (150 test)

ST-40276

Salmonella O:3, 10, 15 (E1, E4)

3 mL (150 test)

ST-40226

Salmonella O:1, 3, 19 (E1, E4)

3 mL (150 test)

ST-23843

Salmonella O:11 (F)

3 mL (150 test)

ST-40227

Salmonella O:13, 22, 23 (G1, G2)

3 mL (150 test)

ST-40228

Salmonella O:6, 14, 24, 25 (H)

3 mL (150 test)

ST-40229

Salmonella O:16 (I)

3 mL (150 test)

ST-40230

Salmonella O:17 (J)

3 mL (150 test)

ST-40231

Salmonella O:18 (K)

3 mL (150 test)

ST-40232

Salmonella O:21 (L)

3 mL (150 test)

ST-40233

Salmonella O:28 (M)

3 mL (150 test)

ST-40234

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Salmonella O:30 (N)	3 mL (150 test)	ST-40235
Salmonella O:35 (O)	3 mL (150 test)	ST-40236
Salmonella O:38 (P)	3 mL (150 test)	ST-40237
Salmonella O:39 (Q)	3 mL (150 test)	ST-40238
Salmonella O:40 (R)	3 mL (150 test)	ST-40239
Salmonella O:41 (S)	3 mL (150 test)	ST-40240
Salmonella O:42 (T)	3 mL (150 test)	ST-40241
Salmonella O:43 (U)	3 mL (150 test)	ST-40242
Salmonella O:44 (V)	3 mL (150 test)	ST-40243
Salmonella O:45 (W)	3 mL (150 test)	ST-40244
Salmonella O:47 (X)	3 mL (150 test)	ST-40245
Salmonella O:48 (Y)	3 mL (150 test)	ST-40247
Salmonella O:50 (Z)	3 mL (150 test)	ST-40248
Salmonella O:51 (51)	3 mL (150 test)	ST-40249
Salmonella O:52 (52)	3 mL (150 test)	ST-40250
Salmonella O:53 (53)	3 mL (150 test)	ST-40251
Salmonella O:54 (54)	3 mL (150 test)	ST-40252
Salmonella O:55 (55)	3 mL (150 test)	ST-40253
Salmonella O:56 (56)	3 mL (150 test)	ST-40254
Salmonella O:57 (57)	3 mL (150 test)	ST-40255
Salmonella O:58 (58)	3 mL (150 test)	ST-40257
Salmonella O:59 (59)	3 mL (150 test)	ST-40258
Salmonella O:60 (60)	3 mL (150 test)	ST-40259
Salmonella O:61 (61)	3 mL (150 test)	ST-40260
Salmonella O:62 (62)	3 mL (150 test)	ST-40261
Salmonella O:63 (63)	3 mL (150 test)	ST-40263
Salmonella O:65 (65)	3 mL (150 test)	ST-40264
Salmonella O:66 (66)	3 mL (150 test)	ST-40265
Salmonella O:67 (67)	3 mL (150 test)	ST-40266

Antisieri Monovalenti O - fattori minori o accessori

Salmonella O:1	3 mL (150 test)	ST-40269
Salmonella O:5	3 mL (150 test)	ST-40272
Salmonella O:61	3 mL (150 test)	ST-40273
Salmonella O:7	3 mL (150 test)	ST-40274
Salmonella O:10	3 mL (150 test)	ST-40277
Salmonella O:12	3 mL (150 test)	ST-57543
Salmonella O:14	3 mL (150 test)	ST-40278
Salmonella O:15	3 mL (150 test)	ST-40279
Salmonella O:19	3 mL (150 test)	ST-40280
Salmonella O:20	3 mL (150 test)	ST-40281
Salmonella O:22	3 mL (150 test)	ST-40282
Salmonella O:23	3 mL (150 test)	ST-40283
Salmonella O:24, 25	3 mL (150 test)	ST-65334
Salmonella O:25	3 mL (150 test)	ST-40285
Salmonella O:27	3 mL (150 test)	ST-40286
Salmonella O:34	3 mL (150 test)	ST-40287
Salmonella O:46	3 mL (150 test)	ST-40288

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Antisieri Polivalenti H		
Salmonella HMA (a b c d i z ₁₀)	3 mL (150 test)	ST-40291
Salmonella HMB (E G)	3 mL (150 test)	ST-40292
Salmonella HMC (k L r z y Z ₄)	3 mL (150 test)	ST-40293
Salmonella HMD (1,2 1,5 1,6 1,7 z ₆)	3 mL (150 test)	ST-40294
Salmonella HME (z ₂₉ z ₃₅ z ₃₈ z ₃₉ z ₄₁ z ₄₂)	3 mL (150 test)	ST-40295
Salmonella HMF (z ₂₇ z ₃₆ z ₅₂ z ₅₃ z ₅₄ z ₅₅ z ₅₇)	3 mL (150 test)	ST-40296
Salmonella HMG (z ₄₄ z ₆₀ z ₆₁ z ₆₄ z ₆₅ z ₆₇ z ₆₈)	3 mL (150 test)	ST-48953
Salmonella H:L (Tutte le fasi con l)	3 mL (150 test)	ST-40297
Salmonella H:E (Tutte le fasi con e)	3 mL (150 test)	ST-40298
Salmonella H:G (Tutte le fasi con g and m,t)	3 mL (150 test)	ST-40299
Salmonella H:Z ₄ (Tutte le fasi con z ₄)	3 mL (150 test)	ST-40366
Salmonella H:q,s,t,p,u (q,s,t,p,u)	3 mL (150 test)	ST-22667
Salmonella H:G ÷ H:m,t (Tutte le fasi con g (non m,t) - Utilizzato per distinguere H:g,m,t da H:m,t)	1 mL (50 test)	ST-91024
RAPID DIAGNOSTIC 1 Factors b, d, E, r	2 mL (50 test)	MST-M14324
RAPID DIAGNOSTIC 2 Factors b, E, k, l	2 mL (50 test)	MST-M14331
RAPID DIAGNOSTIC 3 Factors d, E, G, k	2 mL (50 test)	MST-M14348
Antisieri Monovalenti H		
Salmonella H:a	3 mL (150 test)	ST-40300
Salmonella H:b	3 mL (150 test)	ST-23847
Salmonella H:c	3 mL (150 test)	ST-40301
Salmonella H:d	3 mL (150 test)	ST-23849
Salmonella H:e,h	3 mL (150 test)	ST-53844
Salmonella H:e,n,x	3 mL (150 test)	ST-53824
Salmonella H:e,n,z ₁₅	3 mL (150 test)	ST-53825
Salmonella H:i	3 mL (150 test)	ST-23850
Salmonella H:k	3 mL (150 test)	ST-40303
Salmonella H:r	3 mL (150 test)	ST-40304
Salmonella H:y	3 mL (150 test)	ST-40305
Salmonella H:z	3 mL (150 test)	ST-40306
Salmonella H:z ₆	3 mL (150 test)	ST-40307
Salmonella H:z ₁₀	3 mL (150 test)	ST-40308
Salmonella H:z ₂₉	3 mL (150 test)	ST-40309
Salmonella H:z ₃₅	3 mL (150 test)	ST-40310
Salmonella H:z ₃₆	3 mL (150 test)	ST-40311
Salmonella H:z ₃₈	3 mL (150 test)	ST-40312
Salmonella H:z ₃₉	3 mL (150 test)	ST-40313
Salmonella H:z ₄₁	3 mL (150 test)	ST-40314
Salmonella H:z ₄₂	3 mL (150 test)	ST-40315
Salmonella H:z ₄₄	3 mL (150 test)	ST-40316
Salmonella H:z ₅₂	3 mL (150 test)	ST-40317
Salmonella H:z ₅₃	3 mL (150 test)	ST-40318
Salmonella H:z ₅₄	3 mL (150 test)	ST-40319
Salmonella H:z ₅₅	3 mL (150 test)	ST-40320
Salmonella H:z ₅₇	3 mL (150 test)	ST-40321
Salmonella H:z ₆₀	3 mL (150 test)	ST-40609

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Salmonella H:z ₆₁	3 mL (150 test)	ST-40322
Salmonella H:z ₆₄	3 mL (150 test)	ST-40323
Salmonella H:z ₆₅	3 mL (150 test)	ST-40324
Salmonella H:z ₆₇	3 mL (150 test)	ST-40325
Salmonella H:z ₆₈	3 mL (150 test)	ST-52233
Salmonella H:z ₇₁	3 mL (150 test)	ST-40326
Salmonella H:z ₈₁	3 mL (150 test)	ST-40327
Salmonella H:z ₈₃	3 mL (150 test)	ST-40328
Salmonella H:z ₉₁	3 mL (150 test)	ST-57544

Antisieri Monovalenti H (fattori)

Salmonella H:f	3 mL (150 test)	ST-40331
Salmonella H:h	3 mL (150 test)	ST-40329
Anti-Salmonella H: g, m	1 ml (40 test)	TR-1408
Salmonella H:m	3 mL (150 test)	ST-40332
Salmonella H:p	3 mL (150 test)	ST-40333
Salmonella H:q	3 mL (150 test)	ST-40334
Salmonella H:s	3 mL (150 test)	ST-40335
Salmonella H:t	3 mL (150 test)	ST-40336
Salmonella H:u	3 mL (150 test)	ST-40337
Salmonella H:v	3 mL (150 test)	ST-40338
Salmonella H:w	3 mL (150 test)	ST-40339
Salmonella H:x	3 mL (150 test)	ST-40330
Salmonella H:2	3 mL (150 test)	ST-40340
Salmonella H:5	3 mL (150 test)	ST-40341
Salmonella H:6	3 mL (150 test)	ST-40342
Salmonella H:7	3 mL (150 test)	ST-40343
Salmonella H:z13	3 mL (150 test)	ST-40344
Salmonella H:z15	3 mL (150 test)	ST-40345
Salmonella H:z16	3 mL (150 test)	ST-40346
Salmonella H:z23	3 mL (150 test)	ST-40347
Salmonella H:z24	3 mL (150 test)	ST-40348
Salmonella H:z28	3 mL (150 test)	ST-40349
Salmonella H:z32	3 mL (150 test)	ST-40350
Salmonella H:z51	3 mL (150 test)	ST-40351

Antisieri Polivalenti per l'inversione di fase (S. GARD METHOD)

Salmonella SG 1 (a + b + c + z ₁₀)	3 mL (30 test)	ST-40363
Salmonella SG 2 (d + i + e, h)	3 mL (30 test)	ST-40364
Salmonella SG 3 (k + y + L*)	3 mL (30 test)	ST-40365
Salmonella SG 5 (e, n, x + e, n, z ₁₅)	3 mL (30 test)	ST-40367
Salmonella SG 6 (1* + z ₆)	3 mL (30 test)	ST-40368
Salmonella SGG (Tutte le fasi con g o m, t)	3 mL (30 test)	ST-40369
Salmonella SGZ4 (z ₄ , z ₂₃ + z ₄ , z ₂₄ + z ₄ , z ₃₂)	3 mL (30 test)	ST-40370

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
-------------	------------	--------

Antisieri Monovalenti per l'inversione di fase (S. GARD METHOD)

H:i	3 mL (30 test)	ST-86865
H:r	3 mL (30 test)	ST-40381

Disponibili nella nostra linea prodotti Antisieri per **SALMONELLA H:R-PHASE**.
Contattare il nostro Ufficio Commerciale per conoscere la gamma completa di codici disponibili.

Agar per l'inversione di fase

Sven Gard Agar	25 x 25 mL	BIO-53430
-----------------------	------------	-----------

Terreno di arricchimento per l'inversione di fase dell'antigene H di *Salmonella*.

SALMONELLA TYPHI & PARATYPHI A B C - IDENTIFICAZIONE RAPIDA

Antisieri Polivalenti T, A, B, C, Vi	5 x 3 mL (60 test)	BIO-61261
---	--------------------	-----------

SHIGELLA

Sieri agglutinanti per sierotipizzazione di *Shigella* mediante test di agglutinazione rapida su vetrino e classica in provetta.

NOTA: Per gli antisieri contrassegnati da * (speciali), il tempo di consegna è di circa 10 settimane.

Sieri agglutinanti polivalenti

Shigella dysenteriae POLY A (Types 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	2 mL (50 test)	MST-M10109
Shigella dysenteriae POLY A1 (Types 8, 9, 10, 11, 12)	2 mL (50 test)	MST-M10110
Shigella flexneri POLY B (Types I, II, III, IV, V, VI, Groups (3)4, 6, 7(8))	2 mL (50 test)	MST-M10111
Shigella boydii POLY C (Types 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	2 mL (50 test)	MST-M10112
Shigella boydii POLY C1 (Types 8, 9, 10, 11)	2 mL (50 test)	MST-M10113
Shigella boydii POLY C2 (Types 12, 13, 14, 15)	2 mL (50 test)	MST-M10114
Shigella boydii POLY C3 (Types 16, 17, 18)	2 mL (50 test)	MST-M10154
Shigella boydii polivalent C1 (1,2,3,4) + C 2 (8,10,14) + C3 (5,7,9,11,15)	3 x 2 mL (40 test)	BIO-57183
Shigella sonnei POLY D (Phase I & II)	2 mL (50 test)	MST-M10115

Antisieri Monovalenti

Shigella boydii Type 1 *	2 mL(50 test)	MST-M10135
Shigella boydii Type 2	2 mL(50 test)	MST-M10136
Shigella boydii Type 3	2 mL(50 test)	MST-M10137
Shigella boydii Type 4 *	2 mL(50 test)	MST-M10138
Shigella boydii Type 5 *	2 mL(50 test)	MST-M10139
Shigella boydii Type 6 *	2 mL(50 test)	MST-M10140
Shigella boydii Type 7 *	2 mL(50 test)	MST-M10141
Shigella boydii Type 8 *	2 mL(50 test)	MST-M10142
Shigella boydii Type 9 *	2 mL(50 test)	MST-M10143
Shigella boydii Type 10 *	2 mL(50 test)	MST-M10144
Shigella boydii Type 11 *	2 mL(50 test)	MST-M10145
Shigella boydii Type 12 *	2 mL(50 test)	MST-M10146
Shigella boydii Type 13 *	2 mL(50 test)	MST-M10147
Shigella boydii Type 14 *	2 mL(50 test)	MST-M10148
Shigella boydii Type 15 *	2 mL(50 test)	MST-M10149
Shigella boydii Type 16 *	2 mL(50 test)	MST-M10155
Shigella boydii Type 17 *	2 mL(50 test)	MST-M10156
Shigella boydii Type 18 *	2 mL(50 test)	MST-M10157
Shigella dysenteriae Type 1	2 mL(50 test)	MST-M10116
Shigella dysenteriae Type 2 *	2 mL(50 test)	MST-M10117

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Shigella dysenteriae Type 3 *	2 mL(50 test)	MST-M10118
Shigella dysenteriae Type 4 *	2 mL(50 test)	MST-M10119
Shigella dysenteriae Type 5 *	2 mL(50 test)	MST-M10120
Shigella dysenteriae Type 6 *	2 mL(50 test)	MST-M10121
Shigella dysenteriae Type 7 *	2 mL(50 test)	MST-M10122
Shigella dysenteriae Type 8 *	2 mL(50 test)	MST-M10123
Shigella dysenteriae Type 9 *	2 mL(50 test)	MST-M10124
Shigella dysenteriae Type 10 *	2 mL(50 test)	MST-M10125
Shigella dysenteriae Type 11 *	2 mL(50 test)	MST-M10152
Shigella dysenteriae Type 12 *	2 mL(50 test)	MST-M10153
Shigella flexneri Type I	2 mL(50 test)	MST-M10126
Shigella flexneri Type II	2 mL(50 test)	MST-M10127
Shigella flexneri Type III	2 mL(50 test)	MST-M10128
Shigella flexneri Type IV	2 mL(50 test)	MST-M10129
Shigella flexneri Type V	2 mL(50 test)	MST-M10130
Shigella flexneri Type VI	2 mL(50 test)	MST-M10131
Shigella flexneri Group 3(4)	2 mL(50 test)	MST-M10132
Shigella flexneri Group 6	2 mL(50 test)	MST-M10133
Shigella flexneri Group 7(8)	2 mL(50 test)	MST-M10134
Shigella sonnei Phase I	2 mL(50 test)	MST-M10151
Shigella sonnei Phase II	2 mL(50 test)	MST-M10137

VIBRIO CHOLERAЕ

Sieri agglutinanti per l'identificazione sierologica di *Vibrio cholerae* mediante test di agglutinazione rapida su vetrino o classica in provetta.

Antisiero Polivalente

Vibrio cholerae POLY (INABA, OGAWA)	2 mL(50 test)	MST-M11002
-------------------------------------	---------------	------------

Antisieri Monovalenti

Vibrio cholerae INABA	2 mL(50 test)	MST-M11003
Vibrio cholerae OGAWA	2 mL(50 test)	MST-M11004
Vibrio cholerae O139 (Bengal)	2 mL(50 test)	MST-M15001

YERSINIA ENTEROCOLITICA

Sieri agglutinanti per l'identificazione sierologica degli antigeni di Gruppo O di *Yersinia enterocolitica* mediante test di agglutinazione rapida su vetrino o classica in provetta.

Antisieri Polivalenti O

Yersinia Polyvalent: Group O1, O2 Mixture	2 mL (50 test)	MST-M11102
---	----------------	------------

Antisieri Monovalenti O

Yersinia enterocolitica O3	2 mL(50 test)	MST-M11103
Yersinia enterocolitica O5	2 mL(50 test)	MST-M11104
Yersinia enterocolitica O9	2 mL(50 test)	MST-M11105
Yersinia enterocolitica O8	2 mL(50 test)	MST-M11106

Linea TechLab


I campioni fecali rappresentano uno dei più complessi campioni clinici. L'esclusiva tecnologia EIA rapida su membrana a flusso ascendente brevettata da TechLab, costituisce un vero test immunologico EIA. Tale tecnologia, rispetto ai sistemi immunocromatografici a flusso laterale, offre il vantaggio di fornire un background pulito e chiaro per una facile interpretazione del segnale. Inoltre, il segnale con la tecnologia QUIK CHEK™ viene ulteriormente amplificato grazie all'impiego dei coniugati anticorpo-perossidasi che consentono di ottenere le migliori performance.

C. Difficile

Parassitologia

Infiammazione Intestinale

Patogeni di origine Alimentare



Descrizione	Codice	Conf.	Ricerca	Metodo
-------------	--------	-------	---------	--------

C. difficile

C. Diff Quik Chek Complete®	TEH-T30525C TEH-T30550C	25 50	Tossine A&B e Antigene GDH	EIA rapida su membrana
C. Diff Quik Chek®	TEH-30390	25	Antigene GDH	EIA rapida su membrana
Tox A/B Quik Chek®	TEH-30394	25	Tossine A&B	EIA rapida su membrana
C. Diff Chek™ - 60	TEH-TL5025	96	Antigene GDH	Micropiastre ELISA
C. Difficile Tox A/B II™	TEH-T5015B	96	Tossine A&B	Micropiastre ELISA
C. difficile Toxin/Antitoxin Kit	TEH-T5000	300-650	Tossina B	Coltura tessuti
C. Difficile Tox-B Test	TEH-T5003	96	Tossina B	Coltura tessuti

C. perfringens

Clostridium Perfringens Enterotoxin Test	TEH-T5006	96	Clostridium perfringens Enterotoxin	Micropiastre ELISA
--	-----------	----	-------------------------------------	--------------------

H. pylori

H. pylori Chek™	TEH-T5051	96	Antigene di H. pylori	Micropiastre ELISA
-----------------	-----------	----	-----------------------	--------------------

Patogeni di origine alimentare

Campylobacter Chek™	TEH-T31096	96	C. jejuni, C. coli, C. lari, & C. upsaliensis	Micropiastre ELISA
Campylobacter Quik Chek™	TEH-T31025	25	C. jejuni, C. coli, C. lari, & C. upsaliensis	EIA rapida su membrana
Shiga Toxin Quik Chek™	TEH-T30625	25	Shiga Toxin 1 e Shiga Toxin 2	EIA rapida su membrana
Shiga Toxin Chek™	TEH-T30696	96	Shiga Toxin 1 e Shiga Toxin 2	Micropiastre ELISA

Parassiti protozoari

Trl-Combo Parasite Screen	TEH-T30408	96	Antigene della cisti di Giardia, antigene dell'oocisti di Cryptosporidium, adesina di E. histolytica.	Micropiastre ELISA
Giardia/Cryptosporidium Chek®	TEH-30401	96	Antigene della cisti di Giardia, antigene dell'oocisti di Cryptosporidium.	Micropiastre ELISA
Giardia II™	TEH-PT5012	96	Antigene della cisti di Giardia.	Micropiastre ELISA
Cryptosporidium II™	TEH-30406	96	Antigene dell'oocisti di Cryptosporidium.	Micropiastre ELISA
E. Histolytica II™	TEH-T5017	96	Antigene (adesina) di H. histolytica.	Micropiastre ELISA
Giardia/Cryptosporidium Quik Chek™	TEH-T30407	25	Antigene della cisti di Giardia, antigene dell'oocisti di Cryptosporidium.	EIA rapida su membrana
E. Histolytica Quik Chek™	TEH-T30409	25	Antigene (adesina) di H. histolytica.	EIA rapida su membrana

Infiammazione Intestinale

Lactoferrin Scan®	TEH-T5009	96	Elevati livelli di lattoferrina fecale, marker per i leucociti fecali e indicatore di infiammazione intestinale (IBD/MICI) e per escludere le malattie non infiammatorie (IBS). Test automatizzabile.	Micropiastre ELISA Quantitativa
Lactoferrin Chek®	TEH-T5008	96	Elevati livelli di lattoferrina, marker per i leucociti fecali e indicatore di infiammazione intestinale (IBD/MICI), per escludere le malattie non infiammatorie (IBS).	Micropiastre ELISA Qualitativa
Lactoferrin Ez Vue®	TEH-T5018	25	Elevati livelli di lattoferrina, marker per leucociti fecali e indicatore di infiammazione intestinale (IBD/MICI), per escludere le malattie non infiammatorie (IBS).	Flusso laterale - Qualitativo
Asca-Chek™	TEH-T5016	96	Rilevazione anticorpi anti-S. cerevisiae; aiuta nella diagnosi della malattia di Crohn.	Micropiastre ELISA Qualitativa

Screening Leucociti fecali

Leuko Ez Vue®	TEH-T30355	25	Lattoferrina: marker dei leucociti fecali e indicatore d'infiammazione intestinale che può essere causata da infezioni enteriche.	EIA rapida su membrana
---------------	------------	----	---	------------------------

sistemi di prelievo
e trasporto
terreni
di coltura
test
diagnostici
sierotipizzazione
antibiogramma
colorazioni
parassitologia
controllo
qualità
biologia
molecolare

DISCHI PER IL TEST DI SENSIBILITÀ	50
RILEVAZIONE DELLE RESISTENZE IN DISCHETTO	52
DISCHI PER USO/RICERCA VETERINARIA	53
IDENTIFICAZIONE	53
RILEVAZIONE DELLE RESISTENZE - TEST RAPIDI	53
TERRENI DI COLTURA PER ANTIBIOGRAMMA	54



dischi per il test di sensibilità

Dischetti da 6,5 mm impregnati con concentrazioni standardizzate di sostanze antimicrobiche per il test di sensibilità secondo il metodo di Kirby-Bauer. Le cartucce possono essere utilizzate con gli appositi dispensatori automatici da 7 e 16 cartucce (vedi pagina 52).

Amikacin 30 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66148
Amoxycillin 20 µg - EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-68042
Amoxycillin + Clavulanic Acid 2 - 1 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66680
Amoxycillin + Clavulanic Acid 20 - 10 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66178
Ampicillin 2 µg - EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67288
Ampicillin 10 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66128
Ampicillin + Sulbactam 10 - 10 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67018
Azithromycin 15 µg - CLSI	4 x 50 dischi	BIO-67008
Aztreonam 30 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66928
Benzylpenicillin 1 UI - EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67788
Carbenicillin 100 µg - CLSI	4 x 50 dischi	BIO-66198
Cefaclor 30 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67498
Cefalexin 30 µg - EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66208
Cefazolin 30 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66258
Cefepime 30 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66098
Cefixime 5 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67588
Cefoperazone 75 µg - CLSI	4 x 50 dischi	BIO-67618
Cefotaxime 5 µg - EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67718
Cefotaxime 30 µg - CLSI	4 x 50 dischi	BIO-66368
Cefoxitin 30 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66228
Cefpodoxime 10 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66918
Ceftaroline 5 µg - EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-68658
Ceftazidime 10 µg - EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67298
Ceftazidime 30 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66308
Ceftazidime + Avibactam 10 - 4 µg - EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-12008071
Ceftibuten 30 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67638
Ceftobiprole 5 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-68039
Ceftolozan + Tazobactam 30 - 10 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-68040
Ceftriaxone 30 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66188
Cefuroxime 30 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66358
Cephalothin 30 µg - CLSI	4 x 50 dischi	BIO-66218
Chloramphenicol 30 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66278
Ciprofloxacin 5 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-68648
Clarithromycin 15 µg - CLSI	4 x 50 dischi	BIO-67058
Clindamycin 2 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66328
Colistin 10 µg	4 x 50 dischi	BIO-67268
Doxycycline 30 µg - CLSI	4 x 50 dischi	BIO-66388
Ertapenem 10 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67518
Erythromycin 15 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66448
Fosfomicin 200 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67658
Fusidic Acid 10 µg - EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66518
Gentamicin 10 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66608
Gentamicin 30 µg - EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67318

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Gentamicin 120 µg - CLSI	4 x 50 dischi	BIO-67598
Imipenem 10 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66568
Kanamycin 30 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66618
Levofloxacin 5 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66858
Linezolid 10 µg - EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67878
Linezolid 30 µg - CLSI	4 x 50 dischi	BIO-67388
Mecillinam 10 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66768
Meropenem 10 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67048
Minocycline 30 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66728
Moxifloxacin 5 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67098
Mupirocin 200 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67078
Nalidixic Acid 30 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-68618
Netilmicin 10 µg	4 x 50 dischi	BIO-67798
Netilmicin 30 µg - CLSI	4 x 50 dischi	BIO-66758
Nitrofurantoin (Furanes) 100 µg - EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67328
Nitrofurantoin (Furanes) 300 µg - CLSI	4 x 50 dischi	BIO-68678
Nitroxolin 30 µg - EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-12007959
Norfloxacin 10 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66338
Ofloxacin 5 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-68938
Oxacillin 1 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66888
Pefloxacin 5 µg - EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-68228
Penicillin 1 UI - EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67788
Penicillin 6 µg /10 UI - CLSI	4 x 50 dischi	BIO-67218
Piperacillin 30 µg - EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-68478
Piperacillin 100 µg - CLSI	4 x 50 dischi	BIO-67228
Piperacillin + Tazobactam 30 - 6 µg - EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67338
Piperacillin + Tazobactam 100 - 10 µg - CLSI	4 x 50 dischi	BIO-67238
Pristinamycin 15 µg	4 x 50 dischi	BIO-67278
Quinupristin + Dalfopristin 15 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67528
Rifampicin 5 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66648
Spectinomycin 100 µg - CLSI	4 x 50 dischi	BIO-68798
Streptomycin 10 µg - CLSI	4 x 50 dischi	BIO-67418
Streptomycin 300 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67608
Sulfonamides Compound 300 µg - CLSI	4 x 50 dischi	BIO-67578
Teicoplanin 30 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-68948
Temocillin 30 µg - EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-66068
Tetracycline 30 UI - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67448
Ticarcillin 75 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67458
Ticarcillin + Clavulanic Acid 75 - 10 µg (Timentin) - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67468
Tigecycline 15 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67398
Tobramycin 10 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67488
Trimethoprim 5 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-68888
Trimethoprim-Sulfamethoxazole (Co-trimoxazole) 1,25 - 23,75 µg - CLSI, EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-68898
Vancomycin 5 µg - EUCAST	4 x 50 dischi	BIO-67828
Vancomycin 30 µg - CLSI	4 x 50 dischi	BIO-68928

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

CODICE

Dispensatori per dischi

7-Disk Discs Dispenser

1 unità

BIO-50294

16-Disk Discs Dispenser

1 unità

BIO-50295

Dischi in bianco non impregnati

1000 dischi

BIO-66100

rilevazione delle resistenze in dischetto – ESBL, ampc, carbapenemasi, oxa-48

ESBL

Cefotaxime + Clavulanic Acid 5 µg + 10 µg

4 x 50 dischi

BIO-12010679

Test di conferma per ESBL.

Cefepime 30 & Cefepime/Clavulanic Acid 30/10 µg

150 test

MST-D63C

Cefotaxime 30 & Cefotaxime/Clavulanic Acid 30/10 µg

150 test

MST-D62C

Cefpodoxime 10 & Cefpodoxime/Clavulanic Acid 10/10 µg

150 test

MST-D66C

Ceftazidime 30 & Ceftazidime/Clavulanic Acid 30/10 µg

150 test

MST-D64C

ESBL Detection Set (CPD 30)

50 test

MST-D52C

ESBL Detection Set (CPD 10)

50 test

MST-D67C

Rilevazione delle β-lattamasi ad ampio spettro mediante tecnica del doppio disco (TDD). Antibiotici utilizzati (in test singolo e in associazione con Acido Clavulanico): Cefotaxime, Cefpodoxime e Ceftazidime.

MASTDISCS® Combi ESBL Detection Set (EUCAST)

50 test

MST-D76C

Dischi per la rilevazione delle β-lattamasi ad ampio spettro nelle Enterobacterales. Due set accoppiati di cartucce, ciascuna contenente 50 dischi: 1 × Cefotaxime 5µg/1 × Cefotaxime 5µg + Acido Clavulanico 10µg, 1 × Ceftazidime 10µg/1 × Ceftazidime 10µg + Acido Clavulanico 10µg.

ESBL & AmpC

ESBL & AmpC Disc Set

50 test

MST-D68C

Dischi per la rilevazione dell'AmpC e dell'ESBL: Cefpodoxime 10 µg, Cefpodoxime + inibitore ESBL, Cefpodoxime 10 µg + inibitore AmpC. Cefpodoxime 10 µg + inibitore AmpC e ESBL.

AmpC Detection Set

50 test

MST-D69C

Dischi per l'identificazione delle Enterobacterales produttrici di AmpC: Cefpodoxime 10 µg + induttore AmpC, Cefpodoxime 10 µg + induttore AmpC + inibitore ESBL, Cefpodoxime 10 µg + induttore AmpC + inibitore ESBL + inibitore AmpC.

ESBL, AmpC & Carbapenemasi

AmpC, ESBL & Carbapenemase Detection Set

50 test

MST-D72C

Dischi per la rilevazione dell'AmpC e/o della produzione di enzimi ESBL: Cefpodoxime 10 µg, Cefpodoxime 10 µg + inibitore ESBL, Cefpodoxime 10 µg + inibitore AmpC, Cefpodoxime 10 µg + inibitore AmpC e ESBL, Cefpodoxime 10 µg + inibitore ESBL e induttore AmpC, antibiotico penemico.

Carbapenemasi

MASTDISCS® ID CAT - ID Carbapenemase Activity Test

250 test

MST-D71C

Dischi per l'identificazione presuntiva delle carbapenemasi prodotte dalle Enterobacterales (Faropenem). La produzione di carbapenemasi è rilevabile visivamente, in quanto con il Faropenem vi è crescita confluyente dei ceppi carbapenemasi-positivi fino al margine del disco. Elevata sensibilità e specificità.

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Carba plus Dischi per la rilevazione delle carbapenemasi prodotte dalle Enterobacterales: Penemico 10 µg, Penemico + inibitore MβL (acido dipicolinico), Penemico 10 µg + inibitore KPC (acido aminopenilboronico), Penemico 10 µg + inibitore AmpC, Temocillin + inibitore MβL. Consente l'esecuzione di 50 test. Il kit viene fornito con software per l'interpretazione automatica dei risultati.	50 test	MST-D73C
MAST® ID Indirect Carbapenemase Test (ICT) Test di screening, specifico per <i>Pseudomonas</i> , <i>Acinetobacter</i> spp. ed Enterobacterales da utilizzare per la rilevazione della produzione di carbapenemasi. Screening affidabile per: OXA, KPC, NDM, IMP e VIM.	25 test	MST-D74
Meropenem + EDTA 10 µg + 930 µg - CLSI, EUCAST Dischi di carbapenemi impregnati di EDTA (per la rilevazione delle Metallo-βeta-Lattamasi.	1 x 50 dischi	BIO-67966

dischi per uso ricerca/veterinaria - non marcati CE

Amoxicillin 25 µg	5 x 50 dischi	MST-A25C/NCE
Cefquinome 30 µg	5 x 50 dischi	MST-CEQ30C/NCE
Enrofloxacin 5 µg	5 x 50 dischi	MST-ENF5C/NCE
Florfenicol 30 µg	5 x 50 dischi	MST-FFC30C/NCE
Gamithromycin 15 µg	5 x 50 dischi	MST-GAM15C/NCE
Marbofloxacin 5 µg	5 x 50 dischi	MST-MAR5C/NCE
Neomycin 30 µg	5 x 50 dischi	MST-NE30C/NCE
Pradofloxacin 5 µg	5 x 50 dischi	MST-PRA5C/NCE
Tildipirosin 60 µg	5 x 50 dischi	MST-TIP60C/NCE
Tylosin 30 µg	5 x 50 dischi	MST-TY30C/NCE

identificazione

CON MICROMETODO IN GALLERIA - MICOPLASMI UROGENITALI

Mycoplasma Duo Kit Kit completo per la coltura, l'identificazione e la conta differenziale di <i>U. urelyticum</i> e <i>M. hominis</i> .	20 test	BIO-62740
--	---------	-----------

rilevazione delle resistenze - test rapidi

β LACTA™ Test biochimico colorimetrico per la rilevazione rapida, in soli 15 minuti, della resistenza alle cefalosporine di terza generazione, a partire da colonie di Enterobacterales isolate su terreno di coltura primario.	50 test	BIO-68250
β CARBA™ test Test biochimico colorimetrico rapido per la rilevazione dei ceppi di Enterobacterales produttori di carbapenemasi, a partire da colonie isolate su agar.	25 test	BIO-68260
MAST® CARBA PAcE Test colorimetrico per la rapida rilevazione delle carbapenemasi prodotte da <i>Pseudomonas</i> spp., <i>Acinetobacter</i> (Oxa 48 e 23-like) e dalle Enterobacterales.	48 test	MST-PACE-ID

DESCRIZIONE**CONFEZIONE****CODICE****NG-Test CARBA 5****20 test****NGB-CARS23022**

Rilevazione rapida delle Carbapenemasi prodotte dalle Enterobacterales a partire da colonia o da emocoltura positiva. Per la preparazione dei campioni di emocolture positive, è richiesto il dispositivo NG-Test Blood Culture Prep cod. NGP-CARS73. Il kit rileva almeno:

NDM-1 / 4 / 5 / 6 / 7 e 9.

KPC-2 e 3

IMP-1 / 8 e 11

VIM-1 / 2 / 4 e 19

OXA-48 / 181 / 204 / 232 / 244 / 517 / 519 e 535

OXA-163 e OXA-405 (OXA-48-like extended spectrum oxacillinase).

Sensibilità e specificità: 100%

Approvazione FDA**NG-Test CTX-M Multi****20 test****NGB-CTMS23016**

Rilevazione rapida della resistenza ESBL CTX-M prodotta dalle Enterobacterales. Il kit rileva le betalattamasi CTX-M di gruppo 1, 2, 8, 9 e 25. Sensibilità e specificità: 100%.

NG-Test MCR-1**20 test****NGB-MCRS23016**

Rilevazione rapida della resistenza alla colistina.

terreni di coltura per antibiogramma

Mueller Hinton Agar (Ø 90 mm)**20 piastre****BIO-63824****Mueller Hinton Agar + 5% sangue di cavallo + β-NAD (MH-F) (Ø 90 mm)****20 piastre****BIO-63524****Mueller Hinton Blood Agar (Ø 90 mm)****20 piastre****BIO-63825****Mueller Hinton Agar (piastre quadrate 120x120 mm)****10 piastre****BIO-63901****Mueller Hinton Agar + 5% sangue di cavallo + β-NAD (MH-F) (piastre quadrate 120x120 mm) - EUCAST****10 piastre****BIO-63525****Mueller Hinton Blood Agar (piastre quadrate 120x120 mm)****10 piastre****BIO-63902**

sistemi di prelievo
e trasporto
terreni
di coltura
test
diagnostici
sierotipizzazione
antibiogramma
colorazioni
parassitologia
controllo
qualità
biologia
molecolare

KIT E REAGENTI	56
PER CITOLOGIA	59
PER ISTOLOGIA	60



kit e reagenti

BATTERIOLOGIA

COLORAZIONE DI GRAM

Colorazione di Gram-Nicolle

La colorazione di Gram-Nicolle è una colorazione differenziale in cui la carbolfucsina basica viene utilizzata come colorante di contrasto, alternativa alla safranina.

Kit Gram-Nicolle	4 x 240 mL	RAL-364320
-------------------------	-------------------	-------------------

Kit completo per la colorazione di Gram-Nicolle. Contiene: violetto di genziana fenicato, soluzione stabilizzata di Lugol, Differenziatore rapido, fucsina fenicata.

Reagenti singoli per la colorazione di Gram-Nicolle

Carbolic Gentian Violet	1 L	RAL- 320960C
	2,5 L	RAL-320960D
Lugol PVP - stabilized solution	1 L	RAL-367400C
	2,5 L	RAL-367400D
Lugol solution	1 L	RAL-367300C
Fast Differentiator (alcohol/acetone)	1 L	RAL-361510C
	2,5 L	RAL-361510D
Ziehl Carbolic Fuchsin	500 mL	RAL-320490B
	1 L	RAL-320490C
	2,5 L	RAL-320490D

Colorazione di Gram-Hücker

Colorazione differenziale basata sullo stesso principio della tecnica Gram-Nicolle, sulla permeabilità della parete batterica. In questa tecnica il violetto di genziana fenicato è sostituito dal cristalvioletto ossalato e la fucsina dalla safranina. Il kit è disponibile in versione L (Slow action), indicata per la colorazione manuale e non simultanea di vetrini, e in versione R (Rapid action), più indicata per colorazioni simultanee di rack di vetrini.

Kit Gram-Hücker L	4 x 240 mL	RAL-362860
--------------------------	-------------------	-------------------

Kit completo per la colorazione di Gram-Hücker (slow action). Contiene: cristalvioletto ossalato, soluzione stabilizzata di Lugol, Differenziatore lento, safranina. Gram-Hücker Staining, il cui scopo originale è quello di differenziare i Gram-negativi da quelli Gram-positivi, trova impiego anche in Micologia e Parassitologia (per es. per lieviti e microsporidi).

Kit Gram-Hücker R	4 x 240 mL	RAL-361520
--------------------------	-------------------	-------------------

Kit completo per la colorazione di Gram-Hücker (rapid action). Contiene: cristalvioletto ossalato, soluzione stabilizzata di Lugol, Differenziatore rapido, safranina.

Reagenti singoli per la colorazione di Gram-Hücker

Crystal Violet Oxalate	1 L	RAL-361490C
	2,5 L	RAL-361490D
Lugol PVP - stabilized solution	1 L	RAL-367400C
	2,5 L	RAL-367400D
Lugol solution	1 L	RAL-367300C
Fast Differentiator (alcohol/acetone)	1 L	RAL-361510C
	2,5 L	RAL-361510D
Safranin	1 L	RAL-361500C
	2,5 L	RAL-361500D

Colorazione di Gram rapida

Gram Test Stick (Lana Test)	30 test	LF-88031
------------------------------------	----------------	-----------------

Test rapido per la differenziazione dei microrganismi Gram negativi dai Gram positivi. Gli stick, impregnati con L-alanina-4-nitroanilide, a contatto con colonie batteriche Gram-negative, reagiscono virando al blu-viola.

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

CODICE

Colorazione di Gram automatizzata

RAL STAINER

RAL STAINER è uno strumento automatizzato di facile utilizzo per la colorazione di Gram con la tecnica ad immersione. È un sistema completamente chiuso e sicuro per l'operatore che non deve manipolare reagenti pericolosi. Grazie a tale tecnica le colorazioni dei vetrini risultano di elevata qualità, riproducibili e l'intero processo di colorazione è standardizzato. RAL STAINER è flessibile, ed è quindi ideale per qualsiasi carico di lavoro del laboratorio. Il sistema è dotato di una tecnologia di identificazione a radiofrequenza (RFID) per il riconoscimento dei reagenti, per la memorizzazione automatica delle informazioni - eliminando così eventuali errori di protocollo -, e per la gestione dell'intero processo di tracciabilità.

Caratteristiche strumento

- Standardizzazione del processo di colorazione
- Reagenti pronti all'uso con chiusura ermetica da posizionare direttamente nello strumento
- Interfaccia utente intuitiva, con schermo touch-screen
- Protocolli pre-programmati o personalizzabili: 10 protocolli registrati (regolabili se necessario)
- Assenza di parti meccaniche a contatto con il colorante
- Reagenti RAL di alta qualità
- Sensore di livello dei coloranti, sensore troppo pieno nel contenitore di scarico e sensore presenza acqua nel contenitore di lavaggio
- Asciugatura vetrini a fine ciclo
- 30 utenti registrabili
- Tracciabilità del ciclo e dei reagenti
- Colorazione simultanea da 1 a 20 vetrini (2 rack da 10 vetrini)
- Scarico automatico del reagente oltre la data di scadenza
- Filtro a carboni attivi per neutralizzare i vapori dei reagenti
- Nessuna contaminazione incrociata tra i vetrini

RAL STAINER	1 unità	RAL-405000
Kit RAL Stainer Gram-Nicolle (con fucsina) - indicato per grandi routine	4 x 200 mL	RAL-360225
Kit RAL Stainer Gram-Hücker (con safranina) - indicato per grandi routine	4 x 200 mL	RAL-360215
Kit per l'utilizzo consigliato di 50 cicli (500 slide) e per un periodo massimo di 14 giorni.		
Kit RAL Stainer Gram-Nicolle (con fucsina) - indicato per routine minori	4 x 200 mL	RAL-360220
Kit RAL Stainer Gram-Hücker (con safranina) - indicato per routine minori	4 x 200 mL	RAL-360210
Kit per l'utilizzo massimo di 50 cicli (500 slide) e per un periodo indicativo consigliato di 14 giorni.		

I kit devono essere utilizzati con il Coloratore Automatico RAL STAINER.

MICOBATTERI

COLORAZIONE A CALDO

Colorazione di Ziehl-Neelsen

RAL ZN Staining Kit	3 x 1 L	RAL-365400
RAL ZN Staining Kit consente la colorazione Ziehl-Neelsen, come raccomandata dall'OMS e IUATLD. Pronto all'uso, consente una diagnosi affidabile e riproducibile in 15 minuti. I bacilli acido-resistenti appaiono rosa su sfondo blu del preparato. Contiene: carbol fucsina ZN, decolorante, blu di metilene. Numero di test: 400-600 vetrini.		

Reagenti singoli per colorazione di Ziehl-Neelsen

Ziehl Carbolic Fuchsin	500 mL	RAL-320490B
	1 L	RAL-320490C
Carbolic Methylene Blue	1 L	RAL-310100C

COLORAZIONE A FREDDO

Metodo Kinyoun Gabett

Kit Quick-TB	1 kit	RAL-361560
Colorazione rapida in due passaggi. L'uso di questo kit evita il riscaldamento dei vetrini e la respirazione di fumi tossici fenici. Colorazione veloce e utilizzabile su tutti i tipi di substrati (espettorati, colture, ecc.). Numero di test: 125-200 vetrini.		

Reagenti singoli

Armand Solution	1 L	RAL-360100
Carbolic fuchsin RAL	1 L	RAL-365240

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Kit Cold-ZN La Colorazione a freddo basata sulla tecnica Ziehl-Neelsen tradizionale; questo metodo, in 4 fasi, consente di ottenere risultati simili alla tecnica ZN a caldo, evitando però vapori tossici e manipolazioni esigenti. Numero di test: 100-150 vetrini.	4 x 240 mL	RAL-362390
Colorazione per micobatteri in fluorescenza		
Fluo-RAL Kit Il kit Fluo-RAL offre un metodo rapido per l'identificazione di micobatteri o bacilli acido resistenti (AFB). Il Kit Fluo-RAL consente la preparazione di 150-200 vetrini.	2 x 250 mL + 4 x 125 mL	RAL-359000
Reagente accessorio		
Surefix	50 mL	RAL-336000
Reagenti singoli per colorazione per micobatteri in fluorescenza		
Fixative Fluo-RAL	1 L	RAL-362115C
Auramine Fluo-RAL	500 mL	RAL-362325B
Carbolic Solution for Auramine Fluo-RAL	500 mL	RAL-362530B

CORINEBATTERI

Methylene Blue Loeffler Colorante per la colorazione dei Corinebatteri.	250 mL	LF-80277
---	--------	----------

PARASSITOLOGIA - MICOLOGIA

Kit RAL 555 Il kit RAL 555 è una variante ad azione rapida della tecnica May-Grünwald Giemsa indicato anche per la colorazione di <i>Plasmodium</i> , <i>Trichomonas</i> , <i>Microfilaria</i> , Protozoi tissutali, (<i>Leishmania</i> , <i>Toxoplasma</i> , <i>Microsporidia</i>), <i>Cryptosporidium</i> , <i>Pneumocystis jirovecii</i> , funghi che contribuiscono alla micosi profonda e per la parassitologia veterinaria (<i>Piroplasma</i> , <i>M. pachydermatis</i>).	3 x 100 mL	RAL-361550
Reagenti singoli		
FIX-RAL 555	1 L 2,5 L	RAL-362870C RAL-362870D
EOSIN-RAL 555	1 L 2,5 L	RAL-361640C RAL-361640D
BLUE-RAL 555	1 L 2,5 L	RAL-361650C RAL-361650D
Lactophenol Blue	125 mL	RAL-363060
Ziehl Fuchsin	500 mL 1 L 2,5 L	RAL-320490B RAL-320490C RAL-320490D
Auramine Fluo-RAL Colorazione in fluorescenza per <i>Cryptosporidium</i> in 15 minuti. Le oocisti assumono una fluorescenza giallo brillante su sfondo scuro.	500 mL	RAL-362325B
Giemsa R solution Per la colorazione rapida di strisci di campioni fecali, aspirati duodenali ecc. I nuclei dei parassiti e le strutture contenenti cromatina si colorano in rosso e il citoplasma in blu-grigio. Trova applicazione, insieme al buffer, anche per microsporidi e protozoi.	125 mL 500 mL	RAL-320310A RAL-320310B
Lugol's Solution Colorante per la colorazione a fresco di Protozoi.	1 L	RAL-367300C
KIT MIF COLOR Un'unica, semplice tecnica per la concentrazione, la colorazione e la conservazione di parassiti. Contiene MIF solution e soluzione concentrata di Lugol.	2 x 125 mL + 1 x 20 mL	RAL-361410
Mayer haemalum	1 L	RAL-320550
Erythrosin 239, 1% in aqueous solution	1 L	RAL-361820

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Saffron in alcoholic solution	500 mL	RAL-369200
Schiff reagent Reagenti per la reazione di P.A.S. (Periodic Acid Schiff).	500 mL	RAL-320680

EMATOLOGIA

MAY-GRUNWALD GIEMSA

May-Grunwald Solution Per la colorazione classica di strisci ematici May-Grunwald Giemsa.	500 mL 1 L	RAL-320070B RAL-320070C
Giemsa R Solution Per la colorazione di sezioni e di strisci ematici. I nuclei dei parassiti e le strutture contenenti cromatina si colorano in rosso e il citoplasma in blu-grigio.	125 mL 500 mL 1 L	RAL-320310A RAL-320310B RAL-320310C
Buffer Solution pH 7.0 Buffer a pH 7.0 per la diluizione dei reattivi. I tamponi assicurano una colorazione di buona qualità e la riproducibilità dei risultati. I tamponi dovrebbero essere usati in sostituzione all'acqua di rubinetto.	5 L	RAL-330370B
Buffer Powder pH 7.2	1 kit	RAL-363572
Kit RAL 555 Kit RAL 555 è una variante ad azione rapida della colorazione May-Grünwald Giemsa. In un mezzo acquoso tamponato, questo kit consente: - la differenziazione degli strisci di sangue (conta differenziale delle cellule del sangue, studio morfologico dei leucociti, studio dei parassiti) e strisci midollari (mielogrammi) - La rilevazione di parassiti tissutali ed ematici in ambito medico e veterinario - Lo studio citologico e strutturale del tessuto fissato e incluso in paraffina - Lo studio citologico delle urine, del midollo spinale e di altri fluidi	3 x 100 mL	RAL-361550

Colorazione MCDh (Micro Chromatic Detection for Haematology)

MCDH1 colorant for Stainer	2,5 L	RAL-313590D
MCDH2 colorant for Stainer	2,5 L	RAL-313570D
MCDH3 colorant for Stainer	2,5 L	RAL-313560D
MCDH4 colorant for Stainer La colorazione panottica MCDh permette di realizzare la conta ematica e midollare; per la colorazione vengono usati in sequenza quattro reagenti: MCDh 1, MCDh 2, MCDh 3 e MCDh 4. Utilizzati in combinazione, i 4 reagenti forniscono il tipico colore viola della colorazione Romanowsky-Giemsa. Sono privi di metanolo. La colorazione MCDh è una variante della colorazione May-Grünwald Giemsa. Questo prodotto consente uno studio citologico di fluidi (urine, cerebrospinali, articolari, pleurici, ecc.) o di campioni solidi (biopsie, tessuti, tamponi, ecc.). L'interpretazione degli strisci fornisce una valutazione qualitativa e quantitativa della presenza di batteri, leucociti e cellule epiteliali. Trova applicazione anche per la colorazione di cisti e trofozoiti.	2,5 L	RAL-313600D
Soluzione Wright Per la colorazione in ematologia, citologia e citogenetica.	1 L	RAL-320400
Kit Myéloperoxydase Colorazione per la mieloperossidasi.	1 kit	RAL-361610

per citologia

Citologia ormonale e per spermocitogramma - Colorazione Papanicolaou

Harris haematoxylin	500 mL	RAL-361070B
Harris haematoxylin Stabilized sol mercury free	1 L	RAL-361075C
OG6 Papanicolaou solution	1 L	RAL-361630C
EA50 Papanicolaou solution	1 L	RAL-367600C
Shorr solution	500 mL	RAL-361100B

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
KIT VITA-EOSINA Per la vitalità degli spermatozoi. Numero di test: 1000 vetrini.	1 kit	RAL-380420

Fissativo per citologia

CytoRAL (Spray)	150 mL	RAL-361400B
------------------------	--------	-------------

per istologia

Kit HistoPerls Colorazione PERLS per la rilevazione del pigmento di emosiderina.	1 kit	RAL-361850
--	-------	------------

Colorazione bicromica: Ematossilina-Eosina e variazioni

Mayer haemalum	1 L	RAL-320550C
Harris haematoxylin	500 mL	RAL-361070B
Haematoxylin stabilized solution	1 L	RAL-362850C
Mayer haematoxylin	500 mL	RAL-361620B
Eosin, 1% in aqueous solution	1 L	RAL-312740A
oppure Erythrosin 239, 1% in aqueous solution	1 L	RAL-361820C
Phloxine B, 3% in aqueous solution	1 L	RAL-350750C

Colorazione tricromica per aggiunta di zafferano: Ematossilina-Eosina e variazioni

Saffron in alcoholic solution	500 mL	RAL-369200B
Carbolic toluidine blue	125 mL	RAL-320130A

Colorazione per studi istologici e citologici - fissazione e sezioni di tessuti paraffinati

Kit Trichrome de Masson, aniline blue variation	1 kit	RAL-361670
Kit Trichrome de Masson, light green variation	1 kit	RAL-361350
Kit RAL 555 pH=7.0 Buffer powder (6 doses)	3 x 100 mL 1 kit	RAL-361550 RAL-361600
CryoRAL spray Per il congelamento istantaneo di preparati anatomici	500 mL	RAL-361405B
OsteoRAL R Decalcificante	1 L	RAL-320715C


MATERIALE VARIO

DropStick con DropStand®	1 x 15 mL	RAL-340060
Pack DropStand® Immersion 30	2 x 15 mL	RAL-340032
Pack DropStand® Immersion 100 Olio da immersione in fiale con contagocce integrato. La confezione contiene il supporto DropStand®, che consente di riporre la fiala dopo l'utilizzo.	7 x 15 mL	RAL-340103
Pack Immersion 150	6 x 25 mL	RAL-340150
Pack Immersion 300 Olio da immersione in flacone. Ogni confezione contiene due tappi con contagocce.	6 x 50 mL	RAL-340300



RAL STAINER

Coloratore automatico
compatto ed efficiente per la
Colorazione di Gram



SICUREZZA

QUALITÀ

STANDARDIZZAZIONE

SEMPLICITÀ D'USO


■ SICUREZZA

Sistema protetto dotato di filtro al carbone attivo, progettato per garantire l'assoluta sicurezza nelle operazioni di colorazione. La manipolazione dei reattivi tossici da parte dell'operatore è notevolmente ridotta.



■ QUALITÀ

Grazie alla tecnologia a immersione, i vetrini risultano colorati in modo uniforme, puliti e chiaramente leggibili. È possibile impostare programmi personalizzati modificando ciascun parametro, al fine di adattare il protocollo di colorazione alle diverse tipologie di campione.




■ STANDARDIZZAZIONE

L'automazione del processo di immersione garantisce la riduzione degli errori di protocollo e una maggiore uniformità nelle colorazioni.



■ SEMPLICITÀ D'USO

Grazie a un'interfaccia grafica estremamente intuitiva è possibile accedere alle diverse funzioni dello strumento in modo semplice e chiaro. La tecnologia RFID integrata consente la gestione in automatico di lotti, date di scadenza, cicli residui di colorazione e sostituzione del filtro a carbone attivo.



CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO

- 2 cassette a gestione separata per l'inserimento dei vetrini (10 vetrini per ciascun cassetto)
- coloranti forniti in kit pronti all'uso
- schermo LCD touch screen con interfaccia grafica
- possibilità di configurare fino a 10 utenti
- possibilità di salvare fino a 10 programmi personalizzati di colorazione
- sistema RFID integrato per la tracciabilità
- filtro a carbone attivo
- scarico automatico dei reattivi residui

sistemi di prelievo
e trasporto
terreni
di coltura
test
diagnostici
sierotipizzazione
antibiogramma
colorazioni
parassitologia
controllo
qualità
biologia
molecolare

parassitologia

RACCOLTA, FISSAZIONE E CONCENTRAZIONE DEI PARASSITI INTESTINALI

SISTEMA Parasep®

Sistema chiuso per la concentrazione di uova e larve di elminti e di cisti e oocisti di protozoi.

Il kit Parasep® è costituito da:

- un dispositivo di raccolta/miscelazione campione contenente (dove indicato) i reattivi pronti all'uso (fissativo e/o surfattante);
- un dispositivo filtrante tridimensionale connesso alla camera di sedimentazione campione; il filtro integra la paletta di raccolta campione.

Operando in modalità protetta con un sistema chiuso, Parasep® garantisce la sicurezza dell'operatore: una guarnizione di salvaguardia aria/liquido impedisce la fuoriuscita del materiale raccolto, e il sistema "definitive lock" consente di svitare ed aprire la camera di sedimentazione per il recupero del campione in un solo verso proteggendo l'operatore da perdite di materiale. Ciò consente, inoltre, lo smaltimento sicuro e in solido della camera di miscelazione e del filtro.

Fissativi disponibili:

- **AlcorFix™** - fissativo universale adatto a tutti i test di laboratorio. Consente una buona conservazione cellulare e preserva l'integrità del campione per un periodo di 7-14 giorni. Formalin-free.

- **Apafix™** - fissativo **ecologico** universale, in grado di preservare la morfologia cellulare per un periodo prolungato di tempo (test a lungo termine hanno dimostrato che la struttura cellulare dei campioni può essere conservata fino a 6 mesi). Apafix™ fissa tutti i campioni parassitologici in pochi minuti, con performance simili alla formalina.

- Preserva la morfologia anche con microrganismi delicati
- Compatibile con PCR e altri metodi molecolari
- Può essere utilizzato in combinazione con metodiche EIA
- Adatto per l'uso con una varietà di tecniche di colorazione comuni
- Conservazione a temperatura ambiente
- Vantaggi in termini di prestazioni
- Recupero ottimale del campione
- Maggiore chiarezza del campione
- Fissativi tradizionali

Sono disponibili due differenti formati: con provetta da 50 mL (Midi-Parasep®) e da 15 mL (Mini-Parasep®).



Midi-Parasep®

Mini-Parasep®

Parasep® (senza reattivi inclusi)

Mini-Parasep® - No Additive	50 test	AP-146000
Midi-Parasep® - No Additive	50 test	AP-145000

Parasep® con Apafix™ (ecologico)

Midi-Parasep® - 6 mL Apafix™	40 test	AP-145002
Mini-Parasep® - 2.4 mL Apafix™	40 test	AP-146003
Mini-Parasep® - 2.4 mL Apafix™ + 40 mL Ethyl Acetate	40 test	AP-146004

Nel codice AP-146004 l'etilacetato è contenuto in un flacone separato.

Parasep® SF Solvent-Free

Dispositivi che non prevedono l'impiego di solventi (SF), ovviando alla necessità di utilizzare etere o etilacetato. La qualità del campione viene garantita da una tecnologia brevettata che utilizza tre stadi di filtrazione verticale per rimuovere la maggior parte dei detriti di grandi dimensioni, fino all'impiego di pori con diametro di 220 µm per ottenere un campione pulito, e riducendo al contempo il contenuto di grasso del campione senza dover utilizzare reagenti chimici. Ciò garantisce una maggiore sicurezza per l'operatore e per l'ambiente. Le particelle di grandi dimensioni sono trattene senza impedire la filtrazione. Il tasso di recupero con Parasep® SF è paragonabile a quello ottenuto con il metodo di Ridley-Allen.

Mini-Parasep® SF - No Additive	50 test	AP-108800
Midi-Parasep® SF - No Additive	50 test	AP-149900
Mini-Parasep® SF - 3.3 mL AlcorFix™	40 test	AP-108810IT
Mini-Parasep® SF - 3.3 mL Apafix™	40 test	AP-108801
Mini-Parasep® SF - 3.3 mL Formalin & Triton X	40 test	AP-108900IT
Midi-Parasep® SF - 8 mL AlcorFix™	40 test	AP-249300IT
Midi-Parasep® SF - 8 mL Apafix™	40 test	AP-149901

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Parasep® con Formalina 10%		
Mini-Parasep® - 2.4 mL di Formalin	40 test	AP-146200IT
Parasep® con Formalina 10 % & Triton X		
Mini-Parasep® - 2.4 mL Formalin & Triton X	40 test	AP-146300IT
Parasep® con Formalina & Triton X + Etilacetato		
Mini-Parasep® - 2.4 mL Formalin & Triton X + 40 mL Ethyl Acetate	40 test	AP-146400IT
Midi-Parasep® - 6 mL di Formalin & Triton X + 80 mL Ethyl Acetate L'etilacetato è contenuto in un flacone separato.	40 test	AP-145400IT
Parasep® con SAF & Triton X		
Mini-Parasep® - 2.4 mL SAF & Triton X	40 test	AP-146500IT
Midi-Parasep® - 6 mL SAF & Triton X	40 test	AP-145500IT
Parasep® con SAF & Triton-X + 40 mL Etilacetato		
Mini-Parasep® - 2.4 mL SAF & Triton X + 40 mL Ethyl Acetate L'etilacetato è contenuto in un flacone separato.	40 test	AP-146500IT
Parasep® con doppio cucchiaino integrato Il sistema è dotato di un doppio cucchiaino di prelievo: uno integrato nella provetta di raccolta/miscelazione campione e l'altro nella camera filtrante. L'etilacetato è contenuto in un flacone separato.		
Mini-Parasep® Including Spoons - 2.4 mL Apafix™	40 test	AP-902500
Mini-Parasep® Including Spoons - 2.4 mL Formalin & Triton-X + 40 mL Ethyl Acetate	40 test	AP-900000
Mini-Parasep® SAF Including Spoons - 2.4 mL SAF & Triton-X + 40 mL Ethyl Acetate	40 test	AP-901000
Midi-Parasep® Including Spoons - 6 mL Apafix™	40 test	AP-907500
Midi-Parasep® Including Spoons - 6 mL Formalin & Triton-X + 80 mL Ethyl Acetate	40 test	AP-905000
Midi-Parasep® Including Spoons - 6 mL SAF & Triton X + 80 mL Ethyl Acetate	40 test	AP-906000
Mini Parasep® Stain Kit Mini Parasep Stain Kit include Mini-Parasep®, Formalina e Soluzione colorante allo Iodio.	40 test	AP-903000
Provette di trasporto con e senza fissativi		
30 mL Transport Vial (Clean)	40 pezzi	AP-149970
30 mL Transport Vial - 15 mL Apafix™	40 pezzi	AP-160001
30 mL Transport Vial - 15 mL SAF	40 pezzi	AP-249401
Tappi per Parasep®		
Midi Cap Tappi per Midi-Parasep® (formato 50 mL) senza cucchiaino.	40 pezzi	AP-1456
Mini Caps Tappi per Mini-Parasep® (formato 15 mL) senza cucchiaino.	40 pezzi	AP-1543
Midi Cap & Spoon Tappi per Midi-Parasep® (formato 50 mL) con cucchiaino.	100 pezzi	AP-1457

SISTEMA DI TRASPORTO E COLTURA

TRICHOMONAS E CANDIDA

Vagitube™ Flaconi con terreno specifico di arricchimento per il trasporto e la coltura di <i>T. vaginalis</i> e <i>Candida albicans</i> .	20 test	LF-20340
---	---------	----------

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

CODICE

REAGENTI E FISSATIVI PER INDAGINI PARASSITOLOGICHE

Ethyl Acetate (250 mL)

1 flacone

AP-1473

MIF Solution

50 test

LF-80275

Per la raccolta, il fissaggio, la conservazione e la colorazione dei parassiti intestinali. Con il metodo MIF, i trofozoiti, le cisti e le uova dei parassiti intestinali possono essere ricercate mediante la tecnica di sedimentazione.

Triton X-100 Solution

50 mL

AP-1472

Surfattante non ionico impiegato in particolare per l'emulsificazione delle feci.

TEST DI IDENTIFICAZIONE

CRYPTOSPORIDIUM

CoproStrip™ Cryptosporidium

20 test

SY-41218

Test immunocromatografico per la rilevazione delle oocisti di *Cryptosporidium parvum* nei campioni di feci umane. Il kit contiene i controlli positivo e negativo.

Cryptosporidium II™

96 test

TEH-30406

Il test ELISA *Cryptosporidium II™* utilizza anticorpi monoclonali di seconda generazione per il rilevamento rapido dell'antigene delle oocisti di *Cryptosporidium* nei campioni fecali. Alta correlazione con la microscopia confermata dall'IFA.

ENTAMOEBIA HISTOLYTICA

E. Histolytica II™

96 test

TEH-T5017

Il test ELISA *E. Histolytica II™* utilizza anticorpi monoclonali di seconda generazione per il rilevamento rapido delle adesine di *Entamoeba histolytica* in campioni fecali. Rileva in maniera specifica *E. histolytica*.

E. Histolytica Quik Chek™

25 test

TEH-T30409

Test rapido immunoenzimatico EIA su membrana per la rilevazione qualitativa di *Entamoeba histolytica*, patogena, in campioni di feci umane. Nessuna interferenza con *E. dispar*, non patogena.

GIARDIA

CoproStrip™ Giardia

20 test

SY-41217

Test immunocromatografico per la rilevazione qualitativa degli antigeni di *Giardia* nei campioni di feci umane. Il kit contiene i controlli positivo e negativo.

Giardia II™

96 test

TEH-PT5012

GIARDIA II™ è un test ELISA che utilizza anticorpi monoclonali di seconda generazione per il rilevamento rapido dell'antigene delle cisti di *Giardia lamblia* in campioni fecali.

GIARDIA & CRYPTOSPORIDIUM

Giardia/Cryptosporidium Chek™

96 test

TEH-30401

Test ELISA per la rilevazione qualitativa delle cisti di *Giardia* e dell'antigene delle oocisti di *Cryptosporidium* in campioni di feci umane.

Giardia/Cryptosporidium Quik Chek™

25 test

TEH-T30407

Test rapido EIA su membrana per la rilevazione qualitativa e la differenziazione simultanea dell'antigene delle cisti di *Giardia* e delle oocisti di *Cryptosporidium* in un unico test.

GIARDIA & CRYPTOSPORIDIUM & ENTAMOEBIA

Tri-Combo Parasite Screen

96 test

TEH-T30408

Test immunoenzimatico per la rilevazione qualitativa simultanea degli antigeni di *Giardia* spp., *Cryptosporidium* spp. e/o *E. histolytica* in campioni di feci umane. Test di screening per escludere in maniera massiva i campioni negativi e ridurre il numero di campioni che richiedono ulteriori test di follow-up. Il test utilizza anticorpi monoclonali e policlonali contro gli antigeni di superficie di *Giardia*, *Cryptosporidium* ed *E. histolytica*.

LEISHMANIA

Leishmania Dipstick Rapydtest

40 test

AP-1601

Test rapido immunocromatografico su membrana in un solo passaggio per la determinazione qualitativa di anticorpi anti-*Leishmania* nel siero o nel plasma. Applicazione anche in campo veterinario.

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
PLASMODIUM FALCIPARUM		
CareUS™ Malaria PAN/Pf Test rapido immunocromatografico su membrana per la ricerca qualitativa della proteina ricca in istidina (HRP2) e dell'antigene lattato deidrogenasi di <i>Plasmodium falciparum</i> in campioni di sangue intero. Discrimina <i>P. falciparum</i> dalle altre specie. Kit completo di pipette e soluzione tampone per il trattamento del campione.	30 test	AP-1629
TOXOPLASMA GONDII		
Pastorex® Toxo Test rapido di agglutinazione al lattice per la ricerca degli anticorpi totali anti- <i>Toxoplasma gondii</i> in campioni di siero umano.	100 test	BIO-72724
ATLANTE DI PARASSITOLOGIA		
Atlante di parassitologia su CD-Rom. Contiene oltre 1000 foto di uova, larve ed elminti adulti, cisti e trofozoiti di protozoi, descrizione del ciclo vitale, patologie cliniche e principali artefatti. Vi figurano fotografie e dettagliate informazioni riguardanti oltre 60 specie di parassiti. Sono trattati in modo esauriente gli aspetti più significativi per l'identificazione, la diagnosi e il trattamento clinico.		
Atlante di parassitologia su CD-Rom	1 CD-Rom	AP-ATL145

NOTE

[illegible]

sistemi di prelievo
e trasporto
terreni
di coltura
test
diagnostici
sierotipizzazione
antibiogramma
colorazioni
parassitologia
**controllo
qualità**
biologia
molecolare

CONTROLLO QUALITÀ
PER SARS-COV-2 70

PANEL VALIDAZIONE RUO
RICERCA MOLECOLARE SARS-COV-2 70

CONTROLLO QUALITÀ PER HPV 71

CEPPI MICROBICI 71

SISTEMA PER LA CONSERVAZIONE
DEI CEPPI MICROBICI 74



catalogo **2023**

controllo qualità per SARS-CoV-2

Microbix SARS-CoV-2 - CQI

Microbix offre una vasta gamma di prodotti per il controllo di qualità interno (CQI) per i test diagnostici per il virus SARS-CoV-2.

Per i test molecolari sono a disposizione due formati:

- liquido, per il controllo delle fasi estrattiva e di amplificazione
 - FLOQSwabs® di Copan, per il controllo sia del campionamento che delle fasi estrattiva e di amplificazione
- Per i test antigenici è disponibile il formato FLOQswabs® di Copan.

Controllo di Qualità Interno FDA/CE IVD per ricerca molecolare

REDx™ SARS-CoV-2 Positive Control	1 x 0,5 mL	MX-RED-19-01
REDx™ SARS-CoV-2 Negative Control	1 x 0,5 mL	MX-RED-99-M3
REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2 Swab Positive Control	1 tampone	MX-RED-S-1901
REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2 Swab Negative Control	1 tampone	MX-RED-S-99M4
REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2 B.1.1.7 Variant Positive Swab	1 tampone	MX-RED-S-19-03
REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2 B.1.351 Variant Positive Swab	1 tampone	MX-RED-S-19-04
REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2 P.1 Variant Positive Swab	1 tampone	MX-RED-S-19-05
REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2 B.1.617 Variant Positive Swab	1 tampone	MX-RED-S-19-06
REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2 B.1.1.529 Variant Positive Swab	1 tampone	MX-RED-S-19-07
REDx™ FLOQ® RVP Multiplex swab (SARS-CoV-2; Flu; Flu B; RSV)	1 tampone	MX-RED-S-19-M1

Controllo di Qualità Interno per ricerca antigenica

REDx™ FLOQ® Respiratory Swab Negative Control	1 tampone	MX-RED-S-9901
REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2 Ag Swab Positive Control	1 tampone	MX-RED-S-1902

panel validazione RUO - ricerca molecolare SARS-CoV-2

Microbix offre l'opportunità di un panel di campioni certificati per la validazione dei metodi di ricerca molecolare per il virus SARS-CoV-2.

Sono disponibili due formati:

- liquido, per il controllo delle fasi estrattiva e di amplificazione
 - FLOQSwabs® di Copan, per il controllo sia del campionamento che delle fasi estrattiva e di amplificazione
- I prodotti sono disponibili solo ad uso ricerca (Research Use Only - RUO).

Panel di validazione RUO per ricerca molecolare

SARS-CoV-2 ONBOARD™ kit (4 negativi + 8 positivi)	12 x 0,5 mL	MX-VPKCOV201
SARS-CoV-2 ONBOARD™ swab kit (4 negativi + 8 positivi)	12 tamponi	MX-VP-SKCOV2

Panel di validazione RUO per ricerca molecolare delle varianti

PROCEEDx™ FLOQ® SARS-CoV-2 B.1.1.7 Positive swab	1 tampone	MX-VP-S-19-03
PROCEEDx™ FLOQ® SARS-CoV-2 B.1.351 Positive swab	1 tampone	MX-VP-S-19-04
PROCEEDx™ FLOQ® SARS-CoV-2 P.1 Positive swab	1 tampone	MX-VP-S-19-05
PROCEEDx™ FLOQ® SARS-CoV-2 B.1.617 Positive swab	1 tampone	MX-VP-S-19-06
PROCEEDx™ FLOQ® SARS-CoV-2 B.1.1.529 Positive swab	1 tampone	MX-VP-S-19-07

controllo qualità per HPV

Microbix HPV

La linea di prodotti Microbix HPV aiuta il laboratorio a valutare le prestazioni, le procedure e il flusso di lavoro dei test che rilevano il DNA e/o l'RNA del Papilloma Virus Umano (HPV) in campioni cervicali, anali, penieni o orofaringei umani raccolti in un mezzo di trasporto a base alcolica.

Controllo di Qualità Interno FDA/CE IVD per ricerca molecolare

REDx™ HPV 16 Positive Control	1 x 1 mL	MX-RED-62-16
REDx™ HPV 18 Positive Control	1 x 1 mL	MX-RED-62-18
REDx™ HPV 45 Positive Control	1 x 1 mL	MX-RED-62-45
REDx™ HPV Negative Control	1 x 1 mL	MX-RED-99-M1

È disponibile un'ampia gamma di campioni certificati per la validazione dei metodi d'indagine, che comprende: *Adenovirus*, *Chlamydia trachomatis*, *Cryptosporidium parvum*, *Giardia lamblia*, HPV types (16, 18, 31, 33, 39, 45, 67), HSV 1 e 2, Influenza A e B, *Mycoplasma genitalium*, *Neisseria gonorrhea*, Parainfluenza, RSV, *Rotavirus*, SARS-CoV-2, *Trichomonas vaginalis*.
Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Ufficio Commerciale.

ceppi microbici

CEPPI MICROBICI IN DISCHETTO

I dischi Selectrol®, prodotti da TCS Biosciences, sono derivati di prima generazione di microrganismi di collezione NCTC e NCPF. Sono ampiamente utilizzati nei Laboratori come microrganismi standard di riferimento per il controllo di qualità dei terreni, del profilo biochimico e per i test di sensibilità agli antibiotici. Disponibili in confezione da 10 o 25 dischi.

A

Acinetobacter baumannii NCTC 12156 / ATCC® 19606	10 dischi	TCS-MM25T
Aspergillus brasiliensis NCPF 2275 / ATCC® 16404™ / WDCM 00053 (saggi sui conservanti antimicrobici)	10 dischi	TCS-MM94T

B

Bacillus cereus NCTC10320 / ATCC® 9634™/WDCM 00001	10 dischi	TCS-MM21T
Bacillus cereus NCTC 7464 / ATCC® 10876™	10 dischi 25 dischi	TCS-MM86T TCS-MM86
Bacillus subtilis NCTC 10400 / ATCC® 6633™/WDCM 00003 (controlli di fertilità)	10 dischi 25 dischi	TCS-MM29T TCS-MM29
Bacteroides fragilis NCTC 9343 / ATCC® 25285™ - CLSI	10 dischi	TCS-MM44T
Burkholderia cepacia NCTC 10661 / ATCC® 17759	10 dischi	TCS-MM70T

C

Campylobacter jejuni NCTC 11322 / ATCC® 29428™/WDCM 00156	10 dischi	TCS-MM82T
Campylobacter jejuni NCTC 11351 / ATCC® 33560™	10 dischi	TCS-MM36T
Candida albicans NCPF 3255 / ATCC® 2091™/WDCM 00055	10 dischi 25 dischi	TCS-MM28T TCS-MM28
Candida albicans NCPF 3179 / ATCC® 10231™ - CLSI / WDCM 00054	10 dischi 25 dischi	TCS-MM42T TCS-MM42
Candida guilliermondii NCPF® 3099 / ATCC® 5276	10 dischi	TCS-MM71T
Candida krusei NCPF 3953 / ATCC® 6258	10 dischi	TCS-MM53T
Candida lusitanae NCPF® 3954	10 dischi	TCS-MM72T
Candida parapsilosis NCPF 3104	10 dischi	TCS-MM39T
Candida tropicalis NCPF® 3111	10 dischi	TCS-MM79T

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Candida tropicalis NCPF® 3463	10 dischi	TCS-MM61T
Citrobacter freundii NCTC 9750 / ATCC® 8090™	10 dischi	TCS-MM27T
Clostridium perfringens NCTC 8237 / ATCC® 13124™ / WDCM 00007 (ceppo produttore di lecitinasi C)	10 dischi	TCS-MM45T
Clostridium sporogenes NCTC 532 / ATCC® 19404™ / WDCM 00008 (controlli di fertilità)	10 dischi	TCS-MM31T
E		
Enterobacter cloacae NCTC 13380 / ATCC® 23355™ / WDCM 00082	10 dischi	TCS-MM01T
Enterobacter cloacae NCTC 13406	10 dischi	TCS-MM51T
Enterococcus faecalis NCTC 13379 / ATCC® 51299 VRE™ / WDCM 00085 (ceppo vancomicina resistente) - CLSI	10 dischi 25 dischi	TCS-MM52T TCS-MM29
Enterococcus faecalis NCTC 775 / ATCC® 19433™ / WDCM 00009	10 dischi 25 dischi	TCS-MM17T TCS-MM17
Enterococcus faecalis NCTC 12697 / ATCC® 29212™ / WDCM 00087 EUCAST, CLSI	10 dischi 25 dischi	TCS-MM18T TCS-MM18
Enterococcus faecium NCTC 7171 / ATCC® 19434	10 dischi	TCS-MM23T
Enterococcus hirae NCTC 13383 / ATCC® 10541™ / WDCM 00011	10 dischi	TCS-MM35T
Escherichia coli (CRE) NCTC 13476	10 dischi	TCS-MM57T
Escherichia coli NCTC 10418 / ATCC® 10536™	10 dischi 25 dischi	TCS-MM33T TCS-MM33
Escherichia coli NCTC 9001 / ATCC® 11775™ / WDCM 00090	10 dischi	TCS-MM75T
Escherichia coli NCTC 12241 / ATCC® 25922™ / WDCM 00013 (ceppo FDA) EUCAST, CLSI	10 dischi 25 dischi	TCS-MM02T TCS-MM02
Escherichia coli NCTC 11954 / ATCC® 35218™ (beta-lattamasi positivo) - CLSI	10 dischi 25 dischi	TCS-MM24T TCS-MM24
Escherichia coli NCTC 11560 (beta-lattamasi positivo)	10 dischi	TCS-MM63T
Escherichia coli NCTC 12923 / ATCC® 8739™ / WDCM 00012	10 dischi 25 dischi	TCS-MM38T TCS-MM38
Escherichia coli O157 NCTC 12900 / ATCC® 700728 / WDCM 00014 (ceppo citotossina-negativo)	10 dischi	TCS-MM93T
Escherichia coli NCTC 13846 (ceppo resistente alla colistina mcr-1)	10 dischi	TCS-MM34T
H		
Haemophilus influenzae NCTC 12699 / ATCC® 49247™ - CLSI (ceppo di riferimento per il test di sensibilità in agar e brodo diluizione)	10 dischi	TCS-MM81T
Haemophilus influenzae NCTC 11931	10 dischi	TCS-MM98T
Haemophilus influenzae NCTC 8468 / ATCC® 9334	10 dischi	TCS-MM100T
Haemophilus influenzae NCTC 12975 / ATCC® 49766	10 dischi	TCS-MM37T
K		
Klebsiella aerogenes NCTC 10006 / ATCC® 13048™ / WDCM 00175 (saggi sui conservanti antimicrobici)	10 dischi 25 dischi	TCS-MM26T TCS-MM26
Klebsiella pneumoniae NCTC 13438 - CRE , produce carbapenemasi di classe A KPC-3	10 dischi	TCS-MM58T
Klebsiella pneumoniae - NCTC 13440 - CRE , produce carbapenemasi di classe B VIM-1	10 dischi	TCS-MM55T
Klebsiella pneumoniae - NCTC 13443 - CRE , produce carbapenemasi di classe B NDM-1	10 dischi	TCS-MM56T

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Klebsiella pneumoniae NCTC 13442 - CRE, produce carbapenemasi di classe D OXA-48	10 dischi	TCS-MM59T
Klebsiella pneumoniae NCTC 9633 / ATCC® 13883™ / WDCM 00097 subsp. <i>Pneumoniae</i>	10 dischi 25 dischi	TCS-MM04T TCS-MM04
Klebsiella pneumoniae NCTC 13368 / ATCC® 700603™ EUCAST (ceppo produttore di ESBL)	10 dischi	TCS-MM83T
L		
Lactobacillus brevis NCTC 13386 / ATCC® 8287	10 dischi	TCS-MM76T
Legionella anisa NCTC 11974 / ATCC® 35292 / WDCM 00106	10 dischi	TCS-MM99T
Legionella pneumophila serogroup 1 NCTC 11192 / ATCC® 33152 / WDCM 00107	10 dischi	TCS-MM08T
Listeria innocua NCTC 11288 / ATCC® 33090™ / WDCM 00017	10 dischi	TCS-MM92T
Listeria ivanovii NCTC 11007 / ATCC® 19119	10 dischi	TCS-MM66T
Listeria monocytogenes NCTC 13372 / ATCC® 7644™ - CLSI	10 dischi	TCS-MM77T
Listeria monocytogenes NCTC 7973 / ATCC® 35152™ / WDCM 00109	10 dischi 25 dischi	TCS-MM48T TCS-MM48
Listeria monocytogenes NCTC 10527 / ATCC® 13932 / WDCM 00021	10 dischi	TCS-MM47T
Listeria monocytogenes NCTC 11994 / WDCM 00019	10 dischi	TCS-MM87T
M		
Mycobacterium smegmatis NCTC 8159 / ATCC® 19420	10 dischi	TCS-MM67T
N		
Neisseria gonorrhoeae NCTC 8375 / ATCC® 19424™	5 dischi	TCS-MM05C
Neisseria gonorrhoeae NCTC 12700 / ATCC® 49226™ - CLSI	5 dischi	TCS-MM96C
P		
Proteus mirabilis NCTC 13376 / ATCC® 14153™	10 dischi	TCS-MM43T
Proteus mirabilis NCTC 10975	10 dischi	TCS-MM68T
Proteus mirabilis NCTC 11938 / ATCC® 29906 / WDCM 00023	10 dischi	TCS-MM22T
Proteus vulgaris NCTC 4175 / ATCC® 13315™	10 dischi 25 dischi	TCS-MM09T TCS-MM09
Pseudomonas aeruginosa NCTC 12924 / ATCC® 9027™ / WDCM 00026	10 dischi 25 dischi	TCS-MM40T TCS-MM40
Pseudomonas aeruginosa NCTC 13359 / ATCC® 15442™	10 dischi	TCS-MM41T
Pseudomonas aeruginosa NCTC 12903 / ATCC® 27853™ / WDCM 00025 EUCAST, CLSI	10 dischi 25 dischi	TCS-MM10T TCS-MM10
Pseudomonas aeruginosa NCTC 10662 / ATCC® 25668™ / WDCM 00114	10 dischi	TCS-MM65T
R		
Raoultella planticola NCTC 9528	10 dischi	TCS-MM88T
Rhodococcus equi NCTC 1621 / ATCC® 6939™ / WDCM 00028	10 dischi	TCS-MM97T
S		
Saccharomyces cerevisiae NCPF 3178	10 dischi	TCS-MM73T
Saccharomyces cerevisiae NCTC 10716 / ATCC® 9763 / WDCM 00058	10 dischi	TCS-MM50T
Salmonella enteritidis NCTC 12694 / ATCC® 13076 / WDCM 00030	10 dischi	TCS-MM62T
Salmonella nottingham NCTC 7832	10 dischi	TCS-MM84T
Salmonella poona NCTC 4840	10 dischi 25 dischi	TCS-MM89T TCS-MM89

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
Salmonella typhimurium NCTC 12023 / ATCC® 14028™ / WDCM 00031	10 dischi 25 dischi	TCS-MM11T TCS-MM11
Serratia marcescens NCTC 13382 / ATCC® 8100™	10 dischi	TCS-MM12T
Shigella sonnei NCTC 12984 / ATCC® 29930 / WDCM 00127	10 dischi	TCS-MM07T
Staphylococcus aureus NCTC 10788 / ATCC® 6538™ / WDCM 00032 (FDA - Controllo germicidi e saggi dei conservanti antimicrobici)	10 dischi 25 dischi	TCS-MM46T TCS-MM46
Staphylococcus aureus NCTC 7447 / ATCC® 6538P™ / WDCM 00033 (FDA - Test di sensibilità e saggi dei conservanti antimicrobici)	10 dischi 25 dischi	TCS-MM30T TCS-MM30
Staphylococcus aureus NCTC 6571 / ATCC® 9144™ / WDCM 00035	10 dischi	TCS-MM85T
Staphylococcus aureus NCTC 12981 / ATCC® 25923™ / WDCM 00034 CLSI	10 dischi 25 dischi	TCS-MM13T TCS-MM13
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 12973 / ATCC® 29213™ / WDCM 00131 EUCAST, CLSI	10 dischi 25 dischi	TCS-MM14T TCS-MM14
Staphylococcus aureus MRSA NCTC 13373 / ATCC® 43300™ / WDCM 00211 - CLSI	10 dischi	TCS-MM91T
Staphylococcus aureus MRSA NCTC 12493 / WDCM 00212	10 dischi	TCS-MM64T
Staphylococcus epidermidis NCTC 13360 / ATCC® 12228™ / WDCM 00036 (ceppo FDA - Test di sensibilità)	10 dischi 25 dischi	TCS-MM15T TCS-MM15
Streptococcus agalactiae NCTC 8181 / ATCC® 13813™	10 dischi	TCS-MM16T
Streptococcus dysgalactiae subsp. Equisimilis NCTC 13762	10 dischi	TCS-MM60T
Streptococcus pneumoniae NCTC 12695 / ATCC® 6303™	10 dischi 25 dischi	TCS-MM19T TCS-MM19
Streptococcus pneumoniae NCTC 12977 / ATCC® 49619™ - EUCAST, CLSI	10 dischi	TCS-MM95T
Streptococcus pyogenes NCTC 12696 / ATCC® 19615™ Gruppo A - CLSI	10 dischi 25 dischi	TCS-MM20T TCS-MM20
V		
Vibrio parahaemolyticus NCTC 10885 / WDCM 00185	10 dischi	TCS-MM06T
Y		
Yersinia enterocolitica NCTC 12982 / ATCC® 9610™ / WDCM 00038 CLSI	10 dischi 25 dischi	TCS-MM80T TCS-MM80

sistema per la conservazione dei ceppi microbici

CRYOBANK™ MAST

Provette criogeniche contenenti sferette di vetro trattate chimicamente e rivestite di una speciale sostanza criogenica conservante; adatte per il mantenimento dei ceppi microbici a lungo termine, a -20°/-70°C.

CRYOBANK™ (tappi misti)	80 unità	MST-CRYO80/M
CRYOBANK™ (tappi rossi)	80 unità	MST-CRYO80/R
CRYOBANK™ (tappi verdi)	80 unità	MST-CRYO80/G
CRYOBANK™ (tappi gialli)	80 unità	MST-CRYO80/Y
CRYOBANK™ (tappi blu)	80 unità	MST-CRYO80/B
CRYOBLOCK	1 unità	MST-CRYO/Z

Piastra con 18 pozzetti per la manipolazione in sicurezza delle provette CRYOBANK™.

DESCRIZIONE**CONFEZIONE****CODICE****STOCK CULTURE AGAR**

Stock Culture Agar ha principalmente la funzione di mantenimento delle Enterobacterales. Tuttavia, può anche essere usato per *Vibrionaceae*, *Pseudomonadaceae*, *Flavobacterium* ed eventualmente per *Acinetobacter*, *Staphylococcus* e *Streptococcus*.

Le sostanze nutritive fornite dall'estratto di carne e dal peptone di questo terreno consentono il mantenimento di ceppi batterici per

- 1 anno a + 18-30°C

- 3 anni a + 2-8°C

Il mantenimento dei ceppi è ottimizzato mediante l'aggiunta di glicerolo o olio di vaselina sulla superficie del terreno.

Stock Culture Agar

50 x 3 mL

BIO-63683

INDICATORI BIOLOGICI DI STERILITÀ**STERIL CONTROL E6**

50 ampole

LF-91050

Ampolle contenenti spore di *Geobacillus stearothermophilus* (1-5x10⁶ UFC/ampolla), brodo nutritivo e indicatore di pH, per il controllo dei cicli di sterilizzazione a vapore, come indicato da Farmacopoeia.

NOTE

[illegible]

sistemi di prelievo
e trasporto
terreni
di coltura
test
diagnostici
sierotipizzazione
antibiogramma
colorazioni
parassitologia
controllo
qualità
**biologia
molecolare**

INFEZIONI DEL TORRENTE
CIRCOLATORIO **78**

INFEZIONI PAZIENTI
IMMUNODEPRESSI/TRAPIANTATI **78**

INFEZIONI SESSUALMENTE
TRASMISSIBILI **79**

INFEZIONI BATTERICHE **79**

INFEZIONI RESPIRATORIE **80**

RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI **80**

MALATTIE
GENETICHE/EREDITARIE **81**

PATOGENI TROPICALI **81**

INFEZIONI FUNGINE **81**



catalogo **2023**

biologia molecolare - kit in real time PCR

Soluzioni semplici e flessibili in biologia molecolare per la diagnostica microbiologica. Tutti i kit contengono reagenti pronti all'uso e sono validati sulla maggior parte delle matrici e dei termociclatori presenti in commercio.

INFEZIONI DEL TORRENTE CIRCOLATORIO

EurobioPlex HDV PCR kit	48 test	EBX-004-48
	96 test	EBX-004-96
EurobioPlex HEV PCR	24 test	EBX-010-24
	48 test	EBX-010-48
	96 test	EBX-010-96
EurobioPlex HTLV 1 & 2 PCR kit	48 test	EBX-008-48
GeneProof HBV PCR kit	25 test	EBX-HBV-ISEX-25
	100 test	EBX-HBV-ISEX-100
GeneProof HCV PCR kit	25 test	EBX-HCDV-ISEX-25
	100 test	EBX-HCDV-ISEX-100
GeneProof HIV1 PCR kit	25 test	EBX-HIV1-ISEX-25
	100 test	EBX-HIV1-ISEX-100

INFEZIONI PAZIENTI IMMUNODEPRESSI/TRAPIANTATI

EurobioPlex HSV1-HSV2-vzv PCR kit	24 test	EBX-011-24
	48 test	EBX-011-48
	96 test	EBX-011-96
EurobioPlex HHV6-HHV8 PCR kit	24 test	EBX-024-24
	48 test	EBX-024-48
	96 test	EBX-024-96
GeneProof Human Herpes virus 6/7 (HHV6-HHV8) PCR kit	25 test	EBX-HHV-ISEX-25
	100 test	EBX-HHV-ISEX-100
GeneProof Human Herpes virus 8 (HHV-8) PCR kit	25 test	EBX-HHV8-ISEX-25
	100 test	EBX-HHV8-ISEX-100
EurobioPlex Norovirus PCR kit	48 test	EBX-025-48
	96 test	EBX-025-96
EurobioPlex BKV PCR kit	24 test	EBX-015-24
	48 test	EBX-015-48
	96 test	EBX-015-96
EurobioPlex JCV PCR kit	24 test	EBX-016-24
	48 test	EBX-016-48
	96 test	EBX-016-96
EurobioPlex JCV/BKV PCR kit	24 test	EBX-028-24
	48 test	EBX-028-48
	96 test	EBX-028-96
GeneProof EBV PCR kit	25 test	EBX-CMV-ISEX-25
EurobioPlex EBV PCR kit	96 test	EBX-026-96
EurobioPlex parvo B19 PCR kit	24 test	EBX-027-24
	48 test	EBX-027-48
	96 test	EBX-027-96
GeneProof Cytomegalovirus PCR kit	25 test	EBX-CMV-ISEX-25
	100 test	EBX-CMV-ISEX-100
GeneProof Borrelia burgdorferi PCR kit	25 test	EBX-BB-ISEX-25
	100 test	EBX-BB-ISEX-100
GeneProof Varicella Zoster Virus PCR kit	25 test	EBX-VZV-ISEX-25
	100 test	EBZ-VZV-ISEX-100

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI		
EurobioPlex lesioni genitali (pannello 1: HSV1, HSV2, VZV, CMV - pannello 2: LGV, h. Ducreyi, t. Pallidum)	50 test	EBX-053-50
	100 test	EBX-053-100
	200 test	EBX-053-200
EurobioPlex Multifast STI (CT, MG, NG, TV)	100 test	EBX-051-100
	200 test	EBX-051-200
	400 test	EBX-051-400
GeneProof CT-NG-MG Multiplex PCR kit	25 test	EBX-CNMX-ISEX-25
	100 test	EBX-CNMX-ISEX-100
GeneProof Chlamydia trachomatis PCR kit	25 test	EBX-CHT-ISEX-25
	50 test	EBX-CHT-ISEX-50
	100 test	EBX-CHT-ISEX-100
GeneProof Neisseria gonorrhoeae PCR kit	25 test	EBX-NG-ISEX-25
	50 test	EBX-NG-ISEX-50
	100 test	EBX-NG-ISEX-100
GeneProof HSV 1 PCR kit	25 test	EBX-HIV1-ISEX-25
	100 test	EBX-HIV1-ISEX-100
GeneProof HSV 2 PCR kit	25 test	EBX-HSV2-ISEX-25
	100 test	EBX-HSV2-ISEX-100
GeneProof HSV1-HSV2 PCR kit	25 test	EBX-HSV-ISEX-25
	100 test	EBX-HSV-ISEX-100
GeneProof MH-UU-UP Multiplex kit	25 test	EBX-MUPX-GP-25
	100 test	EBX-MUPX-GP-100
GeneProof Mycoplasma genitalium-hominis PCR kit	25 test	EBX-MGH-ISEX-25
	100 test	EBX-MGH-ISEX-100
GeneProof Treponema pallidum PCR kit	25 test	EBX-TP-GP-25
	100 test	EBX-TP-GP-100
GeneProof Trichomonas vaginalis PCR kit	25 test	EBX-TV-GP-25
	100 test	EBX-TV-GP-100
GeneProof Ureaplasma PCR kit	25 test	EBX-UUP-ISEX-25
	100 test	EBX-UUP-ISEX-100
GeneProof Gardnerella vaginalis PCR kit	25 test	EBX-GV-GP-25
	100 test	EBX-GV-GP-100
GeneProof Human Papilloma Virus (hvp) PCR kit	25 test	EBX-HPVS-ISEX-25
	100 test	EBX-HPVS-ISEX-100
GeneProof PAI-1 Genotyping PCR kit	25 test	EBX-PAI1-25
	100 test	EBX-PAI1-100

INFEZIONI BATTERICHE

EurobioPlex Leptospira	24 test	EBX-005A-24
	48 test	EBX-005A-48
	96 test	EBX-005A-96
EurobioPlex Bartonella spp/henselae/quintana	24 test	EBX-013-24
	48 test	EBX-013-48
	96 test	EBX-013-96
EurobioPlex Coxiella burnetii	24 test	EBX-017-24
	48 test	EBX-017-48
	96 test	EBX-017-96

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
EurobioPlex Community-acquired bacterial meningitis REAL-TIME PCR Identifica <i>N. meningitidis</i> , <i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> .	36 test	EBX-020
EurobioPlex Nosocomial bacterial meningitis REAL-TIME PCR Identifica <i>S. aureus</i> , <i>P. aeruginosa</i> .	36 test	EBX-021
EurobioPlex Neonatal bacterial meningitis REAL-TIME PCR Identifica <i>S. agalactiae</i> , <i>L. monocytogenes</i> , <i>E. coli</i> .	36 test	EBX-022

INFEZIONI RESPIRATORIE

EurobioPlex SARS-CoV-2	200 test	EBX-041-200
	600 test	EBX-041-600
EurobioPlex SARS-CoV-2 / flu A / flu B / RSV	25 test	EBX-042-25
	50 test	EBX-042-50
	100 test	EBX-042-100
	200 test	EBX-042-200
	600 test	EBX-042-600
EurobioPlex flu A / flu B / SARS-CoV-2	25 test	EBX-043-25
	50 test	EBX-043-50
	100 test	EBX-043-100
	200 test	EBX-043-200
	600 test	EBX-043-600
EurobioPlex SARS-CoV-2 SNPS	96 test	EBX-047-96
	200 test	EBX-047-200
	600 test	EBX-047-600
EurobioPlex SARS-CoV-2 fast SVT	50 test	EBX-048-50
	96 test	EBX-048-96
	200 test	EBX-048-200
EurobioPlex Bordetella pertussis/parapertussis	24 test	EBX-001-24
	48 test	EBX-001-48
	96 test	EBX-001-96
EurobioPlex Streptococco di gruppo b (SGB / <i>S. agalactiae</i>)	25 test	EBX-039-25
GeneProof Adenovirus PCR kit	25 test	EBX-ADV-ISEX-25
	100 test	EBX-ADV-ISEX-100
GeneProof Enterovirus PCR kit	25 test	EBX-EV-ISEX-25
	100 test	EBX-EV-ISEX-100
GeneProof Chlamydia pneumoniae PCR kit	25 test	EBX-CHP-ISEX-25
	100 test	EBX-CHP-ISEX-100
GeneProof Aspergillus PCR kit	25 test	EBX-ASP-ISEX-25
	50 test	EBX-ASP-ISEX-50
	100 test	EBX-ASP-ISEX-100
GeneProof Legionella pneumophila PCR kit	25 test	EBX-LP-ISEX-25
	100 test	EBX-LP-ISEX-100
GeneProof Mycoplasma pneumoniae PCR kit	25 test	EBX-MP-ISEX-25
	100 test	EBX-MP-ISEX-100
GeneProof Mycobacterium tuberculosis PCR kit	25 test	EBX-MT-ISEX-25
	100 test	EBX-MT-ISEX-100

RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI

GeneProof MRSA PCR kit	25 test	EBX-MRSA-EX25
	100 test	EBX-MRSA-EX100
GeneProof VRE PCR kit	25 test	EBX-VRE-ISEX-25
	100 test	EBX-VRE-ISEX-100

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
MALATTIE GENETICHE/EREDITARIE		
GeneProof fattore II protrombina PCR kit	25 test	EBX-GP-FII-25
GeneProof fattore V di leiden PCR kit	25 test	EBX-FV-25
	100 test	EBX-FV-100
GeneProof fattore XIII v34I PCR kit	25 test	EBX-FXIII-25
	100 test	EBX-FXIII-100
GeneProof MTHFR A1298C PCR kit	25 test	EBX-M1298-25
	100 test	EBX-M1298-100
GeneProof MTHFR c677t PCR kit	25 test	EBX-M677-25
	100 test	EBX-M677-100
PATOGENI TROPICALI		
EurobioPlex Chikungunya e dengue	24 test	EBX-009-24
	48 test	EBX-009-48
	96 test	EBX-009-96
EurobioPlex Zika virus PCR quantitativa	24 test	EBX-012-24
	48 test	EBX-012-48
	96 test	EBX-012-96
EurobioPlex Dengue tipizzazione 1-2-3-4	48 test	EBX-018-48
	96 test	EBX-018-96
EurobioPlex Monkeypox screening test (HMPXV, VZV, morbillo)	50 test	EBX-060-50
	100 test	EBX-060-100
	200 test	EBX-060-200
	600 test	EBX-060-600
INFEZIONI FUNGINE		
EurobioPlex dermatofiti (Trichophyton Rubrum/violaceum, Trichophyton Tonsurans, Microsporum Canis, Trichophyton Mentagrophyte, Epidermophyton Floccosum)	96 test	EBX-023-96

NOTE

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire surface, typical of notebook or composition paper. The lines are uniform in thickness and color, providing a guide for handwriting. There are no margins, text, or other markings present on the page.

indice per codice



CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
A							
ANI-1018PADI	14	BIO-53454	23	BIO-62786	33	BIO-64644	17
ANI-2018PABI	14	BIO-53664	21	BIO-62786	34	BIO-64674	16
AP-108800	64	BIO-53852	28	BIO-62787	33	BIO-64694	17
AP-108801	64	BIO-54154	23	BIO-62787	34	BIO-64884	17
AP-108810IT	64	BIO-54164	23	BIO-62792	33	BIO-66068	51
AP-108900IT	64	BIO-55244	22	BIO-62794	33	BIO-66098	50
AP-145000	64	BIO-55313	28	BIO-63272	34	BIO-66100	25
AP-145002	64	BIO-55378	22	BIO-63312	34	BIO-66100	52
AP-145400IT	65	BIO-55683	22	BIO-63322	34	BIO-66128	50
AP-145500IT	65	BIO-55746	23	BIO-63332	34	BIO-66148	50
AP-1456	65	BIO-56353	32	BIO-63342	34	BIO-66178	50
AP-1457	65	BIO-56356	32	BIO-63402	34	BIO-66188	50
AP-146000	64	BIO-56513	33	BIO-63412	34	BIO-66198	50
AP-146003	64	BIO-56594	22	BIO-63422	34	BIO-66208	50
AP-146004	64	BIO-56596	22	BIO-63432	34	BIO-66218	50
AP-146200IT	65	BIO-57331	38	BIO-63500	34	BIO-66228	50
AP-146300IT	65	BIO-57341	38	BIO-63501	34	BIO-66258	50
AP-146400IT	65	BIO-57351	38	BIO-63502	34	BIO-66278	50
AP-146500IT	65	BIO-57361	38	BIO-63505	34	BIO-66308	50
AP-146500IT	65	BIO-57411	38	BIO-63512	17	BIO-66328	50
AP-1472	66	BIO-58901	40	BIO-63524	19	BIO-66338	51
AP-1473	66	BIO-58902	40	BIO-63524	54	BIO-66358	50
AP-149900	64	BIO-58903	40	BIO-63525	20	BIO-66368	50
AP-149901	64	BIO-58904	40	BIO-63525	54	BIO-66388	50
AP-149970	65	BIO-58905	40	BIO-63542	34	BIO-66448	50
AP-1543	65	BIO-58906	40	BIO-63572	34	BIO-66518	50
AP-160001	65	BIO-58907	40	BIO-63617	18	BIO-66568	51
AP-1601	66	BIO-58908	40	BIO-63683	23	BIO-66608	50
AP-1629	67	BIO-58909	40	BIO-63683	75	BIO-66618	51
AP-1632	31	BIO-58910	40	BIO-63726	19	BIO-66648	51
AP-1640	30	BIO-58911	40	BIO-63726	20	BIO-66680	50
AP-164200	35	BIO-58912	40	BIO-63740	17	BIO-66728	51
AP-249300IT	64	BIO-58913	40	BIO-63740	20	BIO-66758	51
AP-249401	65	BIO-58914	40	BIO-63748	19	BIO-66768	51
AP-900000	65	BIO-58915	40	BIO-63748	20	BIO-66858	51
AP-901000	65	BIO-58916	40	BIO-63750	19	BIO-66888	51
AP-902500	65	BIO-58922	40	BIO-63750	20	BIO-66918	50
AP-903000	65	BIO-58932	40	BIO-63751	20	BIO-66928	50
AP-905000	65	BIO-58942	40	BIO-63751	20	BIO-67008	50
AP-906000	65	BIO-58952	40	BIO-63757	18	BIO-67018	50
AP-907500	65	BIO-60781	41	BIO-63757	20	BIO-67048	51
AP-ATL145	67	BIO-61607	31	BIO-63774	19	BIO-67058	50
AU-M0204	29	BIO-61608	32	BIO-63784	18	BIO-67078	51
AU-M0205	29	BIO-61616	32	BIO-63814	19	BIO-67098	51
AU-M0206	29	BIO-61618	32	BIO-63824	19	BIO-67218	51
AU-M0601	24	BIO-61721	32	BIO-63824	54	BIO-67228	51
AU-M0602	24	BIO-61723	32	BIO-63825	19	BIO-67238	51
AU-MA06	29	BIO-61726	32	BIO-63825	54	BIO-67268	50
		BIO-61727	32	BIO-63884	19	BIO-67278	51
		BIO-61728	32	BIO-63901	20	BIO-67288	50
		BIO-61729	32	BIO-63901	54	BIO-67298	50
		BIO-61732	32	BIO-63902	20	BIO-67318	50
		BIO-61733	32	BIO-63902	54	BIO-67328	51
		BIO-61734	32	BIO-63934	18	BIO-67338	51
		BIO-61747	33	BIO-63945	18	BIO-67388	51
		BIO-62740	29	BIO-63947	18	BIO-67398	51
		BIO-62740	53	BIO-63954	18	BIO-67418	51
		BIO-62783	33	BIO-64174	16	BIO-67448	51
		BIO-62783	34	BIO-64184	16	BIO-67458	51
		BIO-62784	33	BIO-64514	17	BIO-67468	51
		BIO-62785	33	BIO-64534	16	BIO-67488	51
		BIO-62785	34	BIO-64554	17	BIO-67498	50
B							
BIO-12007959	51						
BIO-12008071	50						
BIO-12010679	52						
BIO-460-0270	33						
BIO-460-8517	33						
BIO-50294	52						
BIO-50295	52						
BIO-53154	21						
BIO-53384	22						
BIO-53430	23						
BIO-53430	45						

CODICE	PAG.
BIO-67518	50
BIO-67528	51
BIO-67578	51
BIO-67588	50
BIO-67598	51
BIO-67608	51
BIO-67618	50
BIO-67638	50
BIO-67658	50
BIO-67718	50
BIO-67788	50
BIO-67788	51
BIO-67798	51
BIO-67828	51
BIO-67878	51
BIO-67966	53
BIO-68039	50
BIO-68040	50
BIO-68042	50
BIO-68228	51
BIO-68250	53
BIO-68260	53
BIO-68478	51
BIO-68618	51
BIO-68648	50
BIO-68658	50
BIO-68678	51
BIO-68798	51
BIO-68888	51
BIO-68898	51
BIO-68928	51
BIO-68938	51
BIO-68948	51
BIO-72724	67
BIO-72830	30

C	
C-108C	12
C-110C	12
C-111C	12
C-113C	12
C-114C	12
C-116C	12
C-117C	12
C-119C	12
C-132C	12
C-140C	12
C-141C	12
C-142C	12
C-143C	12
C-144C	13
C-145C	13
C-146C	13
C-155C	12
C-159C	12
C-160C	12
C-162C	12
C-164KS01	12
C-167KS05	12
C-168C	12
C-170KS01	12
C-174CS01	14
C-175KS01	12
C-176CS20	14
C-178CS10	14
C-178CS20	14

CODICE	PAG.
C-179CS10	14
C-179CS20	14
C-3002C	9
C-305C	3
C-305CE50	3
C-307C	4
C-307CE50	4
C-3102CS01	9
C-321C	3
C-321CE50	3
C-330C	4
C-330CE50	4
C-346C	3
C-346CE50	3
C-3503C	9
C-3503CS01	9
C-3509C	9
C-3509CE10	9
C-3509CS01	9
C-350C	4
C-350CE50	4
C-3510C	9
C-3510CE50	9
C-359C	3
C-359CE50	3
C-360C	3
C-360CE50	3
C-361C	4
C-361CE50	4
C-40U022D	9
C-40U022D50	9
C-4103CS01	9
C-4504C	9
C-4504CS01	9
C-4508C	9
C-4508CS01	9
C-4520C100	8
C-4520CA	9
C-4520CA01	9
C-4520CS01	8
C-456C	12
C-480CE08	2
C-480CE50	2
C-481CE08	2
C-481CE50	2
C-482CE08	2
C-482CE50	2
C-483CE08	2
C-483CE50	2
C-484CE08	2
C-484CE50	2
C-501CS01	7
C-502CS01	7
C-503CS01	7
C-50E010D01	8
C-50E010D50	8
C-50U002DS01	8
C-50U002DS10	8
C-50U003DS	8
C-50U003DS10	8
C-50U004DS	8
C-50U004DS10	8
C-50U006DS02	8
C-50U008DS01	8
C-50U008DS50	8
C-511CS01	7

CODICE	PAG.
C-516C	8
C-516CS01	7
C-518C	8
C-518CS01	7
C-519C	7
C-519CS01	7
C-520C	7
C-520CS01	7
C-525CS01	7
C-528CS01	7
C-52980C	8
C-534C	8
C-534CS01	7
C-535C	8
C-535CS01	7
C-537CS01	7
C-551C	8
C-552C	7
C-553C	8
C-560C	8
C-56380CS01	7
C-56750CS01	7
C-56780CS01	7
C-570CS01	7
C-5E007S01	9
C-5U032S	7
C-5U051S	7
C-606C	2
C-606CE50	2
C-606CS01L	3
C-606CS01M	3
C-606CS01P	3
C-606CS01R	3
C-606CS50L	3
C-606CS50M	3
C-606CS50P	3
C-606CS50R	3
C-608C	2
C-608CE50	2
C-608CS01M	3
C-608CS01P	3
C-608CS01R	3
C-608CS50M	3
C-608CS50P	3
C-608CS50R	3
C-6E011N	2
C-6E011NCE50	2
C-6E012N	2
C-6E012NCE50	2
C-6E013N	2
C-6E013NCE50	2
C-6E021CE50	3
C-6E021S	3
C-6U019N	2
C-6U019NCE50	2
C-70U001N	3
C-70U001N50	3
C-8175CS10H	14
C-8175CS20H	14
C-8177CS10H	14
C-8177CS20H	14
C-902C	13
C-904C	13
C-905C	13
C-906C	13
C-908C	13

CODICE	PAG.
C-926C	13
C-939CS01	14
C-947C	13
C-949C	13
C-961C	13
C-961CS01	13
C-9U012S	13
C-9U012S50	13
C-9U017S	13
C-9U017SE25	13
C-T2905C	14

E	
EBX-001-24	80
EBX-001-48	80
EBX-001-96	80
EBX-004-48	78
EBX-004-96	78
EBX-005A-24	79
EBX-005A-48	79
EBX-005A-96	79
EBX-008-48	78
EBX-009-24	81
EBX-009-48	81
EBX-009-96	81
EBX-010-24	78
EBX-010-48	78
EBX-010-96	78
EBX-011-24	78
EBX-011-48	78
EBX-011-96	78
EBX-012-24	81
EBX-012-48	81
EBX-012-96	81
EBX-013-24	79
EBX-013-48	79
EBX-013-96	79
EBX-015-24	78
EBX-015-48	78
EBX-015-96	78
EBX-016-24	78
EBX-016-48	78
EBX-016-96	78
EBX-017-24	79
EBX-017-48	79
EBX-017-96	79
EBX-018-48	81
EBX-018-96	81
EBX-020	80
EBX-021	80
EBX-022	80
EBX-023-96	81
EBX-024-24	78
EBX-024-48	78
EBX-024-96	78
EBX-025-48	78
EBX-025-96	78
EBX-026-96	78
EBX-027-24	78
EBX-027-48	78
EBX-027-96	78
EBX-028-24	78
EBX-028-48	78
EBX-028-96	78
EBX-039-25	80
EBX-041-200	80

CODICE	PAG.
EBX-041-600	80
EBX-042-100	80
EBX-042-200	80
EBX-042-25	80
EBX-042-50	80
EBX-042-600	80
EBX-043-100	80
EBX-043-200	80
EBX-043-25	80
EBX-043-50	80
EBX-043-600	80
EBX-047-200	80
EBX-047-600	80
EBX-047-96	80
EBX-048-200	80
EBX-048-50	80
EBX-048-96	80
EBX-051-100	79
EBX-051-200	79
EBX-051-400	79
EBX-053-100	79
EBX-053-200	79
EBX-053-50	79
EBX-060-100	81
EBX-060-200	81
EBX-060-50	81
EBX-060-600	81
EBX-ADV-ISEX-100	80
EBX-ADV-ISEX-25	80
EBX-ASP-ISEX-100	80
EBX-ASP-ISEX-25	80
EBX-ASP-ISEX-50	80
EBX-BB-ISEX-100	78
EBX-BB-ISEX-25	78
EBX-CHP-ISEX-100	80
EBX-CHP-ISEX-25	80
EBX-CHT-ISEX-100	79
EBX-CHT-ISEX-25	79
EBX-CHT-ISEX-50	79
EBX-CMV-ISEX-100	78
EBX-CMV-ISEX-25	78
EBX-CMV-ISEX-25	78
EBX-CNMX-ISEX-100	79
EBX-CNMX-ISEX-25	79
EBX-EV-ISEX-100	80
EBX-EV-ISEX-25	80
EBX-FV-100	81
EBX-FV-25	81
EBX-FXIII-100	81
EBX-FXIII-25	81
EBX-GP-FII-25	81
EBX-GV-GP-100	79
EBX-GV-GP-25	79
EBX-HBV-ISEX-100	78
EBX-HBV-ISEX-25	78
EBX-HCDV-ISEX-100	78
EBX-HCDV-ISEX-25	78
EBX-HHV8-ISEX-100	78
EBX-HHV8-ISEX-25	78
EBX-HHV-ISEX-100	78
EBX-HHV-ISEX-25	78
EBX-HIV1-ISEX-100	78
EBX-HIV1-ISEX-100	79
EBX-HIV1-ISEX-25	78
EBX-HIV1-ISEX-25	79
EBX-HPVS-ISEX-100	79

CODICE	PAG.
EBX-HPVS-ISEX-25	79
EBX-HSV2-ISEX-100	79
EBX-HSV2-ISEX-25	79
EBX-HSV-ISEX-100	79
EBX-HSV-ISEX-25	79
EBX-LP-ISEX-100	80
EBX-LP-ISEX-25	80
EBX-M1298-100	81
EBX-M1298-25	81
EBX-M677-100	81
EBX-M677-25	81
EBX-MGH-ISEX-100	79
EBX-MGH-ISEX-25	79
EBX-MP-ISEX-100	80
EBX-MP-ISEX-25	80
EBX-MRSA-EX100	80
EBX-MRSA-EX25	80
EBX-MT-ISEX-100	80
EBX-MT-ISEX-25	80
EBX-MUPX-GP-100	79
EBX-MUPX-GP-25	79
EBX-NG-ISEX-100	79
EBX-NG-ISEX-25	79
EBX-NG-ISEX-50	79
EBX-PAI1-100	79
EBX-PAI1-25	79
EBX-TP-GP-100	79
EBX-TP-GP-25	79
EBX-TV-GP-100	79
EBX-TV-GP-25	79
EBX-UUP-ISEX-100	79
EBX-UUP-ISEX-25	79
EBX-VRE-ISEX-100	80
EBX-VRE-ISEX-25	80
EBX-VZV-ISEX-25	78
EBZ-VZV-ISEX-100	78
L	
LF-10005	18
LF-10017	18
LF-10021	17
LF-10022	17
LF-10028	18
LF-10029	18
LF-10030	18
LF-10033	17
LF-10033	19
LF-10035	19
LF-10037	19
LF-10039	19
LF-10043	18
LF-10044	19
LF-10048	18
LF-10050	17
LF-10052	20
LF-10054	20
LF-10060	17
LF-10074	19
LF-10080	18
LF-10082	18
LF-10129	18
LF-10131	19
LF-10142	17
LF-10231	20
LF-10245	17
LF-10335	19

CODICE	PAG.
LF-10353	17
LF-11025	18
LF-11040	18
LF-11040	19
LF-11052	18
LF-11054	18
LF-11060	18
LF-11124	19
LF-11195	19
LF-11196	19
LF-11200	25
LF-11250	19
LF-11619	20
LF-11622	20
LF-11629	20
LF-11631	20
LF-15325	21
LF-15326	21
LF-15327	21
LF-15328	21
LF-15329	21
LF-15331	21
LF-15332	21
LF-15334	21
LF-15336	21
LF-15361	21
LF-15365	21
LF-15374	21
LF-15375	21
LF-15376	21
LF-20105	21
LF-20340	24
LF-20340	65
LF-24091	22
LF-24100	21
LF-24103	22
LF-24104	21
LF-24107	22
LF-24109	23
LF-24112	23
LF-24115	23
LF-24136	23
LF-24139	22
LF-24149	22
LF-24412	23
LF-24416	23
LF-24479	23
LF-26478	22
LF-30024	22
LF-30085	22
LF-30096	23
LF-30098	22
LF-30100	23
LF-30116	22
LF-30117	22
LF-30368	22
LF-33040	23
LF-33086	21
LF-33118	22
LF-33120	22
LF-402020	24
LF-402180	23
LF-402220	23
LF-402280	24
LF-402290	24
LF-402350	23

CODICE	PAG.
LF-402370	24
LF-412180	23
LF-412290	24
LF-442490	24
LF-452210	23
LF-470110	23
LF-500152	24
LF-50020	24
LF-50021	24
LF-500232	24
LF-500302	24
LF-500402	24
LF-500702	24
LF-525262	24
LF-525272	25
LF-525302	25
LF-525312	25
LF-525322	25
LF-525622	25
LF-610132	17
LF-80275	66
LF-80277	58
LF-88031	56
LF-91050	75
M	
MIC-140171V	20
MIC-180112	21
MIC-180366	22
MIC-23062	24
MIC-70467	16
MIC-76105	16
MIC-76506	16
MST-A25C/NCE	53
MST-CAMP-ID	29
MST-CEQ30C/NCE	53
MST-CRYO/Z	74
MST-CRYO80/B	74
MST-CRYO80/G	74
MST-CRYO80/M	74
MST-CRYO80/R	74
MST-CRYO80/Y	74
MST-D40	28
MST-D40C	28
MST-D41	28
MST-D41C	28
MST-D43	28
MST-D43C	28
MST-D44	28
MST-D44C	28
MST-D45	28
MST-D45C	28
MST-D46	28
MST-D46C	28
MST-D47C	28
MST-D48	28
MST-D51C	28
MST-D52C	52
MST-D57	28
MST-D57C	28
MST-D59	28
MST-D62C	52
MST-D63C	52
MST-D64C	52
MST-D66C	52
MST-D67C	52

CODICE	PAG.
MST-D68C	52
MST-D69C	52
MST-D71C	52
MST-D72C	52
MST-D73C	53
MST-D74	53
MST-D76C	52
MST-DM110D	16
MST-DM111D	16
MST-DM115D	16
MST-DM136D	16
MST-DM140D	16
MST-DM160D	16
MST-DM215D	16
MST-DM228D	17
MST-DM228S	17
MST-DM251D	16
MST-DM253D	16
MST-ENF5C/NCE	53
MST-ETO4	28
MST-FFC30C/NCE	53
MST-GAM15C/NCE	53
MST-M10109	45
MST-M10110	45
MST-M10111	45
MST-M10112	45
MST-M10113	45
MST-M10114	45
MST-M10115	45
MST-M10116	45
MST-M10117	45
MST-M10118	46
MST-M10119	46
MST-M10120	46
MST-M10121	46
MST-M10122	46
MST-M10123	46
MST-M10124	46
MST-M10125	46
MST-M10126	46
MST-M10127	46
MST-M10128	46
MST-M10129	46
MST-M10130	46
MST-M10131	46
MST-M10132	46
MST-M10133	46
MST-M10134	46
MST-M10135	45
MST-M10136	45
MST-M10137	45
MST-M10137	46
MST-M10138	45
MST-M10139	45
MST-M10140	45
MST-M10141	45
MST-M10142	45
MST-M10143	45
MST-M10144	45
MST-M10145	45
MST-M10146	45
MST-M10147	45
MST-M10148	45
MST-M10149	45
MST-M10151	46
MST-M10152	46

CODICE	PAG.
MST-M10153	46
MST-M10154	45
MST-M10155	45
MST-M10156	45
MST-M10157	45
MST-M11002	46
MST-M11003	46
MST-M11004	46
MST-M11102	46
MST-M11103	46
MST-M11104	46
MST-M11105	46
MST-M11106	46
MST-M11302	39
MST-M11303	39
MST-M11304	39
MST-M11305	39
MST-M11306	39
MST-M11307	39
MST-M11702	39
MST-M11703	39
MST-M11704	39
MST-M11705	39
MST-M11706	39
MST-M11707	39
MST-M11708	39
MST-M11709	39
MST-M11710	39
MST-M11711	39
MST-M12005	38
MST-M12006	38
MST-M12007	38
MST-M12008	38
MST-M12009	38
MST-M12010	38
MST-M12011	38
MST-M12012	38
MST-M14263	38
MST-M14270	38
MST-M14287	38
MST-M14324	43
MST-M14331	43
MST-M14348	43
MST-M14379	40
MST-M14386	40
MST-M14393	40
MST-M14409	40
MST-M14416	40
MST-M14423	40
MST-M14430	40
MST-M14447	40
MST-M14454	40
MST-M14461	40
MST-M14478	40
MST-M14485	40
MST-M15001	46
MST-M15727/NCE	39
MST-M15734/NCE	39
MST-M92537	41
MST-M93572/NCE	39
MST-M93589/NCE	39
MST-M93626/NCE	39
MST-M93633/NCE	39
MST-M93640/NCE	39
MST-M93657/NCE	39
MST-M93664/NCE	39

CODICE	PAG.
MST-MAR5C/NCE	53
MST-MID8	28
MST-MS18	16
MST-MS22	16
MST-MS26	16
MST-NE30C/NCE	53
MST-PACE-ID	53
MST-PRA5C/NCE	53
MST-RST501	32
MST-SV16	16
MST-SV20	16
MST-SV22	16
MST-SV40	14
MST-SV5	16
MST-SV6	16
MST-TIP60C/NCE	53
MST-TY30C/NCE	53
MX-RED-19-01	70
MX-RED-62-16	71
MX-RED-62-18	71
MX-RED-62-45	71
MX-RED-99-M1	71
MX-RED-99-M3	70
MX-RED-S-1901	70
MX-RED-S-1902	70
MX-RED-S-19-03	70
MX-RED-S-19-04	70
MX-RED-S-19-05	70
MX-RED-S-19-06	70
MX-RED-S-19-07	70
MX-RED-S-19-M1	70
MX-RED-S-9901	70
MX-RED-S-99M4	70
MX-VPKCOV201	70
MX-VP-S-19-03	70
MX-VP-S-19-04	70
MX-VP-S-19-05	70
MX-VP-S-19-06	70
MX-VP-S-19-07	70
MX-VP-SKCOV2	70
N	
NGB-CARS23022	54
NGB-CTMS23016	54
NGB-MCRS23016	54
P	
PDX-4390	35
PDX-4489	35
PDX-4664	35
PDX-4828	35
PDX-4853	35
PDX-4913	35
R	
RAL-320960C	56
RAL-310100C	57
RAL-312740A	60
RAL-313560D	59
RAL-313570D	59
RAL-313590D	59
RAL-313600D	59
RAL-320070B	59
RAL-320070C	59
RAL-320130A	60
RAL-320310A	58

CODICE	PAG.
RAL-320310A	59
RAL-320310B	58
RAL-320310B	59
RAL-320310C	59
RAL-320400	59
RAL-320490B	56
RAL-320490B	57
RAL-320490B	58
RAL-320490C	56
RAL-320490C	57
RAL-320490C	58
RAL-320490D	56
RAL-320490D	58
RAL-320550	58
RAL-320550C	60
RAL-320680	59
RAL-320715C	60
RAL-320960D	56
RAL-330370B	59
RAL-336000	58
RAL-340032	60
RAL-340060	60
RAL-340103	60
RAL-340150	60
RAL-340300	60
RAL-350750C	60
RAL-359000	58
RAL-360000	14
RAL-360100	57
RAL-360210	57
RAL-360215	57
RAL-360220	57
RAL-360225	57
RAL-361070B	59
RAL-361070B	60
RAL-361075C	59
RAL-361100B	59
RAL-361350	60
RAL-361400B	60
RAL-361405B	60
RAL-361410	58
RAL-361490C	56
RAL-361490D	56
RAL-361500C	56
RAL-361500D	56
RAL-361510C	56
RAL-361510C	56
RAL-361510D	56
RAL-361510D	56
RAL-361520	56
RAL-361550	58
RAL-361550	59
RAL-361550	60
RAL-361560	57
RAL-361600	60
RAL-361610	59
RAL-361620B	60
RAL-361630C	59
RAL-361640C	58
RAL-361640D	58
RAL-361650C	58
RAL-361650D	58
RAL-361670	60
RAL-361820	58
RAL-361820C	60
RAL-361850	60

CODICE	PAG.
RAL-362115C	58
RAL-362325B	58
RAL-362325B	58
RAL-362390	58
RAL-362530B	58
RAL-362850C	60
RAL-362860	56
RAL-362870C	58
RAL-362870D	58
RAL-363060	58
RAL-363572	59
RAL-364320	56
RAL-365240	57
RAL-365400	57
RAL-367300C	56
RAL-367300C	56
RAL-367300C	58
RAL-367400C	56
RAL-367400C	56
RAL-367400D	56
RAL-367400D	56
RAL-367600C	59
RAL-369200	59
RAL-369200B	60
RAL-380420	60
RAL-405000	57

S

ST-15514	41
ST-18349	41
ST-18350	41
ST-22667	43
ST-23839	41
ST-23843	41
ST-23847	43
ST-23849	43
ST-23850	43
ST-40211	41
ST-40212	41
ST-40213	41
ST-40214	41
ST-40215	41
ST-40216	41
ST-40217	41
ST-40218	41
ST-40219	41
ST-40220	41
ST-40221	41
ST-40224	41
ST-40226	41
ST-40227	41
ST-40228	41
ST-40229	41
ST-40230	41
ST-40231	41
ST-40232	41
ST-40233	41
ST-40234	41
ST-40235	42
ST-40236	42
ST-40237	42
ST-40238	42
ST-40239	42
ST-40240	42
ST-40241	42
ST-40242	42

CODICE	PAG.
ST-40243	42
ST-40244	42
ST-40245	42
ST-40247	42
ST-40248	42
ST-40249	42
ST-40250	42
ST-40251	42
ST-40252	42
ST-40253	42
ST-40254	42
ST-40255	42
ST-40257	42
ST-40258	42
ST-40259	42
ST-40260	42
ST-40261	42
ST-40263	42
ST-40264	42
ST-40265	42
ST-40266	42
ST-40269	42
ST-40272	42
ST-40273	42
ST-40274	42
ST-40276	41
ST-40277	42
ST-40278	42
ST-40279	42
ST-40280	42
ST-40281	42
ST-40282	42
ST-40283	42
ST-40285	42
ST-40286	42
ST-40287	42
ST-40288	42
ST-40290	41
ST-40291	43
ST-40292	43
ST-40293	43
ST-40294	43
ST-40295	43
ST-40296	43
ST-40297	43
ST-40298	43
ST-40299	43
ST-40300	43
ST-40301	43
ST-40303	43
ST-40304	43
ST-40305	43
ST-40306	43
ST-40307	43
ST-40308	43
ST-40309	43
ST-40310	43
ST-40311	43
ST-40312	43
ST-40313	43
ST-40314	43
ST-40315	43
ST-40316	43
ST-40317	43
ST-40318	43
ST-40319	43

CODICE	PAG.
ST-40320	43
ST-40321	43
ST-40322	44
ST-40323	44
ST-40324	44
ST-40325	44
ST-40326	44
ST-40327	44
ST-40328	44
ST-40329	44
ST-40330	44
ST-40331	44
ST-40332	44
ST-40333	44
ST-40334	44
ST-40335	44
ST-40336	44
ST-40337	44
ST-40338	44
ST-40339	44
ST-40340	44
ST-40341	44
ST-40342	44
ST-40343	44
ST-40344	44
ST-40345	44
ST-40346	44
ST-40347	44
ST-40348	44
ST-40349	44
ST-40350	44
ST-40351	44
ST-40363	44
ST-40364	44
ST-40365	44
ST-40366	43
ST-40367	44
ST-40368	44
ST-40369	44
ST-40370	44
ST-40381	45
ST-40609	43
ST-44292	38
ST-44293	38
ST-44295	38
ST-44296	38
ST-44297	38
ST-44298	38
ST-44299	38
ST-44300	38
ST-44301	38
ST-44302	38
ST-44303	38
ST-44304	38
ST-44305	38
ST-44306	38
ST-44307	39
ST-44308	39
ST-44309	39
ST-44310	39
ST-44807	41
ST-48953	43
ST-48954	41
ST-52233	44
ST-53085	38
ST-53824	43

CODICE	PAG.
ST-53825	43
ST-53844	43
ST-57543	42
ST-57544	44
ST-65334	42
ST-65335	41
ST-72682	38
ST-72686	39
ST-72687	39
ST-77713	38
ST-81061	41
ST-86865	45
ST-88010	38
ST-91024	43
ST-95389	31
ST-96275	39
ST-98748	31
ST-98749	31
ST-98879	31
ST-99110	31
SY-41110	35
SY-41115	30
SY-41202	31
SY-41208	34
SY-41216	31
SY-41217	66
SY-41218	66

T

TCS-MM01T	72
TCS-MM02	72
TCS-MM02T	72
TCS-MM04	73
TCS-MM04T	73
TCS-MM05C	73
TCS-MM06T	74
TCS-MM07T	74
TCS-MM08T	73
TCS-MM09	73
TCS-MM09T	73
TCS-MM10	73
TCS-MM100T	72
TCS-MM10T	73
TCS-MM11	74
TCS-MM11T	74
TCS-MM12T	74
TCS-MM13	74
TCS-MM13T	74
TCS-MM14	74
TCS-MM14T	74
TCS-MM15	74
TCS-MM15T	74
TCS-MM16T	74
TCS-MM17	72
TCS-MM17T	72
TCS-MM18	72
TCS-MM18T	72
TCS-MM19	74
TCS-MM19T	74
TCS-MM20	74
TCS-MM20T	74
TCS-MM21T	71
TCS-MM22T	73
TCS-MM23T	72
TCS-MM24	72
TCS-MM24T	72

CODICE	PAG.
TCS-MM25T	71
TCS-MM26	72
TCS-MM26T	72
TCS-MM27T	72
TCS-MM28	71
TCS-MM28T	71
TCS-MM29	71
TCS-MM29	72
TCS-MM29T	71
TCS-MM30	74
TCS-MM30T	74
TCS-MM31T	72
TCS-MM33	72
TCS-MM33T	72
TCS-MM34T	72
TCS-MM35T	72
TCS-MM36T	71
TCS-MM37T	72
TCS-MM38	72
TCS-MM38T	72
TCS-MM39T	71
TCS-MM40	73
TCS-MM40T	73
TCS-MM41T	73
TCS-MM42	71
TCS-MM42T	71
TCS-MM43T	73
TCS-MM44T	71
TCS-MM45T	72
TCS-MM46	74
TCS-MM46T	74
TCS-MM47T	73
TCS-MM48	73
TCS-MM48T	73
TCS-MM50T	73
TCS-MM51T	72
TCS-MM52T	72
TCS-MM53T	71
TCS-MM55T	72
TCS-MM56T	72
TCS-MM57T	72
TCS-MM58T	72
TCS-MM59T	73
TCS-MM60T	74
TCS-MM61T	72
TCS-MM62T	73
TCS-MM63T	72
TCS-MM64T	74
TCS-MM65T	73
TCS-MM66T	73
TCS-MM67T	73
TCS-MM68T	73
TCS-MM70T	71
TCS-MM71T	71
TCS-MM72T	71
TCS-MM73T	73
TCS-MM75T	72
TCS-MM76T	73
TCS-MM77T	73
TCS-MM79T	71
TCS-MM80	74
TCS-MM80T	74
TCS-MM81T	72
TCS-MM82T	71
TCS-MM83T	73
TCS-MM84T	73

CODICE	PAG.
TCS-MM85T	74
TCS-MM86	71
TCS-MM86T	71
TCS-MM87T	73
TCS-MM88T	73
TCS-MM89	73
TCS-MM89T	73
TCS-MM91T	74
TCS-MM92T	73
TCS-MM93T	72
TCS-MM94T	71
TCS-MM95T	74
TCS-MM96C	73
TCS-MM97T	73
TCS-MM98T	72
TCS-MM99T	73
TEH-30390	30
TEH-30394	30
TEH-30401	66
TEH-30406	66
TEH-30925	31
TEH-PT5012	66
TEH-T30355	35
TEH-T30407	66
TEH-T30408	66
TEH-T30409	66
TEH-T30525C	30
TEH-T30625	31
TEH-T30696	30
TEH-T31025	30
TEH-T31096	29
TEH-T5000	30
TEH-T5006	30
TEH-T5008	35
TEH-T5009	35
TEH-T5015	29
TEH-T5017	66
TEH-T5018	35
TEH-T5051	30
TEH-TL5025	29
TR-1408	44

	PAG.
β CARBA™ test	53
β LACTA™	53

A	PAG.
Acidi nucleici, Ottimizzazione degli acidi nucleici NAO®	9
Basket	
Adeno-Rotavirus Rapydtest	30
Agglutinazione al lattice	31
Aghi per inoculo	14
Alkaline Peptone Water	21
Anse	14
Antibiogramma, Terreni di coltura per	54
Antisieri	38
Armand Solution	57
Aspergillus	33
Atlante parassitologia	67
Auramine Fluo-RAL	58
Autoprelievo eNat®	3
Auxacolor 2	33

B	PAG.
Bacitracin Discs	28
Baird Parker Rodac + neutralizzante	21
BiGGY (Nickerson) Agar	17
Bile Esculin Azide Agar	16
Biologia molecolare - kit in real time PCR	78
Blood Agar (Sheep Blood 7%)	17
Blood Agar + Nalidixic Acid (base)	16
Bordet Gengou Agar (+ 5% sangue di montone)	17
Brain Heart Infusion Agar	16, 17, 21
Brain Heart Infusion Broth	21
Brilliant Green Agar	17
Brucella Agar (+ 5% sangue di montone)	17
Bulkholderia Cepacia	16
Butzler	17

C	PAG.
C. diff Chek™ - 60	29
C. Diff Quik Chek Complete®	30
C. Diff Quik Chek®	30
C. difficile Tox A/B™	29
CAMP Selectatab (Modified Butzler Medium Virion)	16
CAMP Selectatab (Preston Blood Free)	16
Campylobacter Chek™ - ELISA	29
Campylobacter Preston Blood Free Agar Base	16
Campylobacter Quik Chek™ - test rapido	30
Campylobacter Selective Agar (Blaser-Wang)	17
Campylobacter Selective Agar (Butzler - Virion Mod.)	16
Candida	33
Candida Agar (vedere BiGGY Nickerson)	17
Candida e Trichomonas, Trasporto e Coltura	65
CandiSelect™	17, 20
Carbolic fuchsin RAL	57
Carbolic Methylene Blue	57
Carbolic Solution for Auramine Fluo-RAL	58
CareUS™ Malaria PAN/Pf	67
Ceppi microbici	71
Cetrimide (Pseudomonas) Agar	17
Chlamydia trachomatis	30

Chocolate Agar + P.V.S. (Polyvitaminic Supplement)	18
Chocolate Agar + P.V.S. + Bacitracin	18
Chocolate Agar + P.V.S. + VCAT	18
Chocolate Agar VCAT (con emoglobina) (Thayer-Martin)	18
Chromatic™ CRE	20
Chromatic™ ESβL	20
Chromatic™ ESβL+AmpC	20
Chromatic™ OXA-48	20
Citologia, Colorazione per	59
Cled Agar	16, 23
Clostridioides difficile	29, 3
Clostridium Difficile Selective Agar	18
Clostridium difficile Toxin/Antitoxin Kit	30
Clostridium Perfringens Enterotoxin Test	30
Cold-ZN Kit	58
Coletsos Medium	21
Columbia + 5% Sheep Blood	18
Columbia + CNA + Sheep Blood	18
Columbia Agar Base - flacone	16, 23
Concentratore feci	64
Conservazione dei ceppi microbici, Sistema per la	74
Contatto, Piastre da	21
Controllo ambientale	13
Controllo qualità per SARS-CoV-2	70
Corinebatteri	58
Cromogeniche, Piastre	20
CRYOBANK™ MAST	74
Cryptococcus	33
Cryptosporidium	66
CytoRAL (Spray)	60
Czapek Dox Agar	18

D	PAG.
Decontaminazione e fluidificazione	14
DENGUE	30
Dermatophyte (D.T.M.) Agar (slant)	18, 21
Dip Slide, Contact Slide	24
Dischi antibiotici per uso veterinario	53
Dischi in bianco non impregnati	25
Dischi per il test di sensibilità	50
Drigalski Lactose Agar - flacone	23
DST Agar (Sulphonamide Antagonist Free)	16

E	PAG.
EIA, Test	30
Ematologia - colorazioni	59
EMB Levine Agar	18, 23
Emocoltura manuale	24
eNat® Medium	2
Entamoeba histolytica	66
Erythrosin 239, 1% in aqueous solution	58
Escherichia coli - Sierotipizzazione	38
Escherichia coli (STEC/VTEC)	30, 31
eSwab® LQ Amies con tampone floccato	2
Ethyl Acetate (250 mL)	66

F	PAG.
Fissativo per citologia	60
Fixative Fluo-RAL	58
FLOQBrush™	9

FLOQSwabs®	8
Fluo-RAL Kit	58
FOB Rapydtest	35
Forense, uso (4N6FLOQSwabs®)	8

G	PAG.
Gardnerella Selective Agar (con 5% sangue di montone)	18
GC Agar Base & supplementi	16
Giardia	66
Giardia & Cryptosporidium	66
Giardia & Cryptosporidium & Entamoeba	66
Giemsa R solution	58
Glucose Broth (con campanella)	21
Gram Test Stick (Lana Test)	56
GRAM, Coloratore automatico	57
Gram, Colorazione di	56
Gram, Colorazione rapida	56
Gravidanza, Test di	35

H	PAG.
H. pylori Chek™ - ELISA	30
H. Pylori Quik Chek™	31
H.Pylori Ag RapydTest	31
Haemophilus influenzae - Sierotipizzazione	39
Haemophilus Test Medium (HTM)	18, 22
Hektoen Enteric Agar	18
Helicobacter pylori Selective Agar	18
HPV, Controllo qualità per	71
Hypertonic Broth (6.5% NaCl)	22

I	PAG.
Identificazione batterica & virale	28
Identificazione e test di sensibilità	53
Immunocromatografici, test rapidi	30
ImmuView® Legionella pneumophila e L. longbeacheae Urinary Antigen Test	31
ImmuView® RSV Antigen Test	31
ImmuView® S. pneumoniae and L. Pneumophila Urinary Antigen Test	31
ImmuView® S. pneumoniae Antigen Test	31
Indicatori biologici di sterilità	75
Infiammatorie intestinali, Malattie	35
Iso-Sensitest Agar	18
Istologia, Colorazioni per	60
IUTM Medium (slant)	22

K	PAG.
Kinyoun Gabett	57
Kligler Iron Agar (Kligler-Hajna) (slant)	22
Kovacs reagent	28

L	PAG.
Lactophenol Blue	58
Legionella	31
Legionella - Sierotipizzazione	39
Legionella agar (GVPC)	21
Legionella BCYE agar	16, 21
Leishmania	66
Lieviti	33
Listeria monocytogenes - Sierotipizzazione	40
Loeffler Medium (slant)	22
Loewenstein-Jensen (slant)	22
Lugol's Solution	58
Lysine Decarboxylase Broth	22

Lysine Iron Agar (L.I.A.)	22
Lysostaphin Discs	28

M	PAG.
MacConkey Agar	16, 18, 21
Malaria - test rapido	67
Mannitol Salt Agar	16, 18, 21, 24
Mast ID™ Camp Identification System	29
MAST® CARBA PAcE	53
MAST® ALEX MRSA	32
MASTRINGS™ - MAST ID™ Anaerobe ID Ring	28
Maximum Recovery Diluent (vedere Tryptone-salt broth)	22
Mayer haemalum	58
May-Grunwald Giemsa	59
MCDh (Micro Chromatic Detection for Haematology) - colorazione per ematologia	59
Meningite	31
Methylene Blue Loeffler	58
Metronidazole Discs (50 µg)	28
Micobatteri	57
Micobatteri - colorazione a caldo	57
Micobatteri - colorazione a freddo	57
Micobatteri - colorazione in fluorescenza	58
Micologia	33
Micoplasmi urogenitali	29, 53
Microbix HPV	71
Microbix SARS-CoV-2 - CQI	70
Middlebrook 7H10 Agar (slant)	22
MIF Color	58
MIF Solution	66
Motility Medium & Agar	17, 22
MRSASelect II Agar	18, 20
MR-VP Medium	22
MSRV Agar	22
MSwab® per saggi molecolari e colturali standard	2
Mueller Hinton Agar - formati vari	17, 19, 20, 22, 24, 54
Mycoplasma (UU-MH) Culture Broth	29
Mycoplasma Duo Kit	29, 53
Mycoplasma IES & IES Plus & TIES	29
Mycoplasma pneumoniae	34
Myéloperoxydase Kit	59

N	PAG.
NAO® Basket	9
Neisseria meningitidis - Sierotipizzazione	40
NG-Test CARBA 5	54
NG-Test CTX-M Multi	54
NG-Test MCR-1	54
Nitrate Discs	28
Nitrocefin Discs (Cefinase)	28
Nutrient Agar	19
Nutrient Broth	22

O	PAG.
Olio per immersione	60
Optochin Discs	28
Oxidase Discs & Strip	28

P	PAG.
Page's Saline - flacone	24
PAR Test	25
Parasep®, Sistema	64
Parassiti intestinali	64
Parassitologia	64

Parassitologia & Micologia, Colorazioni	58	Saffron in alcoholic solution	59
Pastorex® Toxo	67	Salmonella - Sierotipizzazione	41
Pastorex™ Crypto Plus	33	Salmonella Detection Agar	20
Pastorex™ Meningitis Kit	31	Salmonella-Shigella Agar	17, 19
Pastorex™ Staph Plus	32	Sangue occulto	35
Pastorex™ Streptococcus A, B, C, D, F, G	32	SARS-CoV-2, Controllo qualità per	70
PCR, Infezione del torrente circolatorio	78	SaSelect	19, 20
PCR, Infezioni batteriche	79	Schiff reagent	59
PCR, Infezioni fungine	81	Selenite-Cystine Broth - provetta	23
PCR, Infezioni pazienti immunodepressi/Trapiantati	78	Shiga Toxin Chek™ - ELISA	30
PCR, Infezioni respiratorie	80	Shiga Toxin Quik Chek™ - test rapido	31
PCR, Infezioni Sessualmente trasmissibili	79	Sierodiagnosi - ricerca anticorpi	34
PCR, Malattie genetiche/ereditarie	81	Sierotipizzazione	38
PCR, Meningite	80	SIM Medium - provetta	23
PCR, Patogeni tropicali	81	Sospensioni batteriche colorate	34
PCR, Resistenza agli antibiotici	80	Spatole sterili	14
Pergola Medium (becco di clarino)	22	SPS Agar	19, 24
Petragnani Medium (becco di clarino)	22	Sputagest Selectavial	14
Phenylalanine Agar (slant)	22	SRK®	13
Piastre da contatto RODAC (Ø 55 mm)	21	Staphylococcus aureus & MRSA	32
Piastre Ø 140 mm	20	Stock Culture Agar	23, 75
Piastre Ø 90 mm	17	StrepBSelect	19, 2
Piastre pronte	17	Streptococcus	32
Plasmodium falciparum	67	Streptococcus Beta-emolitico di Gruppo A	31
Plate Count Agar	21	Streptococcus Beta-emolitico di Gruppo B	31
Plate Count Agar + neutralizzante	21	Streptococcus Broth - provetta	23
Platelia™ Aspergillus Ag	33	Streptococcus pneumoniae	31
Platelia™ Aspergillus IgG	33	Streptococcus Selective Agar (+ 5% sangue di montone)	19
Platelia™ Candida Ab plus	33	Sulphathiazole Discs	28
Platelia™ Candida Ab Plus	33	Surefix	58
Platelia™ Dengue NS1 Ag	30	Sven Gard Agar	23
Prelievi - Tamponi	3		
Provette di trasporto con e senza fissativi	65		
Pseudomonas (Cetrimide) Agar	19, 21		
Pseudomonas auruginosa - Sierotipizzazione	40		
Q	PAG.	T	PAG.
QuickStripe™ Chlamydia Ag with Positive control	30	T.S.I. Agar (Triple Sugar Iron Agar slant)	23
QuickStripe™ hCG	35	Tamponi - prelievi	3
QuickStripe™ M. pneumoniae IgM	34	Tamponi e sistemi di trasporto per Chlamydia	13
QuickStripe™ Strep A	31	Tamponi floccati in provetta con terreno di trasporto	2
QuickStripe™ Strep B	31	Tamponi floccati senza terreno di trasporto in blister	7
Quick-TB Kit	57	Tamponi floccati senza terreno di trasporto in provetta	8
		Tamponi in bustina senza terreno di trasporto	12
		Tamponi in provetta con e senza terreno di trasporto	12
		Tamponi standard	12
		TCBS Cholera Agar (Kobayashi)	19
		Terreni cromogenici	20
		Terreni di coltura disidratati	16
		Terreni di coltura pronti	17
		Terreni pronti in flaconi	23
		Terreni pronti in provetta	21
		Thayer Martin Agar	19, 23
		Tinsdale Agar	19
		Tox A/B Quik Chek®	31
		Toxoplasma Gondii	67
		Trasporto e raccolta Copan (eSwab®)	2
		Trattamento campioni	14
		Trichomonas Broth - provetta	23
		Trichomonas e Candida, Trasporto e Coltura	65
		Triple Sugar Iron Agar - provetta	23
		Triton X-100 Solution	66
		Tryptic Soy Agar	19
		Tryptic Soy Agar + neutralizzante	19
		Trypto-Casein-Soy (TCS)	17
		Trypto-Casein-Soy Agar (TCS)	19
		Trypto-Casein-Soy Broth - provetta	23
		Tryptone Water - provetta	23
		Tryptose Broth - provetta	23
R	PAG.		
Raccolta, fissazione e concentrazione dei parassiti intestinali	64		
RAL 555 Kit, colorazione parassitologia ed ematologia	58		
RAL Stainer	57		
Resistenze agli antibiotici - test rapidi	53		
Rodac, Piastre da contatto	20		
Rogosa Agar	19		
Rose Bengal Agar + CAF	21		
Rosenow Cysteine Broth	22		
S	PAG.		
Sabouraud Agar + Chloramphenicol + Gentamicin + Actidione (slant)	22		
Sabouraud Agar + Chloramphenicol + Gentamycin (slant)	19, 22		
Sabouraud Chloramphenicol Agar	17		
Sabouraud Dextrose Agar	19, 21, 24		
Sabouraud Dextrose Agar + CAF - flacone	24		
Sabouraud Dextrose Agar + CAF + Cicloeximide	22		
Sabouraud Dextrose Agar + CAF + neutralizzante	21		
Sabouraud Dextrose Broth - provetta	23		

U	PAG.
Urea Agar Base	17
Urea Broth - provetta	23
Urea Solution (40% V/V)	17
UriSelect 4	17, 19, 20
UTM-RT® System	3

V	PAG.
V Factor Discs	28
Vagitest (Chocolate Agar / Rogosa Agar / Thayer-Martin Agar)	24
Vagitube™	24, 65
Vibrio cholerae - Sierotipizzazione	46
Violet Red Bile Glucose Agar (VRBGA)	21
Violet Red Bile Lactose Agar + neutralizzante	21
Virus Respiratorio Sinciziale	31
Vita-Eosina, Kit	60
VRESelect Agar	20

W	PAG.
Water, Saline 0,85% - provetta	23
Water, Sterile & Distilled - provetta	23
Widal - Diagnosi sierologica	34
Wright, Soluzione di	59
Wurtz Lactose Agar	20

X	PAG.
X + V Factor Discs	28
X Factor Discs	28

Y	PAG.
Yersinia enterocolitica	34
Yersinia enterocolitica - Sierotipizzazione	46
Yersinia Selective Agar (C.I.N.)	20

Z	PAG.
Ziehl Carbolic Fucsin	57
Ziehl Fuchsin	58
Ziehl-Neelsen, Colorazione di	57

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PER L'ITALIA

IL PRESENTE LISTINO ENTRA IN VIGORE IL 1 MARZO 2023. ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTI I PRECEDENTI.

1 ORDINI

- Le commissioni indirizzate alla ns. Sede di Milano si intendono accettate con nullità di ogni clausola dell'Acquirente in contrasto con le nostre condizioni generali e particolari di vendita, che costituiscono parte integrante e essenziale di ogni commissione e che il Committente, con l'atto stesso di affidarci ordinazioni o di accogliere un'offerta, ammette di conoscere ed accettare espressamente e pienamente.
- I Sigg. Committenti sono pregati di attenersi strettamente, nelle loro ordinazioni, alla nomenclatura e alle unità di confezionamento usate nei cataloghi indicando chiaramente, per esempio:

QUANTITÀ	CODICE COMPLETO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1	BK-055HA	Baird-Parker Medium Base	500 g
3	BS-00108	Egg Yolk Tellurite Enrichment	50 mL

In caso di discordanza tra numero di codice e descrizione farà fede il numero di codice. AD ORDINI COSÌ REDATTI SARÀ DATA PRIORITÀ NELL'EVAZIONE.

- Ordini con richiesta di fatturazione a terzi saranno accettati solo se formulati per iscritto.
- Ogni ordine effettuato di presenza o a mezzo del telefono dovrà essere seguito da una conferma scritta per regolarizzazione. Sulla stessa dovrà chiaramente essere indicato che si tratta di conferma di precedente ordine verbale o telefonico, ovvero essere riportata l'annotazione: "consegna avvenuta". In difetto di queste indicazioni la conferma scritta rappresenta a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di accettare la merce, una nuova ordinazione.
- È nostro diritto non accettare, annullare o differire, in tutto o in parte, ordinazioni in seguito a sopravvenute cause di forza maggiore (ad es. sospensioni del lavoro, furti, incendi anche parziali, guasti agli impianti da qualsiasi causa provocati, ecc.) che dovessero verificarsi sia nei ns. Stabilimenti che in quelli dei ns. Fornitori e vettori. Tali eventualità ci sollevano altresì da obblighi eventualmente assunti in precedenza con l'accettazione dell'ordine ed escludono qualsiasi richiesta di risarcimento di danni nei ns. confronti, sia diretta sia in via di rivalsa.
- In conformità con le disposizioni di legge è nostro diritto risolvere i contratti o sospendere le forniture in corso nei casi di intervenuto mutamento delle condizioni economiche del compratore (incapacità, fallimento, messa in liquidazione, sospensione dei pagamenti, protesti di cambiali o di assegni, scioglimento o modifica di Società ecc.). In tali evenienze i Committenti saranno ritenuti responsabili per la mancata esecuzione del contratto.
- Ordini accettati in abbonamento non potranno essere annullati dal Committente prima della scadenza dell'impegno se a termine, o - se a tempo indeterminato - senza un preavviso scritto di almeno tre mesi. In difetto di ciò l'abbonamento, se a termine, si considererà tacitamente prorogato per un periodo uguale a quello precedente.
- In caso di proroga, sia tacita che concordata, l'abbonamento si intende rinnovato ai prezzi in vigore per il nuovo periodo.
- In caso di consegne ripartite, il mancato o ritardato pagamento di una sola di esse ci autorizza a risolvere il contratto o a subordinare l'esecuzione delle successive consegne al pagamento anticipato di ciascuna di esse.

2 PREZZI E I.V.A.

- I PREZZI DEI PRODOTTI E DELLE OFFERTE DI SERVIZI SONO DA CONSIDERARSI I.V.A. ESCLUSA E AL LORDO DI EVENTUALI SCONTI CHE SARANNO APPLICATI IN FATTURA. SALVO IL CASO DI CONDIZIONI CONTRATTUALI CONVENZIONALMENTE STABILITE A SEGUITO DI ACCORDO SPECIFICO RISULTANTE IN FORMA SCRITTA, LE OFFERTE E IL LISTINO PREZZI APPLICATI CORRISPONDONO ALLE TARIFFE IN VIGORE.
- L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è sempre a carico del Committente, nella misura di legge.
- I Clienti che richiedessero la fatturazione in esenzione di I.V.A., sono pregati di dichiararlo su ogni ordine, in base alle disposizioni di legge. Ciò vale, naturalmente, anche per gli ordini anticipati a mezzo telefono. Dopo l'emissione del DDT la fattura non potrà essere modificata.

3 OFFERTE

- Ogni offerta è valida solo se scritta e se proviene dalla ns. sede di Milano. Le offerte soggiacciono alle condizioni particolari in esse riportate e, per quanto non specificatamente proposto, alle condizioni generali di vendita. Ogni offerta è valida 30 giorni. Validità diverse sono sempre espressamente indicate.

4 RESA, SPEDIZIONE E TRASPORTI

- Salvo diverso accordo tra le parti, la consegna dei prodotti ai Sigg. Clienti avviene secondo la modalità "Franco magazzino compratore".
- Qualsiasi eventuale diverso termine di resa concordato tra la Società ed i Sigg. Clienti sarà interpretato in accordo con gli INCOTERMS della Camera di Commercio Internazionale in vigore alla data della conclusione del contratto di vendita.
- Per ordini fino a € 350,00 I.V.A. esclusa, sarà addebitato un contributo spese di spedizione pari a € 40,00.
- I Sigg. Clienti che volessero ritirare la merce presso il ns. Magazzino a mezzo di un loro incaricato sono pregati di darne avviso con almeno un giorno di anticipo, perché possano essere approntati i necessari documenti di accompagnamento della merce.
- Per le spedizioni in porto assegnato i Sigg. Committenti potranno indicare a loro scelta il mezzo di inoltro. Se questi trasporti fossero da affidare a Spedizionieri o Corrieri, i Sigg. Committenti dovranno indicarci, nella loro ordinazione, il nominativo del Vettore desiderato e, possibilmente, il relativo recapito in Milano. Quando invece, per le spedizioni in porto assegnato, il mezzo di inoltro non fosse indicato, rimane di ns. Facoltà la scelta del mezzo ritenuto più idoneo.
- La spedizione della merce è da noi effettuata in conformità con le vigenti norme in materia.

5 IMBALLAGGIO

- L'imballaggio delle merci è da noi effettuato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura delle merci sia al mezzo di trasporto prescelto.
- Esso è ceduto gratuitamente se normale, al costo se atermico - con eventuali sostanze refrigeranti - e non è accettato di ritorno.

6 RESTITUZIONE DI MERCE

- I Sigg. Clienti sono pregati, nel loro interesse, di controllare sempre, al ricevimento della merce, lo stato e l'integrità dei colli.
- In caso di manomissione, avarie, ammanchi ecc., dovrà essere cura del destinatario far redigere - prima del ritiro della merce e in presenza del trasportatore che lo sottoscriverà - regolare processo verbale per l'accertamento delle eventuali irregolarità riscontrate e dei danni subiti, secondo la particolare procedura prevista nei singoli casi (trasporti a mezzo posta, a mezzo corriere, a mezzo aereo ecc.). I Sigg. Committenti vorranno tenere presente che se nessuna riserva sarà elevata dal destinatario all'atto del ricevimento delle merci, non sarà possibile ottenere dal trasportatore un risarcimento per gli eventuali danni subiti.
- Eventuali reclami per merce giunta avariata al Cliente, manomessa o comunque non rispondente all'ordine, ci dovranno essere trasmessi per iscritto, unitamente al verbale di cui al punto precedente, entro otto giorni dal ricevimento della merce. La sostituzione o l'accredito saranno subordinati all'accertamento di eventuali responsabilità dirette e non saranno in ogni caso accettati senza nostra autorizzazione scritta.
- Non si riceveranno comunque di ritorno o in sostituzione prodotti soggetti a scadenza o alterati nella confezione o recanti sigle o altri contrassegni. Se il committente intende reclamare prodotti uguali di un medesimo lotto deve limitarsi a ispezionare una sola confezione. Le confezioni aperte in numero superiore a una non saranno sostituite.
- Il Cliente avrà cura di restituire la merce nelle stesse condizioni di imballo con un Vettore celerale. L'onere del trasporto è a carico del Committente.
- NON SI ACCETTERÀ DI RITORNO MERCE SPROVVISTA DI DOCUMENTO DI TRASPORTO. CIÒ VALE ANCHE PER I PACCHI POSTALI SUI QUALI DOVRÀ ESSERE INDICATO CHE IN ESSI È CONTENUTO IL DOCUMENTO ACCOMPAGNATORIO. QUESTA CONDIZIONE È TASSATIVA.

7 PAGAMENTI

- Le condizioni di pagamento si intendono anticipate (a mezzo bonifico bancario) per prima fornitura, successivamente a 30 giorni data fattura, netto, con ritiro di ricevute bancarie o bonifico bancario. Le rimesse dirette di valori potranno essere effettuate direttamente alla ns. Sede di Milano tramite:
 - a) B.ca Pop. Di Sondrio - IBAN IT35B0569601630000002286X70
 - b) Intesa Sanpaolo - IBAN IT89W0306909563000003600111
 - c) Credito Emiliano - IBAN IT5200303201609010000001500
 - d) Banco Desio - IBAN IT49G0344001601000000513700Per gli Enti Pubblici Locali o Ospedalieri, Unità Sanitarie Locali, Università ecc., il termine di pagamento è quello previsto ai sensi del D.Lgs n. 192 del 9/11/2012, con rimessa diretta alla ns. Sede di Milano.
- Le fatture dovranno essere pagate regolarmente senza sconti o arrotondamenti (che non potranno essere comunque riconosciuti sia in base all'art. 26 D.P.R. del 26/10/1972 e successive modificazioni e integrazioni, sia per esigenze del CED) e secondo il contenuto, anche se relative a ordini evasi parzialmente.
- In caso di inadempimento totale o parziale il Compratore decadrà immediatamente dal beneficio del termine (ex art. 1186 C.C.) e il contratto si intenderà risolto "ipso iure" per la parte eventualmente ineseguita, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
- In caso di ritardo nei pagamenti, fatto salvo ogni altro maggior diritto, la Società si riterrà libera da ogni eventuale impegno di ulteriori forniture e obbligata ad esigere l'immediata copertura di tutte le fatture, anche se non ancora scadute, a fronte delle quali potrà a sua discrezione pretendere, senza necessità di costituzione in mora ed eventualmente in via cumulativa:
 - a) un interesse calcolato per il periodo di ritardo, secondo quanto stabilito dal D.L. 231/2002 sui ritardati pagamenti;
 - b) il pagamento di una penale dello 0,25% del valore della fattura per ogni giorno di ritardo.

8 RECLAMI

- I reclami riguardanti fatture ed estratti conto devono pervenirci entro quindici giorni dalla data del documento e devono essere compilati con esattezza riportando il quantitativo della merce, il numero e la data del documento.

9 TERMINI DI CONSEGNA

- I termini di consegna devono considerarsi indicativi. Eventuali ritardi nella consegna non potranno dar luogo alla risoluzione se non previa contestazione con lettera raccomandata.

10 ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

- Tutti i rapporti tra la Società e i Sigg. Clienti sono di competenza esclusiva del Foro di Milano. L'emissione di tratta o di ricevuta per l'incasso non deroga dalla condizione di pagamento in Milano. Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza di tali rapporti, l'Autorità Giudiziaria di Milano sarà esclusivamente competente.

11 DISPOSIZIONI GENERALI

- Per essere applicabile, qualunque modifica dei termini delle presenti condizioni dovrà essere concordata per iscritto tra la Società ed i Sigg. clienti. Qualora qualsiasi clausola delle presenti condizioni generali sia considerata invalida, tale invalidità non comprometterà la validità delle altre clausole che continueranno ad avere piena efficacia.

D.I.D. - Diagnostic International Distribution s.p.a.

Iscrizione del Registro delle Imprese e Codice Fiscale n° 00941660151 - REA Milano n° 854285 - Partita IVA: 00941660151 - Cap. Soc. vers. e 780.000,00



**DIAGNOSTIC
INTERNATIONAL
DISTRIBUTION**
s.p.a.

P.zza Carlo Amati, 6
20147 Milano
tel +39 02 400 90 222
fax +39 02 487 05 802

www.did.it



catalogo 2023