


***OnSite*® COVID-19 AG RAPID TEST PER LA DETERMINAZIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2**



Sensibilità: 92,3% | Specificità: 100 %

Semplice • Non richiede strumentazione • Risultati in 15 minuti



OnSite® COVID-19 Ag Rapid Test

- Il Test OnSite® COVID-19 Ag Rapid Test (da tampone) è un test immunocromatografico *in vitro* per la ricerca qualitativa dell'antigene nucleoproteico di SARS-CoV-2 nel tampone nasofaringeo (NP) e nel tampone nasale.
- Il test è destinato ad essere utilizzato come ausilio nella diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.

Benefici

- Rapida rilevazione dell'antigene di SARS-CoV-2 in soli 15 minuti
- Tempestivo trattamento del paziente
- Procedura semplice e rapida
- Kit completo (tutto il materiale necessario è fornito con il kit); non necessita di strumentazione dedicata
- Elevata sensibilità e specificità**

Contenuto

- 20 Cassette test
- 20 Tamponi sterili
- 20 Provette d'estrazione e 20 tappi contagocce
- 1 Rack
- 2 Buffer
- 1 Istruzione per l'uso



Performance Caratteristiche

- Il Test OnSite® COVID-19 Ag Rapid Test (tampone) è stato valutato con campioni ottenuti da pazienti.
- Come metodo di riferimento è stato utilizzato un kit commerciale in biologia molecolare.
- I risultati mostrano che OnSite® COVID-19 Ag Rapid Test (tampone) ha un'accuratezza generale elevata.

Metodo		PCR		Totale risultati
Coronavirus Ag Rapid Test Cassetta	Resultati	Positivo	Negativo	
	Positivo	60	5	65
	Negativo	0	370	370
Risultati totali		60	375	435

Sensibilità relativa: 92,3%
Specificità relativa: 100%
Accordo generale: 98,9%

OnSite® COVID-19 Ag Rapid Test

- Diagnosi tempestiva rilevando i componenti virali entro 1 settimana dai sintomi
- Risultati in 15 minuti
- Facilmente implementabile nei point of care

Codice articolo ST-10360

Confezionamento

N° test = 20

Campioni: Tamponi nasali e nasofaringei

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød
Denmark
T +45 4829 9100

ssidiagnostica.com

